

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORTEZA NADGARSTKA AT53066 AT53067 AT53083 AT53084



MD



OSTRZEŻENIE OGÓLNE

Dziękujemy za zakup naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją używania. Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, uwag i zaleceń, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej bądź sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części wyrobu pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

AT53066

OPIS

Orteza przeznaczona do stabilizacji nadgarstka oraz kciuka, dzięki zastosowaniu dodatkowego paska zapewnia właściwą stabilizację. Materiał, z którego została wykonana przepuszcza powietrze oraz odprowadza nadmiar ciepła.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE

- Zespół cieśni nadgarstka
- Zapalenie pochewki ścięgna De Quervaina
- Podrażnienie stawów CMC i MCP
- Skręcenia kciuka.
- Leczenie pooperacyjne i ochrona przed urazami

ROZMIAR: S: 14-17 CM, M: 18-21 CM, L: 22-25CM

AT53067

OPIS

Wytrzymały materiał siatkowy wysokiej jakości zapewnia doskonały komfort użytkowania. Aluminiowe podpórki gwarantują doskonałe unieruchomienie nadgarstka oraz kciuka. Regulowany pasek na nadgarstek zapewnia dodatkową stabilność. Plastik o grubości 1,4 mm z prawej i lewej strony daje gwarancję dodatkowego wsparcia.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE

- Zespół cieśni nadgarstka
- Zapalenie ścięgna nadgarstka
- Choroba De Quervaina
- Skręcenia kciuka
- Unieruchomienie pooperacyjne

ROZMIARY (obwód nadgarstka):

1: 14-19 CM

2: 19-25 CM

UWAGA: Orteza występuje w wersji na lewą i prawą rękę.

AT53083

OPIS

Orteza to długa szyna nadgarstkowa z dodatkowym wsparciem kciuka wykonanym z trwałej tkaniny. Posiada anatomicznie ukształtowany aluminiowy wspornik, który zapewnia unieruchomienie nadgarstka i kciuka w neutralnej pozycji. Wokół nadgarstka znajduje się materiał, który zwiększa stabilizację. Materiał zachowuje ciepło ciała, przyspieszając krążenie krwi i proces gojenia.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE

- Zespół cieśni nadgarstka
- Zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna
- Unieruchomienie w bolesnych stanach nadgarstka
- Po urazach i operacjach
- Po opatrunku gipsowym w przypadku złamań

ROZMIARY (obwód nadgarstka):

1: 14-19 CM

2: 19-25 CM

AT53084

OPIS

Orteza to długa szyna nadgarstkowa z dodatkowym wsparciem kciuka wykonanym z tkaniny. Posiada anatomicznie ukształtowany aluminiowy wspornik, który zapewnia unieruchomienie nadgarstka i kciuka w neutralnej pozycji. Wokół nadgarstka znajduje się materiał, który zwiększa stabilizację. Materiał zachowuje ciepło ciała, przyspieszając krążenie krwi i proces gojenia.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE

- Zespół cieśni nadgarstka
- Zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna
- Unieruchomienie w bolesnych stanach zapalnych nadgarstka
- Po urazach i operacjach
- Po opatrunku gipsowym w przypadku złamań

ROZMIARY (obwód nadgarstka):

- 1: 14-19 CM
- 2: 19-25 CM

UWAGA: Orteza występuje w wersji na lewą i prawą rękę.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem zasad czyszczenia i konserwacji, bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Osoby zmagające się z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji bądź kompensacji których przeznaczony jest niniejszy wyrób (patrz część dotycząca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji). Wyrób może być zakupiony przez użytkownika samodzielnie lub na podstawie zaleceń lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarówno w przypadku samodzielnego zakupu wyrobu, jak też wskazania przez lekarza/terapeutę/innego specjalistę, należy wziąć pod uwagę dostępne rozmiary/niezbędne funkcje/warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do użytkowania, a także informacje dostarczone przez producenta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyrób zaleca się prać ręcznie z dodatkiem delikatnego detergentu, w temperaturze do 40°C. Nie wolno prać w pralce. Do czyszczenia nie wolno używać silnych detergentów, wybielaczy ani szorstkich przedmiotów. Suszyć rozłożone na płasko w cieniu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno suszyć w suszarce bębnowej. Nie wolno czyścić chemicznie. Nie wolno prasować.

PRZECHOWYWANIE

Wyrób należy przechowywać w suchym chłodnym pomieszczeniu, z dala od wilgoci oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

SPÓSÓB UTYLIZACJI WYROBU

Wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy:

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail: antar@antar.net

Data wydania instrukcji: 19.06.2023
v1-19.06.2023

