



Instrukcja użytkowania

AT53033 Orteza stawu biodrowego

z regulacją



Aparat zapewnia idealne podtrzymanie i odciążenie stawu biodrowego. Ponadto zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.

- orteza jest uniwersalna, pasuje zarówno na lewą i prawą stronę
- pięć blokujących śrub ogranicza zgięcie biodra od 0 ~ 140 stopni (regulacja co 20 stopni)
- miękki pas brzuszny z szerokim zakresem regulacji umożliwiający indywidualne dopasowanie aparatu do kształtów ciała
- zawias umożliwiający regulację zgięcia/wyprostu, a także stopnia odwodzenia aparatu

Wskazania:

- chroniczna niestabilność biodra
- okres rehabilitacji po zwichnięciach lub pęknięciach stawu biodrowego
- leczenie pooperacyjne

długość maksymalna: 53 cm

długość minimalna: 47 cm

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego z wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA



1. Owinąć pas wokół miednicy. Górna część pasa powinna leżeć powyżej kości biodrowej.



2. W przypadku kroków 2, 3 i 5 może być wymagana pomoc innej osoby. Część udową pasa należy owinąć wokół uda. Część udowa pasa powinna znajdować się nad kolanem.



3. Metalowy stelaż należy umieścić pomiędzy miednicą, a udem. Oś zawiasu należy umieścić w górnej części uda (nad krętarzem większym) Górną część należy umieścić poniżej linii pasa. Plastikowe elementy dolnej części należy umieścić na udzie.



4. Nałożyć na sprzączki w talii i wyregulować paski.



5. Pasy biodrowe należy zamocować na udzie tak, aby nie ograniczały ruchu.

Dopasowywanie długości



Część górna i dolna. Śrubę należy wykręcić kluczem imbusowym 3 mm, a następnie dostosować długość części górnej i dolnej. Dokręcić śrubę.

Jak ustawić zawias ROM?



Giętkość można regulować za pomocą klucza imbusowego 4 mm.

Sześć zatrzasków umożliwia regulowanie promienia w zakresie od 0 do 100 st. (odpowiednio: 0, 20, 40, 60, 80, 100)

Regulowanie zawiasu bocznego



W celu dostosowania pronacji/supinacji należy użyć klucza imbusowego.

Ostrzeżenia i uwagi

1. To urządzenie jest przeznaczone tylko dla jednego pacjenta. Nie jest przeznaczone do ponownego użytku przez innego pacjenta.
2. Jeżeli podczas stosowania urządzenia wystąpi dodatkowy ból, opuchlizna lub inne objawy, zaprzestać stosowania i skontaktować się z lekarzem.
3. To urządzenie ma na celu ochronę kontuzjowanego miejsca w ograniczonym zakresie ruchu zgodnie z programem rehabilitacji lub innymi środkami rehabilitacyjnymi zaleconymi przez lekarza.
4. Przechowywanie: w środowisku suchym i czystym, dobrze wentylowanym, bez korozyjnych gazów, w temperaturze pokojowej.
5. Regularnie sprawdzać sprzęt pod kątem uszkodzeń i zużycia. W wypadku jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.
6. Naprawa i dezynfekcja powinny być wykonywane jedynie przez osoby uprawnione!
7. Przed każdorazowym założeniem sprawdzić czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
8. Podczas użytkowania i obsługi oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Konserwacja wyrobu

1. Wkładki gąbkowe można wyjąć i umyć łagodnym mydłem. Po wyschnięciu wykładziny można ją zainstalować w urządzeniu i ponownie używać.
2. Korpus (stelaż) ortezy czyścić za pomocą wody i środków czystości (unikać substancji o działaniu żrącym).

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

UWAGA:

Pierwszy raz ortezę może zakładać wyłącznie wykwalifikowany personel! Przed użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

ROZMIAR: UNIWERSALNY

Zestaw składa się z ortezy i 2 imbusów.



KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, poczynając od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net



v1-2 2.08.2021
Data wydania instrukcji 2.08.2021