

**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
SILIKONOWY LEJ
DO PROTEZ**



Dziękujemy za zakup naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją używania. Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, uwag i zaleceń, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej bądź sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu lub urazów ciała.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

ZASTOSOWANIE/WSKAZANIA

Komfort i ochrona skóry:

Silikonowy lej zapewnia miękką, elastyczną warstwę pomiędzy twardą strukturą protezy a delikatną skórą użytkownika. Dzięki temu zapobiega otarciom, urazom i innym problemom skórnym, które mogą wynikać z długotrwałego noszenia protezy

Lepsze dopasowanie protezy:

Lej wykonany z silikonu jest bardzo elastyczny i może być formowany lub dostosowany, aby idealnie pasował do kształtu kończyny pacjenta. To zwiększa stabilność protezy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności użytkowania.

Redukcja wibracji i uderzeń:

Silikon ma właściwości amortyzujące, co jest szczególnie ważne w przypadku użytkowników protez nóg. Absorbuje on wstrząsy i wibracje podczas chodzenia, biegania czy skakania, zmniejszając dyskomfort i ryzyko uszkodzenia kości i stawów.

Zapobieganie przemieszczaniu się protezy:

Elastyczność i przyczepność silikonu pomaga utrzymać protezę na właściwym miejscu, co jest niezbędne dla optymalnego funkcjonowania protezy oraz komfortu użytkownika.

Odporność na wilgoć i higiena:

Silikon jest materiałem odpornym na wodę, co ułatwia utrzymanie higieny. Użytkownicy mogą łatwo czyścić lej, co jest istotne dla prewencji infekcji i podrażnień skóry.

Wskazania do stosowania silikonowego leju do protez obejmują różne kondycje, takie jak amputacje, wady wrodzone kończyn, a także rekonwalescencja po urazach. Dobór odpowiedniego leju powinien być zawsze dokonany przez specjalistę protetyka w porozumieniu z pacjentem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i stylu życia osoby korzystającej z protezy.

PRZECIWSKAZANIA

Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

- Niektóre osoby mogą być uczulone na silikon lub inne składniki zawarte w leju. W takim przypadku użycie silikonowego leju może prowadzić do reakcji alergicznej, takiej jak zaczerwienienie, swędzenie, wysypka lub inne podrażnienia skóry.

- Jeśli użytkownik protezy ma otwarte rany lub infekcje w miejscu, gdzie lej miałby być stosowany, użycie silikonowego leju może pogorszyć stan rany lub przyczynić się do rozprzestrzeniania infekcji.

- Stosowanie silikonowego leju z protezą, która nie jest dobrze dopasowana, może prowadzić do nieprawidłowego rozłożenia ciężaru, co może skutkować dodatkowym dyskomfortem, bólem lub nawet uszkodzeniem tkanki.

- Jeśli specjalista od protetyki zaleci inną metodę przytrzymywania protezy lub inny typ produktu z powodu specyficznych potrzeb medycznych pacjenta, ignorowanie tych zaleceń i stosowanie silikonowego leju może być niewskazane.

- Osoby z określonymi problemami skórnymi, takimi jak egzema czy łuszczyca, mogą doświadczać pogorszenia objawów w wyniku bezpośredniego kontaktu z silikonem.

UŻYTKOWANIE



1. Wywijamy lejek na „lewą” stronę do momentu ukazania się wklęsłości dna. Zwróć uwagę aby wewnętrzna strona lejka była czysta, sucha i wolna od obcych przedmiotów, które mogą spowodować podrażnienie skóry.

2. Wklęsłość dna przyłóż do końca kikuta.

3. Rolujemy lejek (nie ciągniemy) na kikut zwracając uwagę aby rozkładał się równomiernie, bez żadnych załamań oraz aby pomiędzy lejkiem a kikutem nie znajdowało się żadne powietrze.

CECHY

Długość: 45cm
Poziom amputacji: trans-piszczelowa, trans-udowa
Złącze dystalne: pin
Materiał: silikon medyczny
Grubość: dół 3mm/góra 6mm

ROZMIAR

W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy dokonać pomiaru 4cm powyżej dolnej krawędzi w celu ustalenia dokładnego obwodu.

Obwód w dystalnej części kończyny

Rozmiary w cm:

21/22/23,5/25/26,5/28/30/32/34/36/38/40/42/44

ZAKRES DOSTAWY:

Silikonowy lej do protez, Instrukcja obsługi

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem zasad czyszczenia i konserwacji, bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Osoby zmagające się z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji bądź kompensacji których przeznaczony jest niniejszy wyrób (patrz część dotycząca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji obsługi). Wyrób może być zakupiony przez użytkownika samodzielnie lub na podstawie zaleceń lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarówno w przypadku samodzielnego zakupu wyrobu, jak też wskazania przez lekarza/terapeutę/innego specjalistę, należy wziąć pod uwagę dostępne rozmiary/niezbędne funkcje oraz warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do użytkowania, a także informacje dostarczone przez producenta.

CZYSZCZENIE I PIELEGACJA

Bardzo ważne jest aby lej silikonowy po codziennym użyciu był gruntownie czyszczony i zdezynfekowany dla zapewnienia odpowiedniej higieny i ochrony przed rozwojem bakterii. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo proces czyszczenia musi przebiegać następująco : Lej silikonowy powinien zostać wymyty po każdym użyciu w ciepłej wodzie przy użyciu łagodnego mydła w płynie (z naturalnym pH). Po czyszczeniu, lejek powinien być dobrze wypłukany, należy go dobrze wysuszyć używając ręcznika papierowego lub bawełnianej ściereczki. Uwaga: Podczas czyszczenia należy usunąć z lejka silikonowego wszystkie części obce (piasek, nitki z tworzywa sztucznego, itp.), ponieważ mogą one wbić się w silikon i spowodować podrażnienie skóry. Podczas czyszczenia nie używać ostrych przedmiotów, uważać na zadrapania paznokciami. Nie należy suszyć na kaloryferach.

PRZECZYSZCZANIE

Wyrób należy przechowywać w suchym chłodnym pomieszczeniu, z dala od wilgoci oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy:

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.

ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail:antar@antar.net



Data wydania instrukcji: 30.01.2024
v1-30.01.2024