

AT52339

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA, WÓZEK INWALIDZKI, ELEKTRYCZNY,
ZEWNĘTRZNY**

**USER MANUAL, ELECTRIC WHEELCHAIR, OUTDOOR
BEDIENUNGSANLEITUNG, ELEKTRISCHER ROLLSTUHL, FÜR DEN
AUSSENBEREICH**

**NÁVOD K POUŽITÍ, ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK, PRO VENKOVNÍ
POUŽITÍ**

**NÁVOD NA POUŽITIE, ELEKTRICKÝ INVALIDNÝ VOZÍK, NA VONKAJŠIE
POUŽITIE**

**NOTICE D'UTILISATION, FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE, POUR
USAGE EXTÉRIEUR**

**GEbruikSAANWIJZING, ELEKTRISCHE ROLSTOEL, VOOR
BUITENGEbruIK**

**MANUAL DE USO, SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA, PARA EXTERIORES
MANUALE D'USO, SEDIA A ROTELLE ELETTRICA, PER USO ESTERNO**

BRUKSANVISNING, ELEKTRISK RULLSTOL, FÖR UTOMHUSBRUK



Dziękujemy za zakup naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją używania. Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, uwag i zaleceń, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej bądź sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu lub urazów ciała. UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie skontrolować stan techniczny produktu oraz upewnić się, że wszystkie części są kompletne i prawidłowo zamontowane (jeśli dotyczy, zwróć szczególną uwagę na śruby, nakrętki, nity oraz inne elementy mocujące i konstrukcyjne). Należy upewnić się, że produkt nie jest wadliwy ani uszkodzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków, NIE WOLNO używać produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Osoby zmagające się z chorobami, dysfunkcjami lub urazami, do leczenia/rehabilitacji bądź kompensacji których przeznaczony jest niniejszy wyrób (patrz część dotycząca przeznaczenia wyrobu niniejszej instrukcji obsługi). Produkt może być zakupiony przez użytkownika samodzielnie lub na podstawie zaleceń lekarza, terapeuty lub innego specjalisty. Zarówno w przypadku samodzielnego zakupu produktu, jak też wskazania przez lekarza/terapeutę/innego specjalistę, należy wziąć pod uwagę dostępne rozmiary/niezbędne funkcje oraz warianty wyrobu, wskazania i przeciwwskazania do użytkowania, a także informacje dostarczone przez producenta.

PRZEZNACZENIE: Wózek inwalidzki elektryczny to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej. Napędzany jest za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego.

Skuter inwalidzki AT52339 został zaprojektowany dla użytkowników o maksymalnej masie do 120 kg, którzy poruszają się w pozycji siedzącej. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, wymagany jest odpowiedni poziom sprawności ruchowej, wzrokowej oraz zdolności poznawczych, dlatego przed rozpoczęciem użytkowania zaleca się konsultację z lekarzem.

Model AT52339 przeznaczony jest zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Może być używany podczas lekkiego deszczu, jednak nie jest zalecany do długotrwałej eksploatacji w intensywnych opadach deszczu lub śniegu. Dzięki stosunkowo dużym kołom skuter umożliwia jazdę po nieutwardzonych nawierzchniach, umiarkowanie nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód o wysokości do 4 cm. Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu wynosi 9° (16%) i nie należy przekraczać tej wartości. Pojazd jest prosty w obsłudze, a system hamulcowy zapewnia płynne i szybkie zatrzymanie po zwolnieniu dźwigni przyspieszenia. W standardowych warunkach zasięg skutera wynosi około 16 km, jednak może się on zmniejszyć w przypadku jazdy po wzniesieniach, nierównym terenie lub przy częstym pokonywaniu przeszkód.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz przeprowadzić kontrolę wizualną urządzenia w celu upewnienia się, że nie posiada ono widocznych uszkodzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZKOWE! Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zasady użytkowania skutera AT52339.

Skuter AT52339 jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do poprawy mobilności użytkownika. Jego bezpieczne użytkowanie wymaga zachowania ostrożności, koncentracji oraz dostosowania stylu jazdy do warunków otoczenia.

Jedź powoli, dopóki nie poznasz wszystkich funkcji i właściwości skutera.

W miejscach zatłoczonych poruszaj się ze zmniejszoną prędkością.

Zachowuj szczególną ostrożność wobec pieszych i przeszkód.

Używaj skutera wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZABRONIONE! Podczas jazdy trzymaj ręce z dala od opon i kół. Pamiętaj, że luźne elementy odzieży mogą zostać wciągnięte przez opony i koła.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE! Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 120 kg (użytkownik + bagaż).

OSTRZEŻENIE! Skuter przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Nie przewoź pasażerów, w tym dzieci.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj skutera na schodach ani schodach ruchomych.

OSTRZEŻENIE! Nie pokonuj przeszkód wyższych niż dopuszczone w specyfikacji oraz zawsze podjeżdżaj do nich przodem.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj skutera w intensywnym deszczu, przy dużej wilgotności ani w ekstremalnych temperaturach.

OSTRZEŻENIE! Powierzchnie skutera mogą się nagrzewać – zachowaj ostrożność.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS JAZDY

Zawsze dostosuj prędkość do warunków drogowych. Zwracaj szczególną uwagę na pieszych i dostosuj sposób jazdy do otoczenia. W miejscach zatłoczonych zawsze poruszaj się z połową prędkości.

Przed skrętem zmniejsz prędkość – zbyt szybki skręt może spowodować przewrócenie pojazdu.

Zachowuj stabilną pozycję ciała podczas jazdy.

Unikaj nagłych manewrów oraz gwałtownego hamowania.

OSTRZEŻENIE! Nie pochylaj się nadmiernie do przodu ani na boki – może to spowodować utratę równowagi i przewrócenie skutera.

ZABRONIONE! Nie wkładaj rąk ani nóg w pobliże ruchomych części (koła, mechanizmy).

BEZPIECZEŃSTWO NA POCHYŁOŚCIACH I RAMPACH

Nie przekraczaj dopuszczalnego nachylenia.

Nie poruszaj się w poprzek zbocza ani po jego przekątnej.

Podczas zjazdu ustaw minimalną prędkość.

Podczas podjazdu utrzymuj stałą prędkość.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj trybu wolnego biegu (freewheel) na pochyłości.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed każdą jazdą sprawdź: stan akumulatora, działanie hamulców, połączenia elektryczne, stan opon, prawidłowe działanie wszystkich funkcji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości nie używaj skutera i skontaktuj się z serwisem.

AKUMULATORY I BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE! Nie dopuszczaj do kontaktu akumulatora z metalowymi przedmiotami – grozi to zwarcieniem i porażeniem prądem.

OSTRZEŻENIE! Używaj wyłącznie zalecanych akumulatorów i ładowarek.

OSTRZEŻENIE! Nie ładuj akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom przebywać w pobliżu skutera podczas ładowania.

DZIECI I OSOBY POSTRONNE

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać skutera AT52339.

OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiaj skutera bez nadzoru w obecności dzieci.

OSTRZEŻENIE! Nie przewoź pasażerów. Może to spowodować utratę stabilności skutera.

MODYFIKACJE I CZĘŚCI

OSTRZEŻENIE! Nie modyfikuj skutera ani nie używaj nieoryginalnych części i akcesoriów.

OSTRZEŻENIE! Nie podnoś skutera za elementy demontowalne (np. podłokietniki, siedzisko).

SYTUACJE AWARYJNE

OSTRZEŻENIE! Jeśli skuter nie zatrzymuje się prawidłowo, natychmiast użyj hamulca, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

OSTRZEŻENIE! Po wypadku lub uszkodzeniu skuter musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowany serwis przed ponownym użyciem.

ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE (EMI/RFI)

OSTRZEŻENIE! Urządzenia takie jak telefony komórkowe lub radiotelefony mogą powodować niezamierzony ruch skutera.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzeń radiowych podczas jazdy i unikaj przebywania w pobliżu silnych źródeł sygnału.

TRANSPORT W POJEŹDZIE SILNIKOWYM

Podczas transportu skuter elektryczny AT52339 należy przewozić bez użytkownika, w bagażniku lub przestrzeni ładunkowej pojazdu, z wyjątkami akumulatorami i odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczaniem.

Elementy demontowalne powinny być zdjęte lub solidnie zamocowane.

OSTRZEŻENIE! Nie siedź na skuterze podczas transportu.

OSTRZEŻENIE! Skuter i akumulatory muszą być prawidłowo zabezpieczone.

OSTRZEŻENIE! Nie transportuj akumulatorów z materiałami łatwopalnymi.

WSKAZANIA: Produkt znajdzie zastosowanie w przypadku:

trudności w samodzielnym chodzeniu lub szybkie męczenie się podczas przemieszczania,

schorzenia układu ruchu (np. choroby stawów, urazy, zwyrodnienia),

osłabienie siły mięśniowej lub zaburzenia równowagi,

stany po urazach lub operacjach wymagające odciążenia kończyn dolnych,

choroby neurologiczne wpływające na zdolność chodzenia,

podeszły wiek związany z ograniczoną mobilnością.

Skuter przeznaczony jest do użytkowania przez jedną osobę, która jest w stanie samodzielnie obsługiwać urządzenie lub korzystać z niego pod nadzorem opiekuna.

PRZECIWSKAZANIA

Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

Brak zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu w przestrzeni zewnętrznej (np. brak orientacji w ruchu pieszym lub drogowym).

Niekontrolowane ruchy ciała (np. drżenia, spastyczność), które mogą utrudniać sterowanie. Epizody utraty przytomności, zawrotów głowy lub inne stany mogące wystąpić nagle podczas jazdy. Brak możliwości utrzymania stabilnej pozycji siedzącej. Znaczne ograniczenia w zakresie reakcji i koordynacji ruchowej. Użytkowanie bez nadzoru w przypadku osób, które wymagają stałej opieki.

SPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH: Wózek inwalidzki, akumulator, ładowarka, poduszka, koszyk, instrukcja obsługi, zestaw narzędzi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary po rozłożeniu(długość x szerokość x wysokość): 970 × 530 × 900 mm

Wymiary po złożeniu(długość x szerokość x wysokość): 970 × 530 × 290 mm

Wymiary siedziska (szer. × dł. × gr.): 390 × 340 × 30 mm

Silnik: 24V 250W (2 x bezszczotkowy)

Akumulator: 24V 8A litowy, odłączany

Masa akumulatora: 2 kg

Ładowarka: 24V 2A

Sterownik: 24V 60A bezszczotkowy

Kierownica: regulacja wysokości

Prędkość: regulowana 0–6 km/h

Hamulec: elektromagnetyczny ABS

Droga hamowania: ≤ 1000 mm

Minimalny promień skrętu: ≤ 1500 mm

Wysokość podwozia: 80 mm

Zdolność pokonywania przeszkód: 40 mm

Wysokość oparcia: 830 mm

Wysokość podłokietników: 720 mm

Rozstaw podłokietników: 435 mm

Stabilność statyczna: ≥ 9°, < 15°

Stabilność dynamiczna: ≥ 6°, < 10°

Oświetlenie: przednie i tylne światło

Koszyk: przedni koszyk

Wymiary koszyka: 310 × 230 × 210 mm

Maksymalne obciążenie koszyka: 25 kg

Zasięg: 15 km

Koło przednie: 9" pneumatyczne

Koło tylne: 9" pneumatyczne

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Masa netto: 18,6 kg
 Masa brutto: 28 kg
 SKŁAD MATERIAŁOWY
 Rama: stop aluminium
 Silnik: metal
 Akumulator: bateria litowa
 Obudowa akumulatora: tworzywo sztuczne
 Ładowarka: tworzywo sztuczne
 Podłokietniki: pianka PU
 Siedzisko: pianka PU
 Oparcie: pianka PU
 Błotniki: tworzywo sztuczne
 Koszyk przedni: tkanina nylonowa
 Koszyk tylny: brak
 Koło przednie: guma, felga ze stopu aluminium
 Koło tylne: guma, felga ze stopu aluminium
 Układ kierowniczy: ABS
 Elementy plastikowe: ABS

UWAGA! POSZCZEGÓLNE WYMIARY PRODUKTU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W GRANICACH +2CM


 Niniejszy symbol oznacza maksymalną wagę użytkownika



1. Panel sterowania

Panel sterowania zawiera wyświetlacz, pokrętła regulacji prędkości, kluczyk, światła oraz klakson.

2. Port ładowania

Do ładowania.

3. Gniazdo USB

Do telefonu komórkowego itp., napięcie wyjściowe 5 V.

4. Hak

Służy do zawieszania, maksymalne obciążenie 3 kg.

5. Pokrętło regulacji kolumny kierowniczej

Służy do regulacji kąta ustawienia kolumny kierowniczej.

6. Światła przednie

7. Wyjmowany akumulator

Akumulator można wyjąć.

8. Koszyk / schowek

Maksymalne obciążenie 6 kg.

9. Pokrętło regulacji podłokietnika

Po poluzowaniu śrub podłokietnik można regulować na zewnątrz. Następnie należy go ponownie dokręcić.

10. Tylny przycisk składania podłokietnika

Naciśnij przycisk, aby złożyć podłokietnik do tyłu.

11. Poduszka siedziska

12. Podłokietnik

Szerokość siedziska może być regulowana, a oparcie można odchylić do tyłu.

13. Oparcie

Może być składane do przodu.

14. Uchwyt do składania

Podczas korzystania z uchwytu do składania należy zachować szczególną ostrożność. Mechanizm składania siedziska jest blokowany przez uchwyt. Przed użyciem należy nacisnąć siedzisko ręką, aby upewnić się, że jest prawidłowo zabloковано. Należy regularnie sprawdzać stan uchwytu do składania. Więcej informacji znajduje się poniżej.

15. Tyłne światło

16. Tylny zderzak

17. Kółko antywywrotne

18. Błotnik



1. Wyłącznik zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, skuter nie może poruszać się elektrycznie.

Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć zasilanie i umożliwić jazdę.

2. Wyświetlacz baterii

Po włączeniu zasilania wskaźnik poziomu baterii pokazuje jej stan.

Zielony obszar oznacza wysoki poziom naładowania, natomiast czerwony wskazuje niski poziom i konieczność natychmiastowego ładowania.

3. Regulator prędkości

Regulator prędkości umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości jazdy do przodu w zakresie od 0 do 6 km/h.

Przekręcenie pokrętki maksymalnie w lewo ustawia najniższą prędkość, a maksymalnie w prawo – najwyższą.

4. Włącznik świateł przednich i tylnych

Włącz światła podczas jazdy w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności.

5. Przycisk klaksonu

Naciśnięcie przycisku powoduje sygnał dźwiękowy.

Aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczną jazdę, używaj go w razie potrzeby.

6. Dźwignia jazdy do przodu i do tyłu


Przesuń prawą dźwignię do przodu, aby jechać do przodu; przesuń lewą dźwignię do przodu, aby jechać do tyłu.

Po zwolnieniu dźwigni wraca ona automatycznie do pozycji „środkowej”, co aktywuje hamulec elektromagnetyczny i zatrzymuje skuter.

7. Kierownica

Podczas jazdy trzymaj obie ręce pewnie na kierownicy.

ZASADA DZIAŁANIA DŹWIGNI SKŁADANIA




1. Uchwyt do składania

2. Sprężyna

3. Trzpień/boleć

DŹWIGNIA STEROWANIA HAMULCEM



SYSTEM ZASILANIA

Procedura ładowania akumulatora i sygnalizacja



Ładowarkę należy podłączyć do portu ładowania znajdującego się na obudowie akumulatora. Ładowarka posiada zabezpieczenie uniemożliwiające nieprawidłowe podłączenie (nie można jej włożyć w niewłaściwy sposób).

Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka, sygnalizująca proces ładowania. Po pełnym naładowaniu akumulatora zapala się zielona kontrolka, oznaczająca zakończenie ładowania.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie podłączaj ładowarki w niewłaściwy sposób, ponieważ może to uszkodzić port ładowania.

Zabezpieczenie przeciążeniowe i bezpiecznik


W obudowie akumulatora znajduje się zabezpieczenie przeciążeniowe. Jest to istotny element bezpieczeństwa, który chroni akumulator przed uszkodzeniem poprzez kontrolę nadmiernego przepływu prądu podczas ładowania.

Bezpiecznik jest zintegrowany z zabezpieczeniem przeciążeniowym. W przypadku zwarcia bezpiecznik ulega przepaleniu, chroniąc cały układ elektryczny.



RĘCZNE I AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE DŹWIGNI HAMULCA

Dźwignia hamulca umożliwia przełączanie pomiędzy trybem „napędu elektrycznego” a „pchania ręcznego”.



Napęd elektryczny: ustaw dźwignię w pozycji D (pozycja zamknięta) – pojazd porusza się przy użyciu silnika.

Tryb ręczny: ustaw dźwignię w pozycji N (pozycja odblokowana) – umożliwia ręczne przemieszczanie pojazdu.

Jeśli pojazd nie rusza i słychać jedynie sygnał dźwiękowy, sprawdź, czy dźwignia hamulca znajduje się w pozycji D.

OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiaj dźwigni hamulca w pozycji odblokowanej (N) podczas jazdy w dół – brak będzie działania hamulca.

Uwaga: Podczas użytkowania korzystaj wyłącznie z zasilania z lewego akumulatora.

MONTAŻ I DEMONTAŻ AKUMULATORA

Demontaż: Chwyć za uchwyt akumulatora. Ze względu na zastosowanie rzepów na spodzie obudowy akumulatora, przed podniesieniem delikatnie poruszaj akumulatorem w przód i w tył oraz na boki, a następnie unieś go do góry.


Montaż: Ustaw obudowę akumulatora w odpowiedniej pozycji względem gniazda na dole i wsuń ją na miejsce.

OSTRZEŻENIE! Podczas transportu zawsze upewnij się, że skuter AT52339 oraz jego akumulator są prawidłowo zabezpieczone. Akumulator musi być ustawiony w pozycji pionowej i nie może być transportowany razem z materiałami łatwopalnymi.

Uwaga: Aby zapobiec rozłączeniu zasilania podczas jazdy (np. na nierównościach), akumulator jest zamocowany w specjalny sposób. Po zamontowaniu należy go mocno docisnąć, aby rzepy pod spodem dobrze przylegały.

Uwaga: Ze względu na rzepy znajdujące się na spodzie obudowy, do demontażu konieczne jest użycie większej siły i pociągnięcie akumulatora do góry.

Uwaga: Upewnij się, że przewody akumulatora są podłączone prawidłowo.



SKŁADANIE, ROZKŁADANIE I TRANSPORT SKUTERA

Skuter z wyjmowanym akumulatorem składa się z czterech głównych części: ramy, akumulatora, siedziska oraz koszyka. Podczas demontażu należy postępować zgodnie z instrukcją i zachować ostrożność.

Procedura składania:

Składanie skutera

Jedną ręką delikatnie poruszaj kolumną kierowniczą, jednocześnie obracając pokrętkę – ułatwi to jego dokręcenie.

Jedną ręką unieś tylną część siedziska, chwyć za jego środek i podnieś do góry.

Podczas podnoszenia siedziska dźwignia składania zostanie automatycznie zablokowana przez sprężynę na trzpieniu – usłyszysz „kliknięcie”.



Naciśnij siedzisko, aby upewnić się, że jest prawidłowo zablokowane.

Złóż podłokietnik do przodu aż do wycucia oporu.

OSTRZEŻENIE! Dźwignia składania musi być prawidłowo zablokowana trzpieniem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko upadku podczas siedzenia.




Procedura rozkładania:

Wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

Jedną ręką unieś dźwignię składania, a drugą naciśnij siedzisko w dół.

Jedną ręką naciśnij przycisk, a drugą obróć podłokietnik do tyłu.



Transport i przenoszenie: Podczas przenoszenia skutera należy chwycić za przednie i tylne belki ochronne (zderzaki), jak pokazano poniżej.



ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Włóż wtyczkę ładowarki (8) do gniazda ładowania (10) znajdującego się na obudowie.


Podłącz przewód zasilający ładowarki (9) do gniazdka sieciowego.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający (9) od gniazdka, a następnie wyjmij wtyczkę ładowarki (8) z gniazda (10).

W idealnych warunkach przechowywania akumulatory naładowane do pełna i nieużywane należy doładowywać co 20 dni.

Jeśli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu skutera AT52339, zaleca się ładowanie przez dwa dni, a następnie odłączenie akumulatorów.

Jeśli skuter nie był używany przez dłuższy czas, przed jazdą należy ładować akumulatory przez co najmniej 24 godziny.



Zalecany cykl ładowania

Korzystaj ze skutera w ciągu dnia zgodnie z potrzebami lub do momentu niskiego poziomu naładowania (zgodnie ze wskaźnikiem LCD).

Pod koniec dnia ładuj akumulatory przez noc.

Nie ma potrzeby odłączania akumulatorów po zakończeniu ładowania – ładowarka jest automatyczna i sama przerywa ładowanie.

Nie ma potrzeby ładowania po każdej jeździe, chyba że nie planujesz dalszego korzystania ze skutera tego dnia.

Dopóki wtyczka ładowarki znajduje się w gnieździe, system elektroniczny skutera AT52339 automatycznie odcina zasilanie – jazda jest niemożliwa.

Dostarczona ładowarka jest przeznaczona do akumulatorów litowych. Używaj wyłącznie zalecanego typu ładowarki. W przypadku użycia innej – skonsultuj się ze sprzedawcą.

Akumulator wyposażony jest w układ zabezpieczający. Po jego aktywacji należy ponownie naładować akumulator, aby przywrócić jego działanie.

UWAGA: W przypadku wystąpienia związanego z wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA: W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Czyszczenie: Skuter AT52339 należy czyścić w razie potrzeby przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki oraz łagodnych detergentów. Po czyszczeniu należy przetrzeć powierzchnię czystą wodą, a następnie dokładnie osuszyć.

Nie używaj myjek ciśnieniowych ani dużej ilości wody, ponieważ może to uszkodzić elementy elektryczne. Czyszczenie należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C.

Konserwacja: Skuter wymaga regularnych kontroli, mimo niewielkich wymagań serwisowych:

Codziennie: sprawdź stan naładowania akumulatora, działanie klaksonu oraz czystość komory akumulatora.

Co tydzień: sprawdź działanie dźwigni jazdy, hamulca oraz stabilność kół i połączeń.

Co miesiąc: sprawdź zużycie opon oraz prawidłowość jazdy i hamowania.

Okresowo: kontroluj stan przewodów, połączeń oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Wszelkie naprawy, regulacje oraz wymiana akumulatora powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

Przechowywanie

W przypadku dłuższego nieużywania (np. powyżej 4 miesięcy) skuter należy przechowywać w suchym, czystym i zabezpieczonym miejscu, najlepiej z dostępem do zasilania.

Zaleca się przykrycie skutera podczas przechowywania.

Akumulator należy doładowywać co najmniej co 20 dni.

Nie przechowuj skutera w temperaturach poniżej 0°C.

Niskie temperatury (poniżej 10°C) mogą obniżyć wydajność i pojemność akumulatora.

OSTRZEŻENIE! Nie dopuszczaj do zamarznięcia akumulatora – może to spowodować jego trwałe uszkodzenie.

UTYLIZACJA : Po zakończeniu okresu użytkowania skuter należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE). Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Skuter zawiera elementy nadające się do recyklingu, takie jak tworzywa sztuczne, komponenty elektroniczne oraz akumulatory. Szczególną uwagę należy zwrócić na baterię, która zawiera substancje wymagające odpowiedniego postępowania (m.in. związki litu) i powinna być przekazana do specjalistycznych punktów zbiórki.

W celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub autoryzowanym sprzedawcą. UWAGA: Nieprawidłowa utylizacja może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

En

Thank you for purchasing our product. Please read the user manual carefully. Do not use the product before reading and understanding these instructions. If you do not understand the warnings, notes, and recommendations, contact a healthcare professional or the seller to avoid product damage or personal injury. **WARNING:** All parts must be checked for damage. Before first use, thoroughly inspect the technical condition of the product and ensure that all parts are complete and properly assembled (if applicable, pay particular attention to screws, nuts, rivets and other fastening and structural components). Make sure that the product is not defective or damaged. If any damage or missing parts are found, DO NOT use the product. For further information, contact the seller.

TARGET PATIENT GROUP: Individuals suffering from conditions, dysfunctions, or injuries for which this product is intended for treatment/rehabilitation or compensation (see the section on intended use in this manual). The product may be purchased independently by the user or based on the recommendation of a physician, therapist, or other specialist. In both cases, the available sizes/required functions and product variants, indications and contraindications for use, as well as the information provided by the manufacturer must be taken into account.

INTENDED USE

An electric wheelchair is a vehicle designed for the mobility of a person with disabilities. It is powered by a motor, the design of which limits the driving speed to walking pace.

The AT52339 mobility scooter has been designed for users with a maximum weight of up to 120 kg, who move in a seated position. Safe use of the device requires an appropriate level of motor skills, vision, and cognitive ability; therefore, consultation with a physician before use is recommended.

The AT52339 model is intended for both indoor and outdoor use, within a wide temperature range from -20°C to +40°C. It can be used during light rain; however, prolonged use in heavy rain or snow is not recommended.

Thanks to relatively large wheels, the scooter allows driving on unpaved surfaces, moderately uneven terrain, and overcoming obstacles up to 4 cm in height. The maximum safe incline is 9° (16%) and must not be exceeded.

The vehicle is easy to operate, and the braking system ensures smooth and quick stopping after releasing the acceleration lever. Under standard conditions, the scooter range is approximately 16 km; however, this may decrease when driving uphill, on uneven terrain, or when frequently overcoming obstacles.

Before first use, carefully read the user manual and perform a visual inspection of the device to ensure that it has no visible damage. In case of any doubts, contact the seller.

GENERAL SAFETY RULES

MANDATORY! Before first use, carefully read this manual and make sure you understand all the rules for using the AT52339 mobility scooter.

The AT52339 mobility scooter is a medical device intended to improve user mobility. Its safe use requires caution, concentration, and adaptation of driving style to environmental conditions.

Drive slowly until you become familiar with all functions and features of the scooter.

In crowded areas, move at reduced speed.

Exercise particular caution with pedestrians and obstacles.

Use the scooter only in accordance with local regulations.

PROHIBITED! While driving, keep your hands away from tires and wheels. Remember that loose clothing may be caught by the tires and wheels.

WARNINGS REGARDING USE

WARNING! Do not exceed the maximum permissible load of 120 kg (user + luggage).

WARNING! The scooter is intended for one person only. Do not carry passengers, including children.

WARNING! Do not use the scooter on stairs or escalators.

WARNING! Do not overcome obstacles higher than specified and always approach them frontally.

WARNING! Do not use the scooter in heavy rain, high humidity, or extreme temperatures.

WARNING! Scooter surfaces may become hot – exercise caution.

DRIVING SAFETY

Always adjust your speed to road conditions. Pay particular attention to pedestrians and adapt your driving accordingly. In crowded places, always move at half speed.

Reduce speed before turning – turning too quickly may cause the vehicle to tip over.

Maintain a stable body position while driving.

Avoid sudden maneuvers and abrupt braking.

WARNING! Do not lean excessively forward or sideways – this may result in loss of balance and tipping of the scooter.

PROHIBITED! Do not place hands or feet near moving parts (wheels, mechanisms).

SAFETY ON SLOPES AND RAMPS

Do not exceed the permissible incline.

Do not travel across or diagonally on slopes.

When descending, set the minimum speed.

When ascending, maintain a constant speed.

WARNING! Never use freewheel mode on a slope.

PRE-USE INSPECTION

Before each ride, check: battery condition, brake operation, electrical connections, tire condition, and proper functioning of all features. If any irregularities are detected, do not use the scooter and contact service.

BATTERIES AND ELECTRICAL SAFETY

WARNING! Do not allow the battery to come into contact with metal objects – risk of short circuit and electric shock.

WARNING! Use only recommended batteries and chargers.

WARNING! Do not charge the battery near flammable materials.

WARNING! Do not allow children near the scooter during charging.

CHILDREN AND BYSTANDERS

WARNING! Do not allow children to operate the AT52339 mobility scooter.

WARNING! Do not leave the scooter unattended in the presence of children.

WARNING! Do not carry passengers. This may cause loss of stability.

MODIFICATIONS AND PARTS

WARNING! Do not modify the scooter or use non-original parts and accessories.

WARNING! Do not lift the scooter by detachable components (e.g., armrests, seat).

EMERGENCY SITUATIONS

WARNING! If the scooter does not stop properly, immediately use the brake, switch off the power, and contact service.

WARNING! After an accident or damage, the scooter must be checked by qualified service before reuse.

ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI/RFI)

WARNING! Devices such as mobile phones or radios may cause unintended scooter movement.

WARNING! Do not use radio devices while driving and avoid staying near strong signal sources.

TRANSPORT IN A MOTOR VEHICLE

During transport, the AT52339 electric mobility scooter must be transported without the user, in the trunk or cargo space of the vehicle, with batteries removed and properly secured against movement.

Detachable elements should be removed or firmly secured.

WARNING! Do not sit on the scooter during transport.

WARNING! The scooter and batteries must be properly secured.

WARNING! Do not transport batteries with flammable materials.

INDICATIONS

The product is intended for use in cases of:

difficulty walking independently or rapid fatigue during movement,
musculoskeletal disorders (e.g., joint diseases, injuries, degeneration),
reduced muscle strength or balance disorders,
conditions after injuries or surgeries requiring relief of the lower limbs,
neurological diseases affecting walking ability,
advanced age associated with limited mobility.

The scooter is intended for use by one person who is able to operate the device independently or use it under caregiver supervision.

CONTRAINDICATIONS: Physical or mental limitations (e.g., visual impairment) that prevent safe handling of the product.

Lack of ability to safely operate the vehicle in outdoor environments (e.g. lack of orientation in pedestrian or road traffic).

Uncontrolled body movements (e.g. tremors, spasticity) that may hinder operation.

Episodes of loss of consciousness, dizziness, or other conditions that may occur suddenly أثناء driving.

Inability to maintain a stable seated position.

Significant limitations in reaction time and motor coordination.

Use without supervision in the case of persons requiring constant care.

LIST OF COMPONENTS: Electric wheelchair, battery, charger, cushion, basket, user manual, tool kit.

TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions when unfolded (length x width x height): 970 × 530 × 900 mm

Dimensions when folded (length x width x height): 970 × 530 × 290 mm

Seat dimensions (W × L × T): 390 × 340 × 30 mm

Motor: 24V 250W (2 × brushless)

Battery: 24V 8A lithium, removable

Battery weight: 2 kg

Charger: 24V 2A

Controller: 24V 60A brushless

Steering column: height adjustment

Speed: adjustable 0–6 km/h

Brake: electromagnetic ABS

Braking distance: ≤ 1000 mm

Minimum turning radius: ≤ 1500 mm

Ground clearance: 80 mm

Obstacle climbing ability: 40 mm

Backrest height: 830 mm

Armrest height: 720 mm

Distance between armrests: 435 mm

Static stability: ≥ 9°, < 15°

Dynamic stability: ≥ 6°, < 10°

Lighting: front and rear light

Basket: front basket

Basket dimensions: 310 × 230 × 210 mm

Maximum basket load: 25 kg

Range: 15 km

Front wheel: 9" pneumatic

Rear wheel: 9" pneumatic

Maximum load: 120 kg

Net weight: 18.6 kg

Gross weight: 28 kg

MATERIAL COMPOSITION

Frame: aluminum alloy

Motor: metal

Battery: lithium battery

Battery housing: plastic

Charger: plastic

Armrests: PU foam

Seat: PU foam

Backrest: PU foam

Mudguards: plastic

Front basket: nylon fabric

Rear basket: none

Front wheel: rubber, aluminum alloy rim

Rear wheel: rubber, aluminum alloy rim

Steering system: ABS

Plastic components: ABS

NOTE! INDIVIDUAL PRODUCT DIMENSIONS MAY VARY WITHIN A TOLERANCE OF ± 2 CM



This symbol indicates the maximum user weight



1. Control panel

The control panel includes the display, speed adjustment knobs, key, lights, and horn.

2. Charging port

For charging.

3. USB socket

For mobile phone, etc., output voltage 5 V.

4. Hook

Used for hanging items, maximum load 3 kg.

5. Steering column adjustment knob

Used to adjust the angle of the steering column.

6. Front lights

7. Removable battery

The battery can be removed.

8. Basket / storage compartment

Maximum load 6 kg.

9. Armrest adjustment knob

After loosening the screws, the armrest can be adjusted outward. It should then be tightened again.

10. Rear armrest folding button

Press the button to fold the armrest backward.

11. Seat cushion

12. Armrest

The seat width can be adjusted, and the backrest can be reclined backward.

13.Backrest

Can be folded forward.

14.Folding handle

Special care must be taken when using the folding handle. The seat folding mechanism is locked by the handle. Before use, press the seat with your hand to make sure that it is properly locked. The condition of the folding handle should be checked regularly. More information can be found below.

15.Rear light

16.Rear bumper

17.Anti-tip wheel

18.Mudguard



1.Power switch

When the power is switched off, the scooter cannot move electrically.

Turn the key clockwise to switch on the power and enable driving.

2.Battery display

After switching on the power, the battery level indicator shows its status.

The green area indicates a high charge level, while the red area indicates a low level and the need for immediate charging.

3.Speed control

The speed control allows the maximum forward driving speed to be set in the range from 0 to 6 km/h.

Turning the knob fully to the left sets the lowest speed, and fully to the right sets the highest speed.

4.Front and rear light switch

Turn on the lights when driving at night or in conditions of limited visibility.

5.Horn button

Pressing the button emits an audible signal.

To prevent accidents and ensure safe driving, use it when necessary.

6.Forward and reverse drive lever


Push the right lever forward to drive forward; push the left lever forward to drive backward.

When the lever is released, it automatically returns to the "middle" position, which activates the electromagnetic brake and stops the scooter.

7.Steering handlebar

While driving, hold both hands firmly on the handlebar.

OPERATING PRINCIPLE OF THE FOLDING LEVER




1.Folding handle

2.Spring

3. Pin/bolt

BRAKE CONTROL LEVER



POWER SYSTEM

Battery charging procedure and indication



The charger should be connected to the charging port located on the battery housing. The charger has protection against incorrect connection (it cannot be inserted incorrectly).


During charging, a red indicator light is on, indicating the charging process. Once the battery is fully charged, a green indicator light comes on, indicating the end of charging.

WARNING! Never connect the charger incorrectly, as this may damage the charging port.

Overload protection and fuse


The battery housing contains overload protection. This is an important safety feature that protects the battery from damage by controlling excessive current flow during charging.

The fuse is integrated with the overload protection. In the event of a short circuit, the fuse blows, protecting the entire electrical system.



MANUAL AND AUTOMATIC SWITCHING OF THE BRAKE LEVER

The brake lever allows switching between “electric drive” mode and “manual pushing” mode.



Electric drive: set the lever to position D (locked position) – the vehicle moves using the motor.

Manual mode: set the lever to position N (unlocked position) – allows the vehicle to be moved manually.

If the vehicle does not move and only an audible signal is heard, check whether the brake lever is in position D.

WARNING! Do not leave the brake lever in the unlocked (N) position while driving downhill – the brake will not function.

Note: During use, use only the power supply from the left battery.

BATTERY INSTALLATION AND REMOVAL

Removal: Grip the battery handle. Due to the hook-and-loop fasteners on the bottom of the battery housing, gently move the battery forward and backward and side to side before lifting it up.


Installation: Position the battery housing correctly relative to the socket at the bottom and slide it into place.

WARNING! During transport, always make sure that the AT52339 mobility scooter and its battery are properly secured. The battery must be kept in an upright position and must not be transported together with flammable materials.

Note: To prevent power disconnection while driving (e.g. on uneven surfaces), the battery is mounted in a special way. After installation, it must be pressed down firmly so that the hook-and-loop fasteners on the bottom adhere properly.

Note: Due to the hook-and-loop fasteners located on the bottom of the housing, greater force is required for removal and the battery must be pulled upward.

Note: Make sure that the battery cables are connected correctly.



FOLDING, UNFOLDING, AND TRANSPORT OF THE SCOOTER

The scooter with removable battery consists of four main parts: frame, battery, seat, and basket. During disassembly, follow the instructions and exercise caution.

Folding procedure:

Folding the scooter

With one hand, gently move the steering column while turning the knob at the same time – this will make it easier to tighten it.

With one hand, lift the rear part of the seat, grasp its center, and lift it upward.


While lifting the seat, the folding lever will automatically be locked by the spring on the pin – you will hear a “click.”



Press the seat to make sure that it is properly locked.

Fold the armrest forward until resistance is felt.

WARNING! The folding lever must be properly locked by the pin. Otherwise, there is a risk of falling while seated.




Unfolding procedure:

Perform the steps in reverse order.

With one hand, lift the folding lever, and with the other hand press the seat downward.

With one hand, press the button, and with the other hand rotate the armrest backward.



Transport and carrying: When carrying the scooter, hold it by the front and rear protective bars (bumpers), as shown below.



CHARGING THE BATTERIES

Insert the charger plug (8) into the charging socket (10) located on the housing.


Connect the charger power cord (9) to the mains socket.

After charging is completed, disconnect the power cord (9) from the socket, and then remove the charger plug (8) from socket (10).

Under ideal storage conditions, fully charged and unused batteries should be recharged every 20 days.

If you plan a longer break from using the AT52339 mobility scooter, it is recommended to charge it for two days and then disconnect the batteries.

If the scooter has not been used for a long time, the batteries should be charged for at least 24 hours before driving.



Recommended charging cycle

Use the scooter during the day as needed or until the battery level is low (according to the LCD indicator).

At the end of the day, charge the batteries overnight.

There is no need to disconnect the batteries after charging is complete – the charger is automatic and stops charging by itself.

There is no need to charge after every ride unless you do not plan to use the scooter again that day.

As long as the charger plug is in the socket, the electronic system of the AT52339 mobility scooter automatically cuts off the power supply – driving is impossible.

The supplied charger is intended for lithium batteries. Use only the recommended type of charger. If a different one is used, consult the seller.

The battery is equipped with a protection circuit. After it is activated, the battery must be recharged to restore its operation.

NOTE: In the event of a “serious incident” related to the device that directly or indirectly led, could have led, or may lead to any of the following:

- a) death of a patient, user, or other person, or
- b) temporary or permanent deterioration of the health of a patient, user, or other person, or
- c) a serious public health threat

such a “serious incident” must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user or patient resides. In the United Kingdom, the competent authority is the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

NOTE: In the event of pain, allergic reactions, or other disturbing or unclear symptoms related to the use of the medical device, consult a healthcare professional. **NOTE:** It is prohibited to use the product in any manner other than its intended purpose.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

Cleaning

The AT52339 mobility scooter should be cleaned as needed using a soft, damp cloth and mild detergents. After cleaning, wipe the surface with clean water and then dry thoroughly.

Do not use pressure washers or large amounts of water, as this may damage electrical components. Cleaning should be carried out at temperatures above 0°C.

Maintenance

The scooter requires regular inspections despite low maintenance requirements:

Daily: check the battery charge level, horn operation, and cleanliness of the battery compartment.

Weekly: check the operation of the drive lever, brake, and the stability of wheels and connections.

Monthly: check tire wear and proper driving and braking performance.

Periodically: inspect the condition of cables, connections, and all structural components.

All repairs, adjustments, and battery replacement should be carried out only by qualified service personnel.

Storage

In case of prolonged non-use (e.g., over 4 months), the scooter should be stored in a dry, clean, and secure place, preferably with access to power supply. It is recommended to cover the scooter during storage. The battery should be recharged at least every 20 days. Do not store the scooter at temperatures below 0°C. Low temperatures (below 10°C) may reduce battery performance and capacity. **WARNING!** Do not allow the battery to freeze – this may cause permanent damage.

DISPOSAL: At the end of its service life, the scooter must be disposed of in accordance with applicable local, national, and EU regulations regarding waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive). The device must not be disposed of with unsorted municipal waste. The scooter contains recyclable components such as plastics, electronic components, and batteries. Particular attention should be paid to the battery, which contains substances requiring appropriate handling (including lithium compounds) and should be delivered to specialized collection points. For information on proper disposal methods, contact local authorities or an authorized seller. **NOTE:** Improper disposal may pose a risk to the environment and human health.

De

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Wenn Sie Warnhinweise, Anweisungen oder Empfehlungen nicht verstehen, wenden Sie sich an Fachpersonal oder an den Verkäufer. So vermeiden Sie Schäden am Produkt sowie mögliche Verletzungen. **ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor jeder Verwendung alle Teile auf mögliche Beschädigungen. Kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung sorgfältig den technischen Zustand des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig und ordnungsgemäß montiert sind. Achten Sie dabei insbesondere auf Schrauben, Muttern, Nieten sowie weitere Befestigungs- und Konstruktionselemente. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel oder Schäden aufweist. Wenn Schäden festgestellt werden oder Teile fehlen, verwenden Sie das Produkt nicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Verkäufer.

ZIELGRUPPE DER PATIENTEN: Personen, die an Krankheiten, Funktionsstörungen oder Verletzungen leiden, zu deren Behandlung, Rehabilitation oder Kompensation dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt „Verwendungszweck“ dieser Gebrauchsanweisung). Das Produkt kann eigenständig durch die anwendende Person oder auf Empfehlung einer Ärztin bzw. eines Arztes, einer Therapeutin bzw. eines Therapeuten oder einer anderen fachkundigen Person erworben werden. Sowohl beim eigenständigen Erwerb als auch bei einer Empfehlung durch medizinisches oder fachkundiges Personal sind die verfügbaren Größen und erforderlichen Funktionen sowie Varianten des Produkts, die Indikationen und Kontraindikationen für die Anwendung sowie die vom Hersteller bereitgestellten Informationen zu berücksichtigen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Ein elektrischer Rollstuhl ist ein Fahrzeug, das konstruktiv für die Fortbewegung einer Person mit eingeschränkter Mobilität bestimmt ist. Er wird von einem Motor angetrieben, dessen Konstruktion die Fahrgeschwindigkeit auf Gehgeschwindigkeit begrenzt.

Der Rollator-Scooter AT52339 wurde für Benutzer mit einem maximalen Körpergewicht von bis zu 120 kg entwickelt, die sich in sitzender Position fortbewegen. Für die sichere Nutzung des Produkts sind ein angemessenes Maß an motorischen Fähigkeiten, Sehvermögen und kognitiven Fähigkeiten erforderlich; daher wird vor der Nutzung eine Rücksprache mit einer Ärztin bzw. einem Arzt empfohlen.

Das Modell AT52339 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich vorgesehen und kann in einem weiten Temperaturbereich von -20 °C bis +40 °C verwendet werden. Es kann bei leichtem Regen genutzt werden, jedoch wird eine längere Verwendung bei starkem Regen oder Schnee nicht empfohlen.

Dank der relativ großen Räder ermöglicht der Scooter das Fahren auf unbefestigten Oberflächen, mäßig unebenem Gelände sowie das Überwinden von Hindernissen bis zu einer Höhe von 4 cm. Die maximal sichere Neigung beträgt 9° (16 %) und darf nicht überschritten werden.

Das Fahrzeug ist einfach zu bedienen, und das Bremssystem sorgt für ein sanftes und schnelles Anhalten nach dem Loslassen des Beschleunigungshebels. Unter Standardbedingungen beträgt die Reichweite des Scooters etwa 16 km; sie kann sich jedoch bei Fahrten bergauf, auf unebenem Gelände oder bei häufigem Überwinden von Hindernissen verringern.

Vor der ersten Verwendung ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und eine Sichtprüfung des Produkts durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine sichtbaren Schäden vorhanden sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Verkäufer.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

VERPFLICHTEND! Machen Sie sich vor der ersten Verwendung gründlich mit dieser Anleitung vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie alle Regeln zur Verwendung des Produkts verstehen.

Der elektrische Rollstuhl ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung der Mobilität der benutzenden Person. Seine sichere Verwendung erfordert Vorsicht, Konzentration sowie eine an die Umgebungsbedingungen angepasste Fahrweise.

Fahren Sie langsam, bis Sie alle Funktionen und Eigenschaften des Scooters kennengelernt haben.

Bewegen Sie sich in überfüllten Bereichen mit reduzierter Geschwindigkeit.

Seien Sie besonders aufmerksam gegenüber Fußgängern und Hindernissen.

Verwenden Sie den Scooter ausschließlich gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.

VERBOTEN! Bringen Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe beweglicher Teile (z. B. Räder oder Mechanismen). Halten Sie während der Fahrt die Hände von Reifen und Rädern fern. Beachten Sie, dass lose Kleidungsstücke von Reifen und Rädern eingezogen werden können.

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG

Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung von 120 kg (benutzende Person + Gepäck).

Der Scooter ist ausschließlich für eine Person bestimmt. Transportieren Sie keine weiteren Personen, einschließlich Kinder.

Verwenden Sie den Scooter nicht auf Treppen oder Rolltreppen.

Überwinden Sie keine Hindernisse, die höher sind als in der Spezifikation angegeben, und fahren Sie Hindernisse immer frontal an.

Verwenden Sie den Scooter nicht bei starkem Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen.

Oberflächen des Scooters können sich erwärmen – seien Sie vorsichtig.

SICHERHEIT WÄHREND DER FAHRT

Passen Sie die Geschwindigkeit stets den Fahrbahn- und Umgebungsbedingungen an. Achten Sie besonders auf Fußgänger und passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Bewegen Sie sich in überfüllten Bereichen stets mit reduzierter Geschwindigkeit.

Verringern Sie vor dem Abbiegen die Geschwindigkeit – zu schnelles Abbiegen kann zum Umkippen des Fahrzeugs führen.

Behalten Sie während der Fahrt eine stabile Körperhaltung bei.

Vermeiden Sie plötzliche Manöver sowie abruptes Bremsen.

WARNUNG! Beugen Sie sich nicht übermäßig nach vorne oder zur Seite – dies kann zum Verlust des Gleichgewichts und zum Umkippen des Scooters führen.

SICHERHEIT AUF NEIGUNGEN UND RAMPEN

Überschreiten Sie nicht die zulässige Neigung.

Fahren Sie nicht quer oder diagonal zu einer Steigung.

Stellen Sie bei der Abfahrt die minimale Geschwindigkeit ein.

Halten Sie bei der Auffahrt eine konstante Geschwindigkeit.

WARNUNG! Verwenden Sie niemals den Freilaufmodus an einer Neigung.

Beim Fahren in überfüllten Bereichen, z. B. in Supermärkten, ist eine niedrige Geschwindigkeit einzuhalten, um den Bremsweg kontrollieren zu können. Beim Abbiegen sollte die Geschwindigkeit 2 km/h nicht überschreiten.

Der Scooter sollte nicht bei Regen verwendet werden und das Fahren durch Wasser ist zu vermeiden. Falls das Durchfahren notwendig ist, sollte die Wassertiefe 20 mm und die Geschwindigkeit 1 km/h nicht überschreiten.

Im Ruhezustand (wenn der Scooter nicht verwendet wird) ist die Stromversorgung mit dem Schlüssel auszuschalten und der Schlüssel zu entfernen, um ein versehentliches Einschalten durch Kinder oder Dritte zu verhindern.

KONTROLLE VOR DER VERWENDUNG

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Ladezustand des Akkus, die Funktion der Bremsen, die elektrischen Verbindungen, den Zustand der Reifen sowie die ordnungsgemäße Funktion aller Bedienelemente.

Verwenden Sie den Scooter bei Unregelmäßigkeiten nicht und wenden Sie sich an den Service.

WARNUNG AKKUS UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Vermeiden Sie den Kontakt des Akkus mit Metallgegenständen – dies kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen.

Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Akkus und Ladegeräte.

Laden Sie den Akku nicht in der Nähe brennbarer Materialien.

Lassen Sie Kinder während des Ladevorgangs nicht in die Nähe des Scooters.

WARNUNG KINDER UND DRITTE

Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen.

Lassen Sie den Scooter in Anwesenheit von Kindern nicht unbeaufsichtigt.

Transportieren Sie keine weiteren Personen. Dies kann zum Verlust der Stabilität des Scooters führen.

WARNUNG MODIFIKATIONEN UND TEILE

Nehmen Sie keine Veränderungen am Scooter vor und verwenden Sie keine nicht originalen Teile oder Zubehörteile.

Heben Sie den Scooter nicht an abnehmbaren Teilen an (z. B. Armlehnen oder Sitz).

WARNUNG NOTSITUATIONEN

Wenn der Scooter nicht ordnungsgemäß anhält, betätigen Sie sofort die Bremse, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an den Service.

Nach einem Unfall oder einer Beschädigung muss der Scooter vor der erneuten Verwendung durch qualifiziertes Fachpersonal überprüft werden.

WARNUNG ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN (EMI/RFI)

Geräte wie Mobiltelefone oder Funkgeräte können unbeabsichtigte Bewegungen des Scooters verursachen.

Verwenden Sie während der Fahrt keine Funkgeräte und vermeiden Sie die Nähe zu starken Signalquellen.

TRANSPORT IM KRAFTFAHRZEUG

Während des Transports sollte der elektrische Scooter ohne benutzende Person im Kofferraum oder Laderaum des Fahrzeugs transportiert werden. Die Akkus sind vorher zu entnehmen und der Scooter ist gegen Verrutschen zu sichern.

Abnehmbare Teile sollten entfernt oder sicher befestigt werden.

WARNUNG:

Setzen Sie sich während des Transports nicht auf den Scooter.

Der Scooter und die Akkus müssen ordnungsgemäß gesichert sein.

Transportieren Sie die Akkus nicht zusammen mit brennbaren Materialien.

INDIKATIONEN

Das Produkt eignet sich für Personen mit:

Schwierigkeiten beim selbstständigen Gehen oder schneller Ermüdung während der Fortbewegung, Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Gelenkerkrankungen, Verletzungen oder degenerativen Veränderungen), verminderter Muskelkraft oder Gleichgewichtsstörungen, Zuständen nach Verletzungen oder Operationen, bei denen eine Entlastung der unteren Gliedmaßen erforderlich ist, neurologischen Erkrankungen, die die Gehfähigkeit beeinflussen, altersbedingt eingeschränkter Mobilität.

Der E-Scooter ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt, die in der Lage ist, das Produkt selbstständig zu bedienen oder es unter Aufsicht einer Betreuungsperson zu nutzen.

KONTRAINDIKATIONEN

Physische oder mentale Einschränkungen (z. B. Sehbeeinträchtigungen), die eine sichere Handhabung des Produkts unmöglich machen.

Fehlende Fähigkeit, das Fahrzeug im Außenbereich sicher zu führen (z. B. mangelnde Orientierung im Fußgänger- oder Straßenverkehr).

Unkontrollierte Körperbewegungen (z. B. Zittern oder Spastiken), die die Bedienung erschweren können.

Bewusstseinsverlust, Schwindelanfälle oder andere Zustände, die während der Fahrt plötzlich auftreten können.

Unfähigkeit, eine stabile Sitzposition einzuhalten.

Erhebliche Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit oder motorischen Koordination.

Nutzung ohne Aufsicht durch Personen, die eine ständige Betreuung benötigen.

LIEFERUMFANG: Elektrischer Rollstuhl, Akku, Ladegerät, Sitzkissen, Korb, Bedienungsanleitung, Werkzeugset

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Abmessungen im ausgeklappten Zustand (Länge x Breite x Höhe): 970 x 530 x 900 mm

Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (Länge x Breite x Höhe): 970 x 530 x 290 mm

Sitzmaße (B. x L. x D.): 440 x 470 x 20 mm

Motor: 24V 250W (2 bürstenlose Motoren)

Akku: 24V 8A Lithium, abnehmbar

Gewicht des Akkus: 2 kg

Ladegerät: 24V 2A

Steuergerät: 24V 60A bürstenlos

Lenker: höhenverstellbar

Geschwindigkeit: einstellbar 0–6 km/h

Bremse: elektromagnetische ABS-Bremse

Bremsweg: ≤ 1000 mm
 Minimaler Wenderadius: ≤ 1500 mm
 Fahrgestellhöhe: 80 mm
 Hindernisüberwindungsfähigkeit: 40 mm
 Rückenlehnenhöhe: 830 mm
 Höhe der Armlehnen: 720 mm
 Abstand zwischen den Armlehnen: 435 mm
 Statische Stabilität: $\geq 9^\circ$, $< 15^\circ$
 Dynamische Stabilität: $\geq 6^\circ$, $< 10^\circ$
 Beleuchtung: Vorder- und Rücklicht
 Korb: vorn
 Abmessungen des Korbs: $310 \times 230 \times 210$ mm
 Maximale Belastung des Korbs: 25 kg
 Reichweite: 15 km
 Vorderrad: 9" luftbereift
 Hinterrad: 9" luftbereift
 Maximale Belastung: 120 kg
 Nettogewicht: 18,6 kg
 Bruttogewicht: 28 kg
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
 Rahmen: Aluminiumlegierung
 Motor: Metall
 Akku: Lithiumbatterie
 Akkugehäuse: Kunststoff
 Ladegerät: Kunststoff
 Armlehnen: PU-Schaum
 Sitz: PU-Schaum
 Rückenlehne: PU-Schaum
 Schutzbleche: Kunststoff
 Korb: Nylongewebe
 Vorderrad: Gummi, Felge aus Aluminiumlegierung
 Hinterrad: Gummi, Felge aus Aluminiumlegierung
 Lenksystem: ABS
 Kunststoffteile: ABS
ACHTUNG! DIE EINZELNEN ABMESSUNGEN DES PRODUKTS KÖNNEN UM ± 2 CM ABWEICHEN



Dieses Symbol bedeutet das maximale Benutzergewicht



1. Bedienfeld - Das Bedienfeld umfasst das Display, die Drehknöpfe zur Geschwindigkeitsregelung, den Schlüssel, die Beleuchtung sowie die Hupe.
2. Ladeanschluss - Zum Laden des Akkus.
3. USB-Anschluss - Für Mobiltelefone usw., Ausgangsspannung 5 V.
4. Haken - Dient zum Aufhängen, maximale Belastung 3 kg.

5. Drehknopf zur Einstellung des Neigungswinkels der Lenksäule
6. Vorderlichter
7. Herausnehmbarer Akku
8. Korb / Ablagefach - Maximale Belastung 6 kg.
9. Drehknopf zur Armlehnenverstellung - Nach dem Lösen der Schrauben kann die Armlehne nach außen verstellt werden. Anschließend sind die Schrauben wieder festzuziehen.
10. Hinterer Knopf zum Einklappen der Armlehne - Drücken Sie den Knopf, um die Armlehne nach hinten zu klappen.
11. Sitzkissen
12. Armlehne - Die Sitzbreite kann eingestellt werden, und die Rückenlehne kann nach hinten geneigt werden.
13. Rückenlehne - Kann nach vorne geklappt werden.
14. Klappgriff - Bei der Verwendung des Klappgriffs ist besondere Vorsicht geboten. Der Klappmechanismus des Sitzes wird durch den Griff verriegelt. Vor der Benutzung muss der Sitz mit der Hand nach unten gedrückt werden, um sicherzustellen, dass er korrekt verriegelt ist. Der Zustand des Klappgriffs ist regelmäßig zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unten.
15. Rücklicht
16. Hinterer Stoßfänger
17. Kippschutzrad
18. Schutzblech



1. Netzschalter

Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, kann sich der Elektro-Rollstuhl nicht elektrisch bewegen.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Stromversorgung einzuschalten und das Fahren zu ermöglichen.

2. Batterieanzeige

Nach dem Einschalten zeigt die Batterieanzeige den aktuellen Ladezustand an.

Der grüne Bereich zeigt einen hohen Ladezustand an, der rote Bereich einen niedrigen Ladezustand sowie die Notwendigkeit eines sofortigen Aufladens.

3. Geschwindigkeitsregler

Mit dem Geschwindigkeitsregler kann die maximale Vorwärtsgeschwindigkeit im Bereich von 0 bis 6 km/h eingestellt werden.

Wird der Drehknopf ganz nach links gedreht, wird die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt, ganz nach rechts die höchste.

4. Schalter für Vorder- und Rücklichter

Schaltet die Beleuchtung bei Nachtfahrten oder bei eingeschränkter Sicht ein.

5. Hupentaste

Durch Drücken der Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst.

Verwenden Sie die Hupe bei Bedarf, um Unfälle zu vermeiden und die Fahrsicherheit zu erhöhen.

6. Hebel für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt


Schieben Sie den rechten Hebel nach vorne, um vorwärts zu fahren; schieben Sie den linken Hebel nach vorne, um rückwärts zu fahren.

Nach dem Loslassen kehrt der Hebel automatisch in die Mittelstellung zurück. Dadurch wird die elektromagnetische Bremse aktiviert und der Elektro-Rollstuhl stoppt.

7. Lenker

Halten Sie während der Fahrt beide Hände sicher am Lenker.

FUNKTIONSWEISE DES KLAPPHEBELS




1. Klappgriff

2. Feder

3. Stift/Bolzen

BREMSSTEUERHEBEL



STROMSYSTEM

Vorgehensweise beim Laden des Akkus und Signalanzeige



Das Ladegerät ist an den Ladeanschluss am Akkugehäuse anzuschließen. Das Ladegerät ist gegen falsches Einstecken gesichert und kann nicht falsch verbunden werden.


Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Kontrollleuchte und signalisiert den laufenden Ladevorgang. Nach vollständiger Aufladung des Akkus leuchtet eine grüne Kontrollleuchte auf und zeigt das Ende des Ladevorgangs an.

WARNUNG! Schließen Sie das Ladegerät niemals unsachgemäß an, da dies den Ladeanschluss beschädigen kann.

Überlastschutz und Sicherung


Im Akkugehäuse befindet sich ein Überlastschutz. Dieses wichtige Sicherheitselement schützt den Akku vor Schäden, indem es den Stromfluss während des Ladevorgangs reguliert.

Die Sicherung ist in den Überlastschutz integriert. Im Falle eines Kurzschlusses löst sie aus und schützt so das gesamte elektrische System.



MANUELLES UND AUTOMATISCHES UMSCHALTEN DES BREMSHEBELS

Der Bremshebel ermöglicht das Umschalten zwischen dem Modus „elektrischer Antrieb“ und dem Modus „manuelles Schieben“.



Elektrischer Antrieb: Stellen Sie den Hebel auf Position D (geschlossene Position) – das Fahrzeug wird durch den Motor angetrieben.

Manueller Modus: Stellen Sie den Hebel auf Position N (entriegelte Position) – das Fahrzeug kann manuell geschoben werden.

Wenn sich das Fahrzeug nicht bewegt und lediglich ein akustisches Signal ertönt, prüfen Sie, ob sich der Bremshebel in Position D befindet.

WARNUNG! Lassen Sie den Bremshebel beim Bergabfahren nicht in der entriegelten Position (N), da die Bremsfunktion in diesem Fall nicht aktiv ist.

Hinweis: Verwenden Sie während des Betriebs ausschließlich die Stromversorgung des linken Akkus.

MONTAGE UND DEMONTAGE DES AKKUS


Demontage: Greifen Sie den Akku am Griff. Aufgrund der Klettverschlüsse an der Unterseite des Akkugehäuses bewegen Sie den Akku vor dem Anheben vorsichtig nach vorne, hinten und seitlich. Anschließend heben Sie ihn nach oben heraus.

Montage: Positionieren Sie das Akkugehäuse korrekt über dem Steckplatz und schieben Sie es in die vorgesehene Position.

WARNUNG! Stellen Sie beim Transport immer sicher, dass der Elektro-Rollstuhl AT52339 und der Akku ordnungsgemäß gesichert sind. Der Akku muss in aufrechter Position transportiert werden und darf nicht zusammen mit brennbaren Materialien befördert werden.

Hinweis: Um eine Unterbrechung der Stromversorgung während der Fahrt (z. B. auf unebenem Untergrund) zu vermeiden, ist der Akku besonders gesichert. Nach der Montage muss er fest nach unten gedrückt werden, damit die Klettverschlüsse an der Unterseite korrekt haften.

Aufgrund der Klettverschlüsse ist für die Demontage ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich, und der Akku muss nach oben herausgezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Akkukabel korrekt angeschlossen sind.



ZUSAMMENKLAPPEN, AUSKLAPPEN UND TRANSPORT DES ELEKTRO-ROLLSTUHLS

Der Elektro-Rollstuhl mit herausnehmbarem Akku besteht aus vier Hauptteilen: Rahmen, Akku, Sitz und Korb. Bei der Handhabung ist entsprechend der Anleitung vorzugehen und besondere Vorsicht geboten.

Zusammenklappen des Elektro-Rollstuhls

Bewegen Sie mit einer Hand die Lenksäule leicht, während Sie gleichzeitig den Drehknopf drehen. Dies erleichtert das Fixieren.

Heben Sie mit einer Hand den hinteren Teil des Sitzes an, greifen Sie ihn in der Mitte und ziehen Sie ihn nach oben.

Beim Anheben des Sitzes wird der Klapphebel automatisch durch die Feder und den Stift verriegelt. Dabei ist ein hörbares „Klicken“ wahrnehmbar.



Drücken Sie auf den Sitz, um sicherzustellen, dass er korrekt verriegelt ist.

Klappen Sie die Armlehne nach vorne, bis ein Widerstand spürbar ist.

WARNUNG! Der Klapphebel muss ordnungsgemäß mit dem Stift verriegelt sein. Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Sitzen.




Vorgehensweise beim Ausklappen:

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Heben Sie mit einer Hand den Klapphebel an und drücken Sie mit der anderen Hand den Sitz nach unten.

Drücken Sie mit einer Hand den Knopf und klappen Sie die Armlehne mit der anderen Hand nach hinten.



Transport und Tragen: Beim Tragen des Elektro-Rollstuhls ist dieser an den vorderen und hinteren Schutzstreben (Stoßfängern) zu greifen, wie unten dargestellt.



LADEN DER AKKUS

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts (8) in die Ladebuchse (10) am Gehäuse.


Schließen Sie anschließend das Netzkabel des Ladegeräts (9) an eine Netzsteckdose an.

Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie zuerst das Netzkabel (9) aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Ladegeräts (8) aus der Ladebuchse (10).

Unter idealen Lagerbedingungen sind vollständig geladene und unbenutzte Akkus alle 20 Tage nachzuladen.

Wenn Sie eine längere Nutzungspause des Elektro-Rollstuhls AT52339 planen, wird empfohlen, die Akkus zwei Tage lang zu laden und anschließend zu trennen.

Wenn der Elektro-Rollstuhl längere Zeit nicht benutzt wurde, sind die Akkus vor der Fahrt mindestens 24 Stunden lang zu laden.



Empfohlener Ladezyklus

Verwenden Sie den Elektro-Rollstuhl tagsüber nach Bedarf oder bis zu einem niedrigen Ladezustand (gemäß LCD-Anzeige).

Laden Sie die Akkus am Ende des Tages über Nacht.

Es ist nicht erforderlich, die Akkus nach Abschluss des Ladevorgangs zu trennen, da das Ladegerät automatisch arbeitet und den Ladevorgang selbstständig beendet.

Ein Laden nach jeder Fahrt ist nicht erforderlich, es sei denn, Sie planen an diesem Tag keine weitere Nutzung des Elektro-Rollstuhls.

Solange der Stecker des Ladegeräts in der Buchse eingesteckt ist, unterbricht das elektronische System des Elektro-Rollstuhls AT52339 automatisch die Stromversorgung – ein Fahren ist in diesem Zustand nicht möglich.

Das mitgelieferte Ladegerät ist für Lithiumakkus vorgesehen. Verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Ladegerättyp. Bei

Verwendung eines anderen Ladegeräts wenden Sie sich an den Verkäufer.

Der Akku ist mit einer Schutzschaltung ausgestattet. Nach deren Aktivierung muss der Akku erneut geladen werden, um die Funktion wiederherzustellen.

MELDUNG EINES SCHWERWIEGENDEN VORFALLS

Wenn ein mit dem Produkt zusammenhängender schwerwiegender Vorfall auftritt, der

- a) zum Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person geführt hat, führen könnte oder hätte führen können, oder
- b) zu einer vorübergehenden oder dauerhaften erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person führt oder führen könnte, oder
- c) eine ernste Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellt, muss dieser Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient seinen Wohnsitz hat. Für Nutzer in der Europäischen Union ist die Meldung an die zuständige nationale Behörde für Medizinprodukte ihres Landes zu richten. In Deutschland ist die zuständige Behörde das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Treten während der Anwendung Schmerzen, allergische Reaktionen oder andere ungewöhnliche und nicht eindeutig erklärbare Symptome im Zusammenhang mit der Verwendung des Medizinprodukts auf, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachperson.

Das Produkt darf ausschließlich gemäß seiner vorgesehenen Zweckbestimmung verwendet werden. Eine zweckfremde Nutzung ist untersagt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung oder durch Missachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise und Empfehlungen entstehen.

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigung: Das Produkt ist bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln zu reinigen. Anschließend ist die Oberfläche mit sauberem Wasser abzuwischen und gründlich zu trocknen.

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder große Mengen Wasser, da dies die elektrischen Komponenten beschädigen kann. Die Reinigung darf nur bei Temperaturen über 0 °C erfolgen.

Wartung: Der Scooter erfordert trotz geringer Wartungsanforderungen regelmäßige Kontrollen:

Täglich: Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, die Funktion der Hupe sowie die Sauberkeit des Akkufachs.

Wöchentlich: Überprüfen Sie die Funktion des Fahrhebels, der Bremse sowie die Stabilität der Räder und Verbindungen.

Monatlich: Kontrollieren Sie den Verschleiß der Reifen sowie die Fahr- und Bremsfunktion.

Periodisch: Prüfen Sie den Zustand der Kabel, Verbindungen sowie aller Konstruktionselemente.

Alle Reparaturen, Einstellungen sowie der Austausch des Akkus dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Lagerung: Bei längerer Nichtbenutzung (z. B. über 4 Monate) sollte der Scooter an einem trockenen, sauberen und gesicherten Ort gelagert werden, vorzugsweise mit Zugang zu einer Stromversorgung. Es wird empfohlen, den Scooter während der Lagerung abzudecken. Der Akku sollte mindestens alle 20 Tage nachgeladen werden. Lagern Sie den Scooter nicht bei Temperaturen unter 0 °C.

Niedrige Temperaturen (unter 10 °C) können die Leistung und Kapazität des Akkus verringern.

WARNUNG! Verhindern Sie das Einfrieren des Akkus, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.

ENTSORGUNG

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist der Scooter gemäß den geltenden lokalen, nationalen und EU-Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) zu entsorgen. Das Gerät darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Der Scooter enthält recycelbare Materialien wie Kunststoffe, elektronische Komponenten und Akkus. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Akku, da er Stoffe enthält, die eine spezielle Behandlung erfordern (u. a. Lithiumverbindungen). Er muss an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden.

Informationen zu den korrekten Entsorgungswegen erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder bei einem autorisierten Händler.

Achtung: Eine unsachgemäße Entsorgung kann eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen.

=====

WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE KUNDEN: GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG FÜR AKKUS

Liebe Kunden,

wir möchten Ihnen wichtige Informationen zur Garantie und Gewährleistung für die Akkus unserer Produkte geben.

Leider deckt die Garantie keine Verschleißteile wie Akkus ab. Das bedeutet, wenn der Akku an Ihrem Produkt nicht mehr funktioniert, gilt die Garantie nicht.

Aber keine Sorge! Wenn Sie einen defekten Akku haben, können Sie sich auf die Gewährleistung verlassen. Das bedeutet, dass wir die Situation prüfen und gegebenenfalls den Akku ersetzen, wenn Sie den Defekt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware melden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie den Defekt so schnell wie möglich melden müssen, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie deckt folgende Fälle nicht ab:

- Subjektive Wahrnehmungen, die keine funktionellen Probleme darstellen.
- Abnutzung und Alterung (z. B. lackierte Oberflächen, natürliche Verfärbung von Materialien). Fälle, in denen die Garantie erlischt:
- Unregelmäßige Überprüfung der vom Hersteller empfohlenen Punkte.
- Unsachgemäße oder mangelhafte Wartung.
- Nicht bestimmungsgemäße oder übermäßige Nutzung.
- Nicht autorisierte Modifikationen.
- Schäden durch äußere Einflüsse wie Ruß, Chemikalien, Vogelkot, sauren Regen, Steine, Metallstaub.
- Naturkatastrophen wie Taifune, Überschwemmungen, Brände, Erdbeben.
- Nicht von der Garantie abgedeckte Kosten: Austausch von Verschleißteilen wie Akku, Reifen, Sicherungen, Kunststoff- oder Glasteilen, Schmiermitteln.
- Kosten für Inspektionen, Einstellungen, Ölwechsel, Reinigung.
- Kosten für regelmäßige Inspektionen, wie vom Hersteller empfohlen.
- Kosten, die durch nicht autorisierte Reparaturzentren verursacht wurden.

Achtung: Bewahren Sie den Karton des Rollstuhls auf! Dies ist eine Bedingung der Garantie!

Cz

Děkujeme za zakoupení našeho produktu, prosíme o důkladné seznámení se s návodem k použití. Výrobek nepoužívejte, dokud si nepřečtete tento návod a neporozumíte mu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, kontaktujte zdravotnického pracovníka nebo prodejce, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené. Před prvním použitím důkladně zkontrolujte technický stav výrobku a ujistěte se, že jsou všechny části kompletní a správně namontované (je-li to relevantní, věnujte zvláštní pozornost šroubům, maticím, nýtům a dalším upevňovacím a konstrukčním prvkům). Ujistěte se, že výrobek není vadný ani poškozený. V případě zjištění jakéhokoli poškození nebo chybějících částí výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Pro více informací kontaktujte prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící onemocněními, dysfunkcemi nebo úrazy, pro jejichž léčbu/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz. část o určeném použití v tomto návodu). Výrobek může být zakoupen uživatelem samostatně nebo na základě doporučení lékaře, terapeuta nebo jiného specialisty. V obou případech je třeba zohlednit dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití, jakož i informace poskytnuté výrobcem.

URČENÉ POUŽITÍ

Elektrický invalidní vozík je zařízení určené k pohybu osoby se zdravotním postižením. Je poháněn motorem, jehož konstrukce omezuje rychlost jízdy na rychlost chůze.

Elektrický invalidní skútr AT52339 je navržen pro uživatele s maximální hmotností do 120 kg, kteří se pohybují vsedě. Pro bezpečné používání zařízení je nutná odpovídající úroveň pohybových schopností, zraku a kognitivních funkcí, proto se před zahájením používání doporučuje konzultace s lékařem.

Model AT52339 je určen pro použití v interiéru i exteriéru v širokém rozsahu teplot od -20 °C do +40 °C. Může být používán za mírného deště, avšak není doporučen pro dlouhodobé používání při silném dešti nebo sněžení.

Díky relativně velkým kolům umožňuje skútr jízdu po nepevných površích, mírně nerovném terénu a překonávání překážek do výšky 4 cm. Maximální bezpečný sklon je 9° (16 %) a tuto hodnotu nelze překročit.

Zařízení je snadno ovladatelné a brzdový systém zajišťuje plynulý a rychlý zastavení po uvolnění páčky akcelerace. Za standardních podmínek je dojezd skútru přibližně 16 km, může se však snížit při jízdě do kopce, v nerovném terénu nebo při častém překonávání překážek.

Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod k použití a proveďte vizuální kontrolu zařízení, abyste se ujistili, že nevykazuje viditelné poškození. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prodejce.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

POVINNÉ! Před prvním použitím si důkladně prostudujte tento návod a ujistěte se, že rozumíte všem pravidlům používání skútru AT52339. Skútr AT52339 je zdravotnický prostředek určený ke zlepšení mobility uživatele. Jeho bezpečné používání vyžaduje opatrnost, soustředění a přizpůsobení stylu jízdy okolním podmínkám.

Jezděte pomalu, dokud se neseznámíte se všemi funkcemi a vlastnostmi skútru.

V přeplněných místech se pohybujte sníženou rychlostí.

Dbejte zvýšené opatrnosti vůči chodcům a překážkám.

Používejte skútr pouze v souladu s místními předpisy.

ZAKÁZANO! Během jízdy držte ruce mimo pneumatiky a kola. Pamatujte, že volné části oděvu mohou být zachyceny pneumatikami a koly.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ! Nepřekračujte maximální povolené zatížení 120 kg (uživatel + zavazadla).

VAROVÁNÍ! Skútr je určen pouze pro jednu osobu. Nepřepravujte cestující, včetně dětí.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte skútr na schodech ani na eskalátorech.

VAROVÁNÍ! Nepřekonávejte překážky vyšší než je uvedeno ve specifikaci a vždy k nim najíždějte čelně.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte skútr při silném dešti, vysoké vlhkosti nebo extrémních teplotách.

VAROVÁNÍ! Povrchy skútru se mohou zahřívat – buďte opatrní.

BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ

Vždy přizpůsobte rychlost podmínkám na vozovce. Věnujte zvláštní pozornost chodcům a přizpůsobte styl jízdy okolí. V přeplněných místech se vždy pohybujte poloviční rychlostí.

Před zatáčením snižte rychlost – příliš rychlé zatáčení může způsobit převrácení vozidla.

Udržujte stabilní polohu těla během jízdy.

Vyhýbejte se náhlým manévřům a prudkému brzdění.

VAROVÁNÍ! Nenaklánějte se nadměrně dopředu ani do stran – může to způsobit ztrátu rovnováhy a převrácení skútru.

ZAKÁZANO! Nevkládejte ruce ani nohy do blízkosti pohyblivých částí (kola, mechanismy).

BEZPEČNOST NA SVAZÍCH A RAMPÁCH

Nepřekračujte povolený sklon.

Nepohybujte se napříč svahem ani po jeho diagonále.

Při sjíždění nastavte minimální rychlost.

Při jízdě do kopce udržujte konstantní rychlost.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte režim volnoběhu (freewheel) na svahu.

KONTROLA PŘED POUŽITÍM

Před každou jízdou zkontrolujte: stav akumulátoru, funkci brzd, elektrická spojení, stav pneumatik a správnou funkci všech prvků. V případě zjištění závad skútr nepoužívejte a kontaktujte servis.

AKUMULÁTORY A ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ! Zabráňte kontaktu akumulátoru s kovovými předměty – hrozí zkrat a úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ! Používejte pouze doporučené akumulátory a nabíječky.

VAROVÁNÍ! Nenabíjejte akumulátor v blízkosti hořlavých materiálů.

VAROVÁNÍ! Nedovoľte dětem zdržovat se v blízkosti skútru během nabíjení.

DĚTI A OKOLNÍ OSOBY

VAROVÁNÍ! Nedovolte dětem obsluhovat skútr AT52339.

VAROVÁNÍ! Nenechávejte skútr bez dozoru v přítomnosti dětí.

VAROVÁNÍ! Nepřepravujte cestující. Může to způsobit ztrátu stability.

ÚPRAVY A DÍLY

VAROVÁNÍ! Neupravujte skútr ani nepoužívejte neoriginální díly a příslušenství.

VAROVÁNÍ! Nezvedejte skútr za odnímatelné části (např. područky, sedadlo).

NOUZOVÉ SITUACE

VAROVÁNÍ! Pokud se skútr nezastaví správně, okamžitě použijte brzdu, vypněte napájení a kontaktujte servis.

VAROVÁNÍ! Po nehodě nebo poškození musí být skútr před dalším použitím zkontrolován kvalifikovaným servisem.

ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ (EMI/RFI)

VAROVÁNÍ! Zařízení jako mobilní telefony nebo vysílačky mohou způsobit neúmyslný pohyb skútru.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte rádiová zařízení během jízdy a vyhybejte se blízkosti silných zdrojů signálu.

PŘEPRAVA V MOTOROVÉM VOZIDLE

Při přepravě musí být elektrický invalidní skútr AT52339 přepravován bez uživatele, v zavazadlovém prostoru nebo nákladovém prostoru vozidla, s vyjmutými akumulátory a řádně zajištěn proti pohybu.

Odnímatelné části by měly být sejmuty nebo pevně upevněny.

VAROVÁNÍ! Nesedejte si na skútr během přepravy.

VAROVÁNÍ! Skútr a akumulátory musí být řádně zajištěny.

VAROVÁNÍ! Nepřepravujte akumulátory spolu s hořlavými materiály.

INDIKACE

Produkt je vhodný v případě:

obtíží při samostatné chůzi nebo rychlé únavy při pohybu,

onemocnění pohybového aparátu (např. onemocnění kloubů, úrazy, degenerativní změny),

snížené svalové síly nebo poruch rovnováhy,

stavů po úrazech nebo operacích vyžadujících odlehčení dolních končetin,

neurologických onemocnění ovlivňujících schopnost chůze,

vyššího věku spojeného s omezenou mobilitou.

Skútr je určen pro použití jednou osobou, která je schopna zařízení samostatně ovládat nebo jej používat pod dohledem pečovatele.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která znemožňují bezpečné používání výrobku.

Neschopnost bezpečně ovládat vozidlo ve venkovním prostředí (např. nedostatečná orientace v pěším nebo silničním provozu).

Nekontrolované pohyby těla (např. třes, spasticita), které mohou ztěžovat ovládání.

Epizody ztráty vědomí, závratě nebo jiné stavy, které se mohou náhle objevit během jízdy.

Neschopnost udržet stabilní sedící polohu.

Výrazná omezení reakční schopnosti a pohybové koordinace.

Používání bez dohledu u osob vyžadujících stálou péči.

SEZNAM SOUČÁSTÍ: Elektrický invalidní vozík, akumulátor, nabíječka, sedací polštář, košík, návod k použití, sada náradí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry v rozloženém stavu (délka × šířka × výška): 970 × 530 × 900 mm

Rozměry ve složeném stavu (délka × šířka × výška): 970 × 530 × 290 mm

Rozměry sedadla (š. × d. × tl.): 390 × 340 × 30 mm

Motor: 24V 250W (2 × bezkartáčový)

Akumulátor: 24V 8A lithiový, odnímatelný

Hmotnost akumulátoru: 2 kg

Nabíječka: 24V 2A

Řídicí jednotka: 24V 60A bezkartáčová

Řídítka: nastavení výšky

Rychlost: nastavitelná 0–6 km/h

Brzda: elektromagnetická ABS

Brzdná dráha: ≤ 1000 mm

Minimální poloměr otáčení: ≤ 1500 mm

Výška podvozku: 80 mm

Schopnost překonávání překážek: 40 mm

Výška opěradla: 830 mm

Výška područek: 720 mm

Rozestup područek: 435 mm

Statická stabilita: ≥ 9°, < 15°

Dynamická stabilita: ≥ 6°, < 10°

Osvětlení: přední a zadní světlo

Košík: přední košík

Rozměry košíku: 310 × 230 × 210 mm

Maximální zatížení košíku: 25 kg

Dojezd: 15 km

Přední kolo: 9" pneumatické

Zadní kolo: 9" pneumatické

Maximální zatížení: 120 kg

Hmotnost netto: 18,6 kg
 Hmotnost brutto: 28 kg
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ
 Rám: slitina hliníku
 Motor: kov
 Akumulátor: lithiová baterie
 Pouzdro akumulátoru: plast
 Nabíječka: plast
 Područky: PU pěna
 Sedadlo: PU pěna
 Opěradlo: PU pěna
 Blatníky: plast
 Přední košík: nylonová tkanina
 Zadní košík: není
 Přední kolo: guma, ráfek ze slitiny hliníku
 Zadní kolo: guma, ráfek ze slitiny hliníku
 Systém řízení: ABS
 Plastové prvky: ABS
UPOZORNĚNÍ! JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY PRODUKTU SE MOHOU LIŠIT V ROZMEZÍ +2 CM



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele



1. Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje displej, otočné ovladače regulace rychlosti, klíček, světla a klakson.

2. Nabíjecí port

Pro nabíjení.

3. USB zásuvka

Pro mobilní telefon apod., výstupní napětí 5 V.

4. Háček

Slouží k zavěšení, maximální zatížení 3 kg.

5. Otočný ovladač nastavení sloupku řízení

Slouží k nastavení úhlu sloupku řízení.

6. Přední světla

7. Vyjímatelný akumulátor

Akumulátor lze vyjmout.

8. Košík / úložný prostor

Maximální zatížení 6 kg.

9. Otočný ovladač nastavení područky

Po uvolnění šroubů lze područku nastavit směrem ven. Poté ji je nutné znovu dotáhnout.

10. Zadní tlačítko sklápění područky

Stiskněte tlačítko pro sklopení područky dozadu.

11. Sedací polštář

12. Područka

Šířku sedadla lze nastavit a opěradlo lze sklopit dozadu.

13. Opěradlo

Lze sklopit dopředu.

14. Skládací rukojeť

Při používání skládací rukojeti je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Mechanismus skládání sedadla je blokován rukojetí. Před použitím je nutné stlačit sedadlo rukou, aby bylo zajištěno, že je správně zablokováno. Stav skládací rukojeti je nutné pravidelně kontrolovat. Více informací naleznete níže.

15. Zadní světlo

16. Zadní nárazník

17. Kolečko proti převrácení

18. Blatník



1. Vypínač napájení

Když je napájení vypnuto, skútr se nemůže elektricky pohybovat.

Otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček, abyste zapnuli napájení a umožnili jízdu.

2. Indikátor baterie

Po zapnutí napájení ukazatel stavu baterie zobrazuje její stav.

Zelená oblast označuje vysoký stav nabití, zatímco červená oblast označuje nízký stav a nutnost okamžitého nabití.

3. Regulátor rychlosti

Regulátor rychlosti umožňuje nastavení maximální rychlosti jízdy vpřed v rozsahu od 0 do 6 km/h.

Otočením ovladače zcela doleva nastavíte nejnižší rychlost a zcela doprava nejvyšší.

4. Spínač předních a zadních světel

Zapněte světla při jízdě v noci nebo za podmínek omezené viditelnosti.

5. Tlačítko klaksonu

Stisknutí tlačítka vyvolá zvukový signál.

Abyste předešli nehodám a zajistili bezpečnou jízdu, používejte jej podle potřeby.

6. Páčka jízdy vpřed a vzad


Posuňte pravou páčku dopředu, abyste jeli vpřed; posuňte levou páčku dopředu, abyste jeli vzad.

Po uvolnění se páčka automaticky vrátí do „střední“ polohy, čímž se aktivuje elektromagnetická brzda a skútr se zastaví.

7. Řídítka

Během jízdy držte obě ruce pevně na řídítkách.

PRINCIP FUNKCE SKLÁDACÍ PÁKY




1. Skládací rukojeť

2. Pružina

3. Trn/čep

OVLÁDACÍ PÁKA BRZDY



NAPÁJECÍ SYSTÉM

Postup nabíjení akumulátoru a signalizace



Nabíječku je nutné připojit k nabíjecímu portu umístěnému na pouzdře akumulátoru. Nabíječka má ochranu proti nesprávnému připojení (nelze ji zasunout nesprávným způsobem).


Během nabíjení svítí červená kontrolka signalizující proces nabíjení. Po úplném nabití akumulátoru se rozsvítí zelená kontrolka, která označuje ukončení nabíjení.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepřipojujte nabíječku nesprávným způsobem, protože může dojít k poškození nabíjecího portu.

Ochrana proti přetížení a pojistka


V pouzdře akumulátoru se nachází ochrana proti přetížení. Jedná se o důležitý bezpečnostní prvek, který chrání akumulátor před poškozením kontrolou nadměrného toku proudu během nabíjení.

Pojistka je integrována s ochranou proti přetížení. V případě zkratu dojde k přepálení pojistky, čímž je chráněn celý elektrický systém.



RUČNÍ A AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ BRZDOVÉ PÁKY

Brzdová páka umožňuje přepínání mezi režimem „elektrického pohonu“ a „ručního tlačení“.



Elektrický pohon: nastavte páku do polohy D (uzamčená poloha) – vozidlo se pohybuje pomocí motoru.

Ruční režim: nastavte páku do polohy N (odblokovaná poloha) – umožňuje ruční přemísťování vozidla.

Pokud se vozidlo nerozjede a je slyšet pouze zvukový signál, zkontrolujte, zda je brzdová páka v poloze D.

VAROVÁNÍ! Nenechávejte brzdovou páku v odblokované poloze (N) při jízdě z kopce – brzda nebude fungovat.

Upozornění: Během používání využívejte výhradně napájení z levého akumulátoru.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AKUMULÁTORU

Demontáž: Uchopte rukojeť akumulátoru. Vzhledem k použití suchých zipů na spodní straně pouzdra akumulátoru před zvednutím jemně pohybujte akumulátorem dopředu a dozadu a do stran, a poté jej zvedněte nahoru.


Montáž: Nastavte pouzdro akumulátoru do správné polohy vůči slotu dole a zasuňte jej na místo.

VAROVÁNÍ! Během přepravy se vždy ujistěte, že skútr AT52339 a jeho akumulátor jsou řádně zajištěny. Akumulátor musí být ve svislé poloze a nesmí být přepravován společně s hořlavými materiály.

Upozornění: Aby se zabránilo přerušení napájení během jízdy (např. na nerovnostech), je akumulátor upevněn zvláštním způsobem. Po namontování je nutné jej pevně přitlačit, aby suché zipy na spodní straně dobře přilnuly.

Upozornění: Vzhledem k suchým zipům na spodní straně pouzdra je při demontáži nutné použít větší sílu a vytáhnout akumulátor směrem nahoru.

Upozornění: Ujistěte se, že kabely akumulátoru jsou správně připojeny.



SKLÁDÁNÍ, ROZKLÁDÁNÍ A PŘEPRAVA SKÚTRU

Skútr s vyjímatelným akumulátorem se skládá ze čtyř hlavních částí: rámu, akumulátoru, sedadla a košíku. Při demontáži je nutné postupovat podle pokynů a dbát zvýšené opatrnosti.

Postup skládání:

Skládání skútru

Jednou rukou jemně pohybujte sloupkem řízení a současně otáčejte ovladačem – usnadní to jeho dotažení.

Jednou rukou zvedněte zadní část sedadla, uchopte jeho střed a zvedněte jej nahoru.

Při zvedání sedadla bude skládací páka automaticky zablokována pružinou na trnu – uslyšíte „kliknutí“.



Stlačte sedadlo, abyste se ujistili, že je správně zablokováno.

Skočte područku dopředu, dokud neucítíte odpor.

VAROVÁNÍ! Skládací páka musí být správně zablokována trnem. V opačném případě hrozí riziko pádu při sezení.




Postup rozkládání:

Proveďte kroky v opačném pořadí.

Jednou rukou zvedněte skládací páku a druhou rukou stlačte sedadlo dolů.

Jednou rukou stiskněte tlačítko a druhou rukou otočte područku dozadu.



Přeprava a přenášení: Při přenášení skútru jej uchopte za přední a zadní ochranné nosníky (nárazníky), jak je znázorněno níže.



NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ

Vložte zástrčku nabíječky (8) do nabíjecí zásuvky (10) umístěné na pouzdře.


Připojte napájecí kabel nabíječky (9) do síťové zásuvky.

Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel (9) ze zásuvky a poté vytáhněte zástrčku nabíječky (8) ze zásuvky (10).

Za ideálních skladovacích podmínek je nutné plně nabitě a nepoužívané akumulátory dobíjet každých 20 dní.

Pokud plánujete delší přestávku v používání skútru AT52339, doporučuje se nabíjet po dobu dvou dnů a poté akumulátory odpojit.

Pokud skútr nebyl delší dobu používán, je nutné před jízdou nabíjet akumulátory alespoň 24 hodin.



Doporučený cyklus nabíjení

Používejte skútr během dne podle potřeby nebo do dosažení nízké úrovně nabití (podle LCD ukazatele).

Na konci dne nabíjejte akumulátory přes noc.

Po dokončení nabíjení není nutné akumulátory odpojovat – nabíječka je automatická a sama nabíjení ukončí.

Není nutné nabíjet po každé jízdě, pokud neplánujete další používání skútru v daný den.

Dokud je zástrčka nabíječky v zásuvce, elektronický systém skútru AT52339 automaticky odpojí napájení – jízda není možná.

Dodaná nabíječka je určena pro lithiové akumulátory. Používejte výhradně doporučený typ nabíječky. V případě použití jiné se poraďte s prodejcem.

Akumulátor je vybaven ochranným obvodem. Po jeho aktivaci je nutné akumulátor znovu nabít, aby byla obnovena jeho funkce.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

Tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient je povinen písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se během používání zdravotnického prostředku objeví bolest, alergická reakce nebo jiné znepokojivé či nejasné příznaky, obraťte se na zdravotnického pracovníka.

UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než je uvedeno v jeho určeném použití.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Čištění

Skútr AT52339 je třeba podle potřeby čistit měkkým, vlhkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky. Po vyčištění je třeba povrch otřít čistou vodou a poté důkladně osušit.

Nepoužívejte tlakové myčky ani velké množství vody, protože by mohlo dojít k poškození elektrických součástí. Čištění provádějte při teplotě vyšší než 0 °C.

Údržba

Skútr vyžaduje pravidelné kontroly navzdory nízkým servisním nárokům:

Denně: zkontrolujte stav nabití akumulátoru, funkci klaksonu a čistotu prostoru akumulátoru.

Každý týden: zkontrolujte funkci páčky jízdy, brzdy a stabilitu kol a spojů.

Každý měsíc: zkontrolujte opotřebení pneumatik a správnost jízdy a brzdění.

Pravidelně: kontrolujte stav vodičů, spojů a všech konstrukčních prvků.

Veškeré opravy, seřízení a výměnu akumulátoru smí provádět výhradně kvalifikovaný servis.

Skladování

V případě delšího nepoužívání (např. déle než 4 měsíce) je třeba skútr skladovat na suchém, čistém a zabezpečeném místě, nejlépe s přístupem k elektrickému napájení.

Doporučuje se skútr během skladování přikrýt.

Akumulátor je třeba dobíjet nejméně každých 20 dní.

Neskladujte skútr při teplotách nižších než 0 °C.

Nízké teploty (pod 10 °C) mohou snížit výkon a kapacitu akumulátoru.

VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby akumulátor zmrzl – může to způsobit jeho trvalé poškození.

LIKVIDACE

Tento výrobek obsahuje elektronické součásti. Po ukončení jeho používání jej nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci odevzdejte výrobek na příslušné sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení. Správná likvidace zabrání možným škodám na životním prostředí a lidském zdraví v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se recyklace elektrických a elektronických zařízení.

Použité baterie je nutné likvidovat v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí.

SK

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu, prosíme o dôkladné oboznámenie sa s návodom na použitie. Výrobok nepoužívajte pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete varovaniam, upozorneniam a odporúčaniam, kontaktujte zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu. **UPOZORNENIE:** Skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Pred prvým použitím dôkladne skontrolujte technický stav výrobku a uistite sa, že všetky časti sú kompletne a správne namontované (ak je to relevantné, venujte osobitnú pozornosť skrutkám, maticiam, nitom a iným upevňovacím a konštrukčným prvkom). Uistite sa, že výrobok nie je chybný ani poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia alebo chýbajúcich častí výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Pre viac informácií kontaktujte predajcu.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o určenom použití v tomto návode). Výrobok môže byť zakúpený používateľom samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. V oboch prípadoch je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie použitia, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

URČENÉ POUŽITIE

Elektrický invalidný vozík je zariadenie konštrukčne určené na pohyb osoby so zdravotným postihnutím. Je poháňaný motorom, ktorého konštrukcia obmedzuje rýchlosť jazdy na rýchlosť chôdze.

Elektrický invalidný skúter AT52339 bol navrhnutý pre používateľov s maximálnou hmotnosťou do 120 kg, ktorí sa pohybujú v sede. Na bezpečné používanie zariadenia je potrebná primeraná úroveň pohybových schopností, zraku a kognitívnych schopností, preto sa pred začatím používania odporúča konzultácia s lekárom.

Model AT52339 je určený na použitie v interiéri aj exteriéri v širokom rozsahu teplôt od -20 °C do +40 °C. Môže sa používať počas mierneho dažďa, avšak nie je vhodný na dlhodobé používanie pri silnom daždi alebo snežení.

Vďaka relatívne veľkým kolesám umožňuje skúter jazdu po nespevnených povrchoch, mierne nerovnom teréne a prekonávanie prekážok do výšky 4 cm. Maximálny bezpečný sklon je 9° (16 %) a túto hodnotu nesmiete prekročiť.

Zariadenie je jednoduché na ovládanie a brzdový systém zabezpečuje plynulé a rýchle zastavenie po uvoľnení páčky akcelerácie. Za štandardných podmienok je dojazd skútra približne 16 km, môže sa však znížiť pri jazde do kopca, na nerovnom teréne alebo pri častom prekonávaní prekážok.

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a vykonajte vizuálnu kontrolu zariadenia, aby ste sa uistili, že nevykazuje viditeľné poškodenie. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte predajcu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

POVINNÉ! Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uistite sa, že rozumiete všetkým pravidlám používania skútra AT52339. Skúter AT52339 je zdravotnícka pomôcka určená na zlepšenie mobility používateľa. Jeho bezpečné používanie vyžaduje opatrnosť, sústredenie a prispôbenie štýlu jazdy podmienkam okolia.

Jazdite pomaly, kým sa neoboznámate so všetkými funkciami a vlastnosťami skútra.

V preplnených miestach sa pohybujte zníženou rýchlosťou.

Zachovávajte zvýšenú opatrnosť voči chodcom a prekážkam.

Používajte skúter výlučne v súlade s miestnymi predpismi.

ZAKÁZANÉ! Počas jazdy držte ruky mimo pneumatík a kolies. Pamätajte, že voľné časti odevu môžu byť zachytené pneumatikami a kolesami.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

VAROVANIE! Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie 120 kg (používateľ + batožina).

VAROVANIE! Skúter je určený len pre jednu osobu. Neprepravujte cestujúcich vrátane detí.

VAROVANIE! Nepoužívajte skúter na schodoch ani na eskalátoroch.

VAROVANIE! Neprekonávajte prekážky vyššie, ako je uvedené v špecifikácii, a vždy k nim pristupujte čelne.

VAROVANIE! Nepoužívajte skúter pri silnom daždi, vysokej vlhkosti ani pri extrémnych teplotách.

VAROVANIE! Povrchy skútra sa môžu zahrievať – buďte opatrní.

BEZPEČNOSŤ POČAS JAZDY

Vždy prispôbajte rýchlosť podmienkam na ceste. Venujte zvýšenú pozornosť chodcom a prispôbajte jazdu okoliu. V preplnených miestach sa vždy pohybujte polovičnou rýchlosťou.

Pred zatáčaním znížte rýchlosť – príliš rýchle zatáčanie môže spôsobiť prevrátenie vozidla.

Udržujte stabilnú polohu tela počas jazdy.

Vyhýbajte sa náhlým manévrom a prudkému brzdeniu.

VAROVANIE! Nenakláňajte sa nadmerne dopredu ani do strán – môže to spôsobiť stratu rovnováhy a prevrátenie skútra.

ZAKÁZANÉ! Nevkladajte ruky ani nohy do blízkosti pohyblivých častí (kolesá, mechanizmy).

BEZPEČNOSŤ NA SVAHOCH A RAMPÁCH

Neprekračujte povolený sklon.

Nepohybujte sa naprieč svahom ani po jeho diagonále.

Pri jazde nastavte minimálnu rýchlosť.

Pri jazde do kopca udržiavajte konštantnú rýchlosť.

VAROVANIE! Nikdy nepoužívajte režim voľnobehu (freewheel) na svahu.

KONTROLA PRED POUŽITÍM

Pred každou jazdou skontrolujte: stav akumulátora, funkciu brzd, elektrické spojenia, stav pneumatík a správnu funkciu všetkých prvkov. V prípade zistenia nezrovnalostí skúter nepoužívajte a kontaktujte servis.

AKUMULÁTORY A ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE! Zabráňte kontaktu akumulátora s kovovými predmetmi – hrozí skrat a úraz elektrickým prúdom.

VAROVANIE! Používajte výlučne odporúčané akumulátory a nabíjačky.

VAROVANIE! Nenabíjajte akumulátor v blízkosti horľavých materiálov.
VAROVANIE! Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti skútra počas nabíjania.

DETI A OKOLITÉ OSOBY

VAROVANIE! Nedovoľte deťom obsluhovať skúter AT52339.
VAROVANIE! Nenechávajte skúter bez dozoru v prítomnosti detí.
VAROVANIE! Neprepravujte cestujúcich. Môže to spôsobiť stratu stability.

ÚPRAVY A DIELY

VAROVANIE! Neupravujte skúter ani nepoužívajte neoriginálne diely a príslušenstvo.
VAROVANIE! Nedvíhajte skúter za odnímateľné časti (napr. opierky rúk, sedadlo).

NÚDZOVÉ SITUÁCIE

VAROVANIE! Ak sa skúter nezastaví správne, okamžite použite brzdu, vypnite napájanie a kontaktujte servis.
VAROVANIE! Po nehode alebo poškodení musí byť skúter pred opätovným použitím skontrolovaný kvalifikovaným servisom.

ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENIE (EMI/RFI)

VAROVANIE! Zariadenia ako mobilné telefóny alebo vysielačky môžu spôsobiť neúmyselný pohyb skútra.
VAROVANIE! Nepoužívajte rádiové zariadenia počas jazdy a vyhýbajte sa blízkosti silných zdrojov signálu.

PREPRAVA V MOTOROVOM VOZIDLE

Pri preprave musí byť elektrický skúter AT52339 prepravovaný bez používateľa, v batožinovom priestore alebo nákladnom priestore vozidla, s vybratými akumulátormi a riadne zabezpečený proti pohybu.
Odnímateľné časti by mali byť odňaté alebo pevne upevnené.
VAROVANIE! Nesedte na skútri počas prepravy.
VAROVANIE! Skúter a akumulátory musia byť riadne zabezpečené.
VAROVANIE! Neprepravujte akumulátory spolu s horľavými materiálmi.

INDIKÁCIE

Produkt je vhodný v prípade:
ťažkostí pri samostatnej chôdzi alebo rýchlej únavy pri pohybe,
ochorení pohybového aparátu (napr. ochorenia kĺbov, úrazy, degeneratívne zmeny),
oslabenia svalovej sily alebo porúch rovnováhy,
stavov po úrazoch alebo operáciách vyžadujúcich odľahčenie dolných končatín,
neurologických ochorení ovplyvňujúcich schopnosť chôdze,
vyššieho veku spojeného s obmedzenou mobilitou.
Skúter je určený na používanie jednou osobou, ktorá je schopná zariadenie samostatne ovládať alebo ho používať pod dohľadom opatrovateľa.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.
Neschopnosť bezpečne ovládať vozidlo vo vonkajšom prostredí (napr. nedostatočná orientácia v pešej alebo cestnej premávke).
Nekontrolované pohyby tela (napr. tras, spasticita), ktoré môžu sťažovať ovládanie.
Epizódy straty vedomia, závraty alebo iné stavy, ktoré sa môžu náhle objaviť počas jazdy.
Neschopnosť udržať stabilnú polohu v sede.
Výrazné obmedzenia reakčnej schopnosti a pohybovej koordinácie.
Používanie bez dozoru u osôb vyžadujúcich stálu starostlivosť.

ZOZNAM SÚČASTÍ

Elektrický invalidný vozík, akumulátor, nabíjačka, sedací vankúš, košík, návod na použitie, sada náradia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery po rozložení (dĺžka × šírka × výška): 970 × 530 × 900 mm

Rozmery po zložení (dĺžka × šírka × výška): 970 × 530 × 290 mm

Rozmery sedadla (š. × d. × hr.): 440 × 470 × 20 mm

Motor: 24V 250W (2 × bezkartáčový)

Akumulátor: 24V 8A lítiový, odnímateľný

Hmotnosť akumulátora: 2 kg

Nabíjačka: 24V 2A

Riadiaca jednotka: 24V 60A bezkartáčová

Riadidlá: nastavenie výšky

Rýchlosť: nastaviteľná 0–6 km/h

Brzda: elektromagnetická ABS

Brzdná dráha: ≤ 1000 mm

Minimálny polomer otáčania: ≤ 1500 mm

Výška podvozku: 80 mm

Schopnosť prekonávania prekážok: 40 mm

Výška operadla: 830 mm

Výška opierok rúk: 720 mm

Rozostup opierok rúk: 435 mm

Statická stabilita: ≥ 9°, < 15°

Dynamická stabilita: ≥ 6°, < 10°

Osvetlenie: predné a zadné svetlo

Košík: predný košík

Rozmery košíka: 310 × 230 × 210 mm

Maximálne zaťaženie košíka: 25 kg

Dojazd: 15 km
 Predné koleso: 9" pneumatické
 Zadné koleso: 9" pneumatické
 Maximálne zaťaženie: 120 kg
 Čistá hmotnosť: 18,6 kg
 Hrubá hmotnosť: 28 kg
MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE
 Rám: zliatina hliníka
 Motor: kov
 Akumulátor: lítiová batéria
 Kryt akumulátora: plast
 Nabíjačka: plast
 Opierky rúk: PU pena
 Sedadlo: PU pena
 Operadlo: PU pena
 Blatníky: plast
 Predný košík: nylonová tkanina
 Zadný košík: nie je
 Predné koleso: guma, ráfik zo zliatiny hliníka
 Zadné koleso: guma, ráfik zo zliatiny hliníka
 Systém riadenia: ABS
 Plastové prvky: ABS
 UPOZORNENIE! JEDNOTLIVÉ ROZMERY PRODUKTU SA MÔŽU LÍŠIŤ V ROZMEDZÍ +-2 CM



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa



1. Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje displej, otočné ovládače regulácie rýchlosti, kľúčik, svetlá a klaksón.

2. Nabíjací port

Na nabíjanie.

3. USB zásuvka

Na mobilný telefón a pod., výstupné napätie 5 V.

4. Háčik

Slúži na zavesenie, maximálne zaťaženie 3 kg.

5. Otočný ovládač nastavenia stĺpika riadenia

Slúži na nastavenie uhla stĺpika riadenia.

6. Predné svetlá

7. Vyberateľný akumulátor

Akumulátor možno vybrať.

8. Košík / úložný priestor

Maximálne zaťaženie 6 kg.

9. Otočný ovládač nastavenia opierky ruky

Po uvoľnení skrutiek možno opierku ruky nastaviť smerom von. Potom ju treba znovu dotiahnuť.

10. Zadné tlačidlo sklápania opierky ruky

Stlačte tlačidlo, aby ste sklopili opierku ruky dozadu.

11.Sedací vankúš

12.Opierka ruky

Šírku sedadla možno nastaviť a operadlo možno sklopiť dozadu.

13.Operadlo

Možno ho sklopiť dopredu.

14.Sklápacia rukoväť

Pri používaní sklápacej rukoväte treba zachovávať osobitnú opatrnosť. Mechanizmus sklápania sedadla je blokovaný rukoväťou. Pred použitím treba stlačiť sedadlo rukou, aby ste sa uistili, že je správne zaistené. Stav sklápacej rukoväte treba pravidelne kontrolovať. Viac informácií nájdete nižšie.

15.Zadné svetlo

16.Zadný nárazník

17.Koliesko proti prevráteniu

18.Blatník



1.Vypínač napájania

Keď je napájanie vypnuté, skúter sa nemôže elektricky pohybovať.

Otočte kľúčik v smere hodinových ručičiek, aby ste zapli napájanie a umožnili jazdu.

2.Ukazovateľ batérie

Po zapnutí napájania ukazovateľ stavu batérie zobrazuje jej stav.

Zelená oblasť označuje vysokú úroveň nabitia, zatiaľ čo červená oblasť označuje nízku úroveň a potrebu okamžitého nabitia.

3.Regulátor rýchlosti

Regulátor rýchlosti umožňuje nastaviť maximálnu rýchlosť jazdy dopredu v rozsahu od 0 do 6 km/h.

Otočením ovládača úplne doľava nastavíte najnižšiu rýchlosť a úplne doprava najvyššiu.

4.Vypínač predných a zadných svetiel

Zapnite svetlá pri jazde v noci alebo v podmienkach obmedzenej viditeľnosti.

5.Tlačidlo klaksónu

Stlačením tlačidla sa ozve zvukový signál.

Aby ste predišli nehodám a zaistili bezpečnú jazdu, používajte ho podľa potreby.

6.Páčka jazdy dopredu a dozadu


Posuňte pravú páčku dopredu, aby ste išli dopredu; posuňte ľavú páčku dopredu, aby ste išli dozadu.

Po uvoľnení sa páčka automaticky vráti do „strednej“ polohy, čím sa aktivuje elektromagnetická brzda a skúter sa zastaví.

7.Riadidlá

Počas jazdy držte obe ruky pevne na riadidlách.

PRINCÍP ČINNOSTI SKLÁPACEJ PÁKY




1.Sklápacia rukoväť

2.Pružina

3.Trň/čap

OVLÁDACIA PÁKA BRZDY



NAPÁJACÍ SYSTÉM

Postup nabíjania akumulátora a signalizácia



Nabíjačku treba pripojiť k nabíjacímu portu umiestnenému na kryte akumulátora. Nabíjačka má ochranu proti nesprávnemu pripojeniu (nie je možné ju zasunúť nesprávnym spôsobom).


Počas nabíjania svieti červená kontrolka signalizujúca proces nabíjania. Po úplnom nabití akumulátora sa rozsvieti zelená kontrolka, ktorá označuje ukončenie nabíjania.

VAROVANIE! Nikdy nepripájajte nabíjačku nesprávnym spôsobom, pretože to môže poškodiť nabíjací port.

Ochrana proti preťaženiu a poistka


V kryte akumulátora sa nachádza ochrana proti preťaženiu. Ide o dôležitý bezpečnostný prvok, ktorý chráni akumulátor pred poškodením kontrolou nadmerného toku prúdu počas nabíjania.

Poistka je integrovaná s ochranou proti preťaženiu. V prípade skratu dôjde k prepáleniu poistky, čím sa chráni celý elektrický systém.



RUČNÉ A AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE BRZDOVEJ PÁKY

Brzdová páka umožňuje prepínanie medzi režimom „elektrického pohonu“ a „ručného tlačenia“.



Elektrický pohon: nastavte páku do polohy D (uzamknutá poloha) – vozidlo sa pohybuje pomocou motora.

Ručný režim: nastavte páku do polohy N (odblokovávaná poloha) – umožňuje ručné premiestňovanie vozidla.

Ak sa vozidlo nerozbehne a je počuť iba zvukový signál, skontrolujte, či sa brzdová páka nachádza v polohe D.

VAROVANIE! Nenechávajte brzdovú páku v odblokovanej polohe (N) počas jazdy z kopca – brzda nebude fungovať.

Upozornenie: Počas používania využívajte výlučne napájanie z ľavého akumulátora.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AKUMULÁTORA

Demontáž: Uchopte rukoväť akumulátora. Vzhľadom na použitie suchých zipsov na spodnej strane krytu akumulátora pred zdvihnutím jemne pohybujte akumulátorom dopredu a dozadu a do strán, a potom ho zdvihnite nahor.

Montáž: Umiestnite kryt akumulátora do správnej polohy voči slotu dole a zasuňte ho na miesto.

VAROVANIE! Počas prepravy sa vždy uistite, že skúter AT52339 a jeho akumulátor sú riadne zaistené. Akumulátor musí byť vo zvislej polohe a nesmie byť prepravovaný spolu s horľavými materiálmi.

Upozornenie: Aby sa zabránilo prerušeniu napájania počas jazdy (napr. na nerovnostiach), akumulátor je upevnený špeciálnym spôsobom.

Po namontovaní ho treba pevne pritlačiť, aby suché zipsy na spodnej strane dobre priľnuli.

Upozornenie: Vzhľadom na suché zipsy nachádzajúce sa na spodnej strane krytu je pri demontáži potrebné použiť väčšiu silu a potiahnuť akumulátor nahor.

Upozornenie: Uistite sa, že káble akumulátora sú správne pripojené.



SKLADANIE, ROZKLADANIE A PREPRAVA SKÚTRA

Skúter s vyberateľným akumulátorom sa skladá zo štyroch hlavných častí: rámu, akumulátora, sedadla a košíka. Pri demontáži treba postupovať podľa pokynov a zachovať opatrnosť.

Postup skladania:

Skladanie skútra

Jednou rukou jemne pohybujte stĺpikom riadenia a súčasne otáčajte ovládačom – uľahčí to jeho dotiahnutie.

Jednou rukou zdvihnite zadnú časť sedadla, chyťte jeho stred a zdvihnite ho nahor.

Počas zdvíhania sedadla sa sklápacia páka automaticky zaistí pružinou na trní – budete počuť „kliknutie“.



Stlačte sedadlo, aby ste sa uistili, že je správne zaistené.

Sklopte opierku ruky dopredu až do pocitu odporu.

VAROVANIE! Sklápacia páka musí byť správne zaistená trníom. V opačnom prípade existuje riziko pádu počas sedenia.




Postup rozkladania:

Vykonajte kroky v opačnom poradí.

Jednou rukou zdvihnite sklápacia páka a druhou rukou stlačte sedadlo nadol.

Jednou rukou stlačte tlačidlo a druhou rukou otočte opierku ruky dozadu.



Preprava a prenášanie: Pri prenášaní skútra ho uchopte za predné a zadné ochranné nosníky (nárazníky), ako je znázornené nižšie.



NABÍJANIE AKUMULÁTOROV

Vložte zástrčku nabíjačky (8) do nabíjacej zásuvky (10) umiestnenej na kryte.


Pripojte napájací kábel nabíjačky (9) do elektrickej zásuvky.

Po ukončení nabíjania odpojte napájací kábel (9) zo zásuvky a následne vytiahnite zástrčku nabíjačky (8) zo zásuvky (10).

V ideálnych podmienkach skladovania treba plne nabité a nepoužívané akumulátory dobíjať každých 20 dní.

Ak plánujete dlhšiu prestávku v používaní skútra AT52339, odporúča sa nabíjanie počas dvoch dní a následné odpojenie akumulátorov.

Ak skúter nebol dlhší čas používaný, pred jazdou treba akumulátory nabíjať aspoň 24 hodín.



Odporúčaný cyklus nabíjania

Používajte skúter počas dňa podľa potreby alebo do dosiahnutia nižšej úrovne nabitia (podľa LCD ukazovateľa).

Na konci dňa nabíjajte akumulátory cez noc.

Po ukončení nabíjania nie je potrebné akumulátory odpájať – nabíjačka je automatická a sama ukončí nabíjanie.

Nie je potrebné nabíjať po každej jazde, pokiaľ v ten deň neplánujete ďalšie používanie skútra.

Kým sa zástrčka nabíjačky nachádza v zásuvke, elektronický systém skútra AT52339 automaticky odpojí napájanie – jazda nie je možná.

Dodaná nabíjačka je určená pre lítiové akumulátory. Používajte výlučne odporúčaný typ nabíjačky. V prípade použitia inej sa poraďte s predajcom.

Akumulátor je vybavený ochranným obvodom. Po jeho aktivácii treba akumulátor opätovne nabiť, aby sa obnovila jeho funkcia.

UPOZORNENIE: V prípade výskytu „závažného incidentu“ súvisiaceho s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť ku ktorejkoľvek z nižšie uvedených udalostí:

- a) úmrtiu pacienta, používateľa alebo inej osoby alebo
- b) dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby alebo
- c) vážnemu ohrozeniu verejného zdravia,

je potrebné uvedený „závažný incident“ nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenskej republiky je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

UPOZORNENIE: V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, pre používateľa nejasných príznakov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než v súlade s jeho určeným použitím.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Čistenie

Skúter AT52339 je potrebné čistiť podľa potreby pomocou mäkkej, vlhkej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Po čistení je potrebné povrch utrieť čistou vodou a následne dôkladne osušiť.

Nepoužívajte tlakové umývačky ani veľké množstvo vody, pretože to môže poškodiť elektrické prvky. Čistenie sa musí vykonávať pri teplote vyššej ako 0 °C.

Údržba

Skúter si vyžaduje pravidelné kontroly, napriek nízkym servisným nárokom:

Denne: skontrolujte stav nabitia akumulátora, funkciu klaksónu a čistotu priestoru akumulátora.

Každý týždeň: skontrolujte funkciu jazdnej páčky, brzdy a stabilitu kolies a spojov.

Každý mesiac: skontrolujte opotrebenie pneumatík a správnosť jazdy a brzdenia.

Pravidelne: kontrolujte stav vodičov, spojov a všetkých konštrukčných prvkov.

Všetky opravy, nastavenia a výmenu akumulátora smie vykonávať výlučne kvalifikovaný servis.

Skladovanie

V prípade dlhšieho nepoužívania (napr. viac ako 4 mesiace) je potrebné skúter skladovať na suchom, čistom a zabezpečenom mieste, ideálne s prístupom k elektrickému napájaniu.

Odporúča sa skúter počas skladovania prikryť.

Akumulátor je potrebné dobíjať minimálne každých 20 dní.

Neskladujte skúter pri teplotách nižších ako 0 °C.

Nízke teploty (pod 10 °C) môžu znížiť výkon a kapacitu akumulátora.

VAROVANIE! Nedovoľte, aby akumulátor zamrzol – môže to spôsobiť jeho trvalé poškodenie.

LIKVIDÁCIA

Po skončení doby používania je potrebné skúter zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi, národnými a európskymi predpismi týkajúcimi sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (smernica WEEE). Zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Skúter obsahuje prvky vhodné na recykláciu, ako sú plasty, elektronické komponenty a akumulátory. Mimoriadnu pozornosť treba venovať batérii, ktorá obsahuje látky vyžadujúce správne zaobchádzanie (okrem iného zlúčeniny lítia) a mala by byť odovzdaná do špecializovaných zberných miest.

Ak chcete získať informácie o správnych spôsoboch likvidácie, kontaktujte miestne orgány alebo autorizovaného predajcu.

UPOZORNENIE: Nesprávna likvidácia môže predstavovať ohrozenie pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Fr

Nous vous remercions pour l'achat de notre produit, nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi. N'utilisez pas le produit avant d'avoir lu et compris ce manuel. Si vous ne comprenez pas les avertissements, remarques et recommandations, contactez un professionnel de santé ou le vendeur afin d'éviter d'endommager le produit ou de provoquer des blessures. ATTENTION : Vérifiez toutes les pièces afin de détecter d'éventuels dommages. Avant la première utilisation, contrôlez soigneusement l'état technique du produit et assurez-vous que toutes les pièces sont complètes et correctement montées (le cas échéant, portez une attention particulière aux vis, écrous, rivets et autres éléments de fixation et de structure). Assurez-vous que le produit n'est ni défectueux ni endommagé. En cas de dommages ou de pièces manquantes, NE PAS utiliser le produit. Pour plus d'informations, contactez le vendeur.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS

Personnes souffrant de maladies, de dysfonctionnements ou de blessures pour lesquelles ce dispositif est destiné au traitement/rééducation ou à la compensation (voir la section relative à la destination du produit dans ce mode d'emploi). Le produit peut être acheté par l'utilisateur lui-même ou sur recommandation d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un autre spécialiste. Dans les deux cas, il convient de prendre en compte les tailles disponibles, les fonctions nécessaires ainsi que les variantes du produit, les indications et contre-indications d'utilisation, ainsi que les informations fournies par le fabricant.

DESTINATION

Le fauteuil roulant électrique est un véhicule conçu pour permettre le déplacement d'une personne handicapée. Il est entraîné par un moteur dont la conception limite la vitesse à celle de la marche.

Le scooter pour personnes handicapées AT52339 a été conçu pour des utilisateurs d'un poids maximal de 120 kg, se déplaçant en position assise. Pour une utilisation en toute sécurité, un niveau adéquat de capacités motrices, visuelles et cognitives est requis ; il est donc recommandé de consulter un médecin avant utilisation.

Le modèle AT52339 est destiné à un usage intérieur et extérieur, dans une large plage de températures de -20 °C à +40 °C. Il peut être utilisé sous une pluie légère, mais n'est pas recommandé pour une utilisation prolongée en cas de fortes pluies ou de neige.

Grâce à ses roues relativement grandes, le scooter permet de circuler sur des surfaces non stabilisées, des terrains modérément irréguliers et de franchir des obstacles jusqu'à 4 cm de hauteur. L'inclinaison maximale de sécurité est de 9° (16 %) et ne doit pas être dépassée.

Le véhicule est facile à utiliser et le système de freinage assure un arrêt fluide et rapide après relâchement du levier d'accélération. Dans des conditions standard, l'autonomie du scooter est d'environ 16 km, mais elle peut diminuer lors de la conduite en montée, sur terrain irrégulier ou en cas de franchissement fréquent d'obstacles.

Avant la première utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi et effectuez un contrôle visuel de l'appareil afin de vous assurer qu'il ne présente aucun dommage visible. En cas de doute, contactez le vendeur.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

OBLIGATOIRE ! Avant la première utilisation, lisez attentivement ce manuel et assurez-vous de comprendre toutes les règles d'utilisation du scooter AT52339.

Le scooter AT52339 est un dispositif médical destiné à améliorer la mobilité de l'utilisateur. Son utilisation en toute sécurité nécessite prudence, concentration et adaptation du style de conduite aux conditions environnantes.

Roulez lentement jusqu'à ce que vous connaissiez toutes les fonctions et caractéristiques du scooter.

Dans les endroits fréquentés, déplacez-vous à vitesse réduite.

Faites particulièrement attention aux piétons et aux obstacles.

Utilisez le scooter uniquement conformément aux réglementations locales.

INTERDIT ! Pendant la conduite, gardez les mains éloignées des pneus et des roues. N'oubliez pas que les vêtements amples peuvent être happés par les pneus et les roues.

AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 120 kg (utilisateur + bagages).

AVERTISSEMENT ! Le scooter est destiné à une seule personne. Ne transportez pas de passagers, y compris des enfants.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le scooter dans les escaliers ni sur les escaliers mécaniques.

AVERTISSEMENT ! Ne franchissez pas d'obstacles plus élevés que ceux autorisés dans les spécifications et abordez-les toujours de face.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le scooter sous forte pluie, en cas d'humidité élevée ou de températures extrêmes.

AVERTISSEMENT ! Les surfaces du scooter peuvent devenir chaudes – soyez prudent.

SÉCURITÉ PENDANT LA CONDUITE

Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de circulation. Faites particulièrement attention aux piétons et adaptez votre conduite à l'environnement. Dans les zones encombrées, roulez toujours à demi-vitesse.

Avant de tourner, réduisez la vitesse – un virage trop rapide peut provoquer le renversement du véhicule.

Maintenez une position stable du corps pendant la conduite.

Évitez les manœuvres brusques et les freinages soudains.

AVERTISSEMENT ! Ne vous penchez pas excessivement vers l'avant ou sur les côtés – cela peut entraîner une perte d'équilibre et le renversement du scooter.

INTERDIT ! N'introduisez pas les mains ou les pieds à proximité des pièces mobiles (roues, mécanismes).

SÉCURITÉ SUR LES PENTES ET LES RAMPES

Ne dépassez pas l'inclinaison autorisée.

Ne circulez pas en travers d'une pente ni en diagonale.

Lors des descentes, réglez la vitesse minimale.

Lors des montées, maintenez une vitesse constante.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais le mode roue libre (freewheel) sur une pente.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Avant chaque trajet, vérifiez : l'état de la batterie, le fonctionnement des freins, les connexions électriques, l'état des pneus et le bon fonctionnement de toutes les fonctions. En cas d'anomalie, n'utilisez pas le scooter et contactez le service après-vente.

BATTERIES ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT ! Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques – risque de court-circuit et d'électrocution.

AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement les batteries et chargeurs recommandés.

AVERTISSEMENT ! Ne chargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants à proximité du scooter pendant la charge.

ENFANTS ET TIERS

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants utiliser le scooter AT52339.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas le scooter sans surveillance en présence d'enfants.

AVERTISSEMENT ! Ne transportez pas de passagers. Cela peut entraîner une perte de stabilité du scooter.

MODIFICATIONS ET PIÈCES

AVERTISSEMENT ! Ne modifiez pas le scooter et n'utilisez pas de pièces ou accessoires non d'origine.

AVERTISSEMENT ! Ne soulevez pas le scooter par des éléments démontables (par ex. accoudoirs, siège).

SITUATIONS D'URGENCE

AVERTISSEMENT ! Si le scooter ne s'arrête pas correctement, utilisez immédiatement le frein, coupez l'alimentation et contactez le service.

AVERTISSEMENT ! Après un accident ou un dommage, le scooter doit être contrôlé par un service qualifié avant toute réutilisation.

INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (EMI/RFI)

AVERTISSEMENT ! Des appareils tels que les téléphones portables ou les radios peuvent provoquer un mouvement involontaire du scooter.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils radio pendant la conduite et évitez la proximité de sources de signaux puissants.

TRANSPORT DANS UN VÉHICULE

Lors du transport, le scooter électrique AT52339 doit être transporté sans utilisateur, dans le coffre ou l'espace de chargement du véhicule, avec les batteries retirées et correctement sécurisées contre tout déplacement.

Les éléments démontables doivent être retirés ou solidement fixés.

AVERTISSEMENT ! Ne vous asseyez pas sur le scooter pendant le transport.

AVERTISSEMENT ! Le scooter et les batteries doivent être correctement sécurisés.

AVERTISSEMENT ! Ne transportez pas les batteries avec des matériaux inflammables.

INDICATIONS

Le produit est indiqué en cas de :

difficultés à marcher de manière autonome ou fatigue rapide lors des déplacements,
affections de l'appareil locomoteur (par ex. maladies des articulations, blessures, dégénérescences),
faiblesse musculaire ou troubles de l'équilibre,
états post-traumatiques ou postopératoires nécessitant un soulagement des membres inférieurs,
maladies neurologiques affectant la capacité de marche,
âge avancé associé à une mobilité réduite.

Le scooter est destiné à être utilisé par une seule personne capable de l'utiliser de manière autonome ou sous la surveillance d'un aidant.

CONTRE-INDICATIONS

Limitations physiques ou mentales (par ex. déficience visuelle) empêchant une utilisation sûre du produit.

Incapacité à conduire le véhicule en toute sécurité dans un environnement extérieur (par exemple manque d'orientation dans la circulation piétonne ou routière).

Mouvements corporels incontrôlés (par exemple tremblements, spasticité) pouvant gêner la commande.

Épisodes de perte de connaissance, vertiges ou autres états pouvant survenir soudainement pendant la conduite.

Incapacité à maintenir une position assise stable.

Limitations importantes des temps de réaction et de la coordination motrice.

Utilisation sans surveillance chez les personnes nécessitant une assistance permanente.

LISTE DES ÉLÉMENTS

Fauteuil roulant électrique, batterie, chargeur, coussin, panier, mode d'emploi, kit d'outils.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Dimensions déplié (longueur x largeur x hauteur): 970 × 530 × 900 mm

Dimensions plié (longueur x largeur x hauteur): 970 × 530 × 290 mm

Dimensions de l'assise (larg. × long. × ép.): 440 × 470 × 20 mm

Moteur: 24V 250W (2 x sans balais)

Batterie: 24V 8A lithium, amovible

Poids de la batterie: 2 kg

Chargeur: 24V 2A

Contrôleur: 24V 60A sans balais

Guidon: réglage en hauteur

Vitesse: réglable 0–6 km/h

Frein: électromagnétique ABS

Distance de freinage: ≤ 1000 mm

Rayon de braquage minimal: ≤ 1500 mm

Hauteur du châssis: 80 mm

Capacité de franchissement d'obstacles: 40 mm

Hauteur du dossier: 830 mm

Hauteur des accoudoirs: 720 mm

Écartement des accoudoirs: 435 mm

Stabilité statique: ≥ 9°, < 15°

Stabilité dynamique: ≥ 6°, < 10°

Éclairage: lumière avant et arrière

Panier: panier avant

Dimensions du panier: 310 × 230 × 210 mm

Charge maximale du panier: 25 kg

Autonomie: 15 km

Roue avant: 9" pneumatique

Roue arrière: 9" pneumatique

Charge maximale: 120 kg

Poids net: 18,6 kg

Poids brut: 28 kg

COMPOSITION DES MATÉRIAUX

Cadre: alliage d'aluminium

Moteur: métal

Batterie: batterie au lithium

Boîtier de la batterie: plastique

Chargeur: plastique

Accoudoirs: mousse PU

Assise: mousse PU

Dossier: mousse PU

Garde-boue: plastique

Panier avant: tissu nylon

Panier arrière: aucun

Roue avant: caoutchouc, jante en alliage d'aluminium

Roue arrière: caoutchouc, jante en alliage d'aluminium

Système de direction: ABS

Éléments en plastique: ABS

ATTENTION! LES DIMENSIONS INDIVIDUELLES DU PRODUIT PEUVENT VARIER DE +2CM



Ce symbole indique le poids maximal de l'utilisateur



1. Panneau de commande

Le panneau de commande contient un écran, des boutons de réglage de la vitesse, une clé, les lumières ainsi qu'un klaxon.

2. Port de charge

Pour le chargement.

3. Port USB

Pour téléphone portable, etc., tension de sortie 5 V.

4. Crochet

Sert à suspendre, charge maximale 3 kg.

5. Molette de réglage de la colonne de direction

Sert à régler l'angle de la colonne de direction.

6. Feux avant

7. Batterie amovible

La batterie peut être retirée.

8. Panier / compartiment de rangement

Charge maximale 6 kg.

9. Molette de réglage de l'accoudoir

Après avoir desserré les vis, l'accoudoir peut être réglé vers l'extérieur. Ensuite, il faut le resserrer.

10. Bouton arrière de pliage de l'accoudoir

Appuyez sur le bouton pour plier l'accoudoir vers l'arrière.

11. Coussin de siège

12. Accoudoir

La largeur du siège peut être réglée et le dossier peut être incliné vers l'arrière.

13. Dossier

Peut être plié vers l'avant.

14. Poignée de pliage

Lors de l'utilisation de la poignée de pliage, une attention particulière doit être portée.

Le mécanisme de pliage du siège est verrouillé par la poignée.

Avant utilisation, appuyez sur le siège avec la main pour vous assurer qu'il est correctement verrouillé.

Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état de la poignée de pliage.

Plus d'informations se trouvent ci-dessous.

15. Feu arrière

16. Pare-chocs arrière

17. Roulette anti-basculement

18. Garde-boue



1. Interrupteur d'alimentation

Lorsque l'alimentation est coupée, le scooter ne peut pas se déplacer électriquement.

Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'alimentation et permettre la conduite.

2. Indicateur de batterie

Après la mise sous tension, l'indicateur de niveau de batterie affiche son état.

La zone verte indique un niveau de charge élevé, tandis que la zone rouge indique un niveau faible et la nécessité de recharger immédiatement.

3. Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse permet de régler la vitesse maximale vers l'avant de 0 à 6 km/h.

Tourner le bouton complètement à gauche règle la vitesse la plus basse, et complètement à droite – la plus élevée.

4. Interrupteur des feux avant et arrière

Allumez les feux lors de la conduite de nuit ou en cas de visibilité réduite.

5. Bouton de klaxon

Appuyer sur le bouton produit un signal sonore.

Afin de prévenir les accidents et garantir une conduite sûre, utilisez-le si nécessaire.

6. Levier de marche avant et arrière


Poussez le levier droit vers l'avant pour avancer; poussez le levier gauche vers l'avant pour reculer.

Après avoir relâché le levier, celui-ci revient automatiquement en position « centrale », ce qui active le frein électromagnétique et arrête le scooter.

7. Guidon


Pendant la conduite, tenez fermement le guidon avec les deux mains.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU LEVIER DE PLIAGE



1. Poignée de pliage
2. Ressort
3. Axe/goupille

LEVIER DE COMMANDE DU FREIN



SYSTÈME D'ALIMENTATION

Procédure de charge de la batterie et signalisation



Le chargeur doit être connecté au port de charge situé sur le boîtier de la batterie.

Le chargeur possède une protection empêchant une connexion incorrecte (il ne peut pas être inséré de manière incorrecte).

Pendant la charge, un témoin rouge s'allume, indiquant le processus de charge.

Une fois la batterie complètement chargée, un témoin vert s'allume, indiquant la fin de la charge.

AVERTISSEMENT! Ne connectez jamais le chargeur de manière incorrecte, car cela pourrait endommager le port de charge.


Protection contre les surcharges et fusible

Le boîtier de la batterie contient une protection contre les surcharges.

C'est un élément de sécurité important qui protège la batterie contre les dommages en contrôlant le flux excessif de courant pendant la charge.


Le fusible est intégré à la protection contre les surcharges.

En cas de court-circuit, le fusible grille, protégeant l'ensemble du système électrique.



COMMUTATION MANUELLE ET AUTOMATIQUE DU LEVIER DE FREIN

Le levier de frein permet de basculer entre le mode « entraînement électrique » et « poussée manuelle ».



Mode électrique: placez le levier en position D (position fermée) – le véhicule se déplace à l'aide du moteur.

Mode manuel: placez le levier en position N (position déverrouillée) – permet de déplacer le véhicule manuellement.

Si le véhicule ne démarre pas et qu'un signal sonore est entendu, vérifiez si le levier de frein est en position D.

AVERTISSEMENT! Ne laissez pas le levier de frein en position déverrouillée (N) lors de la descente – le frein ne fonctionnera pas.

Remarque: Pendant l'utilisation, utilisez uniquement l'alimentation de la batterie gauche.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA BATTERIE

Démontage:

Saisissez la poignée de la batterie.

En raison de l'utilisation de bandes velcro sous le boîtier de la batterie, avant de soulever, déplacez doucement la batterie d'avant en arrière et sur les côtés, puis soulevez-la vers le haut.

Montage:

Placez le boîtier de la batterie dans la position appropriée par rapport au logement en bas et insérez-le en place.

AVERTISSEMENT! Lors du transport, assurez-vous toujours que le scooter AT52339 et sa batterie sont correctement sécurisés.


La batterie doit être en position verticale et ne doit pas être transportée avec des matériaux inflammables.

Remarque: Afin d'éviter une déconnexion de l'alimentation pendant la conduite (par exemple sur des surfaces irrégulières), la batterie est fixée d'une manière spéciale.

Après le montage, il faut la presser fermement afin que les bandes velcro adhèrent bien.

Remarque: En raison des bandes velcro situées sous le boîtier, le démontage nécessite l'utilisation d'une plus grande force et de tirer la batterie vers le haut.

Remarque: Assurez-vous que les câbles de la batterie sont correctement connectés.



PLIAGE, DÉPLIAGE ET TRANSPORT DU SCOOTER

Le scooter avec batterie amovible se compose de quatre parties principales: le cadre, la batterie, le siège et le panier.

Lors du démontage, suivez les instructions et faites preuve de prudence.

Procédure de pliage:

Pliage du scooter

D'une main, déplacez légèrement la colonne de direction tout en tournant la molette – cela facilitera son serrage.

D'une main, soulevez la partie arrière du siège, saisissez son centre et soulevez-le vers le haut.


Lors du levage du siège, le levier de pliage sera automatiquement verrouillé par le ressort sur la goupille – vous entendrez un « clic ».



Appuyez sur le siège pour vous assurer qu'il est correctement verrouillé.

Pliez l'accoudoir vers l'avant jusqu'à ressentir une résistance.

AVERTISSEMENT! Le levier de pliage doit être correctement verrouillé par la goupille.




Sinon, il existe un risque de chute en position assise.

Procédure de dépliage:

Effectuez les opérations dans l'ordre inverse

D'une main, soulevez le levier de pliage, et de l'autre, appuyez sur le siège vers le bas.

D'une main, appuyez sur le bouton, et de l'autre, faites pivoter l'accoudoir vers l'arrière.




Transport et déplacement:

Lors du transport du scooter, saisissez les barres de protection avant et arrière (pare-chocs), comme indiqué ci-dessous.



CHARGEMENT DES BATTERIES

Insérez la fiche du chargeur (8) dans la prise de charge (10) située sur le boîtier. Connectez le câble d'alimentation du chargeur (9) à une prise secteur. Après la charge, débranchez le câble d'alimentation (9) de la prise, puis retirez la fiche du chargeur (8) de la prise (10). Dans des conditions de stockage idéales, les batteries entièrement chargées et non utilisées doivent être rechargées tous les 20 jours. Si vous prévoyez une longue pause dans l'utilisation du scooter AT52339, il est recommandé de le charger pendant deux jours, puis de déconnecter les batteries. Si le scooter n'a pas été utilisé pendant une longue période, les batteries doivent être chargées pendant au moins 24 heures avant utilisation.



Cycle de charge recommandé

Utilisez le scooter pendant la journée selon vos besoins ou jusqu'à un niveau de charge faible (selon l'indicateur LCD).

À la fin de la journée, chargez les batteries pendant la nuit.

Il n'est pas nécessaire de déconnecter les batteries après la charge – le chargeur est automatique et arrête lui-même la charge.

Il n'est pas nécessaire de charger après chaque trajet, sauf si vous ne prévoyez plus d'utiliser le scooter ce jour-là.

Tant que la fiche du chargeur est insérée, le système électronique du scooter AT52339 coupe automatiquement l'alimentation – la conduite est impossible.

Le chargeur fourni est destiné aux batteries au lithium.

Utilisez uniquement le type de chargeur recommandé.

En cas d'utilisation d'un autre – consultez le vendeur.

La batterie est équipée d'un système de protection.

Après son activation, il est nécessaire de recharger la batterie afin de rétablir son fonctionnement.

ATTENTION :

En cas de survenue d'un « incident grave » lié au dispositif, qui a directement ou indirectement entraîné, aurait pu entraîner ou pourrait entraîner l'un des événements suivants :

- a) le décès du patient, de l'utilisateur ou d'une autre personne, ou
- b) une détérioration temporaire ou permanente de l'état de santé du patient, de l'utilisateur ou d'une autre personne, ou
- c) une menace grave pour la santé publique,

cet « incident grave » doit être signalé au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le patient ou l'utilisateur a sa résidence. Pour la France, l'autorité compétente est l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).

ATTENTION : En cas de douleur, de réactions allergiques ou d'autres symptômes inquiétants ou inhabituels liés à l'utilisation du dispositif médical, consultez un professionnel de santé. ATTENTION : Il est interdit d'utiliser le produit d'une manière autre que celle prévue.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Nettoyage

Le scooter AT52339 doit être nettoyé si nécessaire à l'aide d'un chiffon doux et humide ainsi que de détergents doux. Après le nettoyage, essuyez la surface avec de l'eau propre, puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de grandes quantités d'eau, car cela peut endommager les composants électriques.

Le nettoyage doit être effectué à une température supérieure à 0°C.

Entretien

Le scooter nécessite des contrôles réguliers malgré de faibles exigences d'entretien :

- Quotidiennement : vérifiez le niveau de charge de la batterie, le fonctionnement du klaxon et la propreté du compartiment de la batterie.
- Hebdomadairement : vérifiez le fonctionnement des leviers de commande, du frein ainsi que la stabilité des roues et des connexions.
- Mensuellement : vérifiez l'usure des pneus ainsi que le bon fonctionnement de la conduite et du freinage.
- Périodiquement : contrôlez l'état des câbles, des connexions et de tous les éléments structurels.

Toutes les réparations, réglages et le remplacement de la batterie doivent être effectués exclusivement par un service qualifié.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée (par ex. plus de 4 mois), le scooter doit être stocké dans un endroit sec, propre et sécurisé, de préférence avec accès à l'alimentation électrique.

Il est recommandé de couvrir le scooter pendant le stockage.

La batterie doit être rechargée au moins tous les 20 jours.

Ne stockez pas le scooter à des températures inférieures à 0°C.

Les basses températures (inférieures à 10°C) peuvent réduire les performances et la capacité de la batterie.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas la batterie geler – cela peut provoquer des dommages irréversibles.

ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, le scooter doit être éliminé conformément aux réglementations locales, nationales et européennes en vigueur concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).

Il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés.

Le scooter contient des éléments recyclables tels que des plastiques, des composants électroniques et des batteries. Une attention particulière doit être portée à la batterie, qui contient des substances nécessitant un traitement spécifique (notamment des composés du lithium) et doit être déposée dans des points de collecte spécialisés.

Pour obtenir des informations sur les méthodes d'élimination appropriées, contactez les autorités locales ou un revendeur agréé.

ATTENTION : Une élimination incorrecte peut constituer un danger pour l'environnement et la santé humaine.

NI

Dank u voor de aankoop van ons product, wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Gebruik het product niet voordat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Als u de waarschuwingen, opmerkingen en aanbevelingen niet begrijpt, neem dan contact op met een zorgverlener of de verkoper om schade aan het product of lichamelijk letsel te voorkomen. LET OP: Controleer alle onderdelen op beschadigingen. Controleer vóór het eerste gebruik zorgvuldig de technische staat van het product en zorg ervoor dat alle onderdelen compleet en correct gemonteerd zijn (indien van toepassing, let vooral op schroeven, moeren, klinknagels en andere bevestigings- en constructieonderdelen). Zorg ervoor dat het product niet defect of beschadigd is. Bij constatering van schade of ontbrekende onderdelen mag het product NIET worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.

DOELGROEP VAN PATIËNTEN

Persoon die lijden aan ziekten, functiestoornissen of verwondingen waarvoor dit hulpmiddel bedoeld is voor behandeling/revalidatie of compensatie (zie het gedeelte betreffende het beoogde gebruik in deze gebruiksaanwijzing).

Het product kan door de gebruiker zelfstandig worden aangeschaft of op aanbeveling van een arts, therapeut of een andere specialist.

Zowel bij zelfstandige aankoop als bij aanbeveling door een arts/therapeut/andere specialist moet rekening worden gehouden met de beschikbare maten/noodzakelijke functies en varianten van het product, indicaties en contra-indicaties voor gebruik, evenals de door de fabrikant verstrekte informatie.

BEOOGD GEBRUIK:

Een elektrische rolstoel is een voertuig dat constructief bedoeld is voor het verplaatsen van een persoon met een handicap. Het wordt aangedreven door een motor waarvan de constructie de snelheid beperkt tot loopsnelheid.

De scootmobiel AT52339 is ontworpen voor gebruikers met een maximaal gewicht tot 120 kg, die zich in zittende positie voortbewegen.

Voor veilig gebruik van het apparaat is een passend niveau van motorische vaardigheden, gezichtsvermogen en cognitieve vaardigheden vereist, daarom wordt aanbevolen vóór gebruik een arts te raadplegen.

Model AT52339 is bedoeld voor zowel binnen- als buitengebruik, binnen een breed temperatuurbereik van -20°C tot +40°C.

Het kan worden gebruikt bij lichte regen, maar langdurig gebruik bij zware regenval of sneeuw wordt niet aanbevolen.

Dankzij de relatief grote wielen maakt de scootmobiel rijden op onverharde ondergrond, matig oneffen terrein en het overwinnen van obstakels tot 4 cm mogelijk.

De maximale veilige hellingshoek bedraagt 9° (16%) en mag niet worden overschreden.

Het voertuig is eenvoudig te bedienen en het remsysteem zorgt voor een soepele en snelle stop na het loslaten van de gashendel.

Onder standaardomstandigheden bedraagt het bereik van de scootmobiel ongeveer 16 km, maar dit kan afnemen bij rijden op hellingen, oneffen terrein of bij het frequent overwinnen van obstakels.

Voor het eerste gebruik dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en een visuele controle van het apparaat uit te voeren om er zeker van te zijn dat het geen zichtbare beschadigingen heeft.

Bij twijfel dient u contact op te nemen met de verkoper.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VERPLICHT!

Lees vóór het eerste gebruik deze handleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alle regels voor het gebruik van de scootmobiel AT52339 begrijpt.

De scootmobiel AT52339 is een medisch hulpmiddel dat bedoeld is om de mobiliteit van de gebruiker te verbeteren.

Veilig gebruik vereist voorzichtigheid, concentratie en aanpassing van de rijstijl aan de omgevingsomstandigheden.

Rijd langzaam totdat u alle functies en eigenschappen van de scootmobiel kent.

Beweeg u op drukke plaatsen met verminderde snelheid.

Wees bijzonder voorzichtig ten opzichte van voetgangers en obstakels.

Gebruik de scootmobiel uitsluitend volgens de lokale voorschriften.

VERBODEN!

Houd tijdens het rijden uw handen uit de buurt van banden en wielen.

Houd er rekening mee dat losse kledingstukken door de banden en wielen kunnen worden meegetrokken.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK

WAARSCHUWING! Overschrijd de maximale toegestane belasting van 120 kg (gebruiker + bagage) niet.

WAARSCHUWING! De scootmobiel is uitsluitend bedoeld voor één persoon. Vervoer geen passagiers, inclusief kinderen.

WAARSCHUWING! Gebruik de scootmobiel niet op trappen of roltrappen.

WAARSCHUWING! Overwin geen obstakels die hoger zijn dan toegestaan in de specificatie en rijd er altijd frontaal tegenaan.

WAARSCHUWING! Gebruik de scootmobiel niet bij zware regen, hoge luchtvochtigheid of extreme temperaturen.

WAARSCHUWING! Oppervlakken van de scootmobiel kunnen heet worden – wees voorzichtig.

VEILIGHEID TIJDENS HET RIJDEN

Pas de snelheid altijd aan de wegomstandigheden aan.

Let vooral op voetgangers en pas uw rijstijl aan de omgeving aan.

Rijd op drukke plaatsen altijd met halve snelheid.

Verminder de snelheid vóór het nemen van een bocht – een te snelle bocht kan ertoe leiden dat het voertuig omvalt.

Houd tijdens het rijden een stabiele lichaamshouding aan.

Vermijd plotselinge manoeuvres en hard remmen.

WAARSCHUWING! Buig niet te ver naar voren of opzij – dit kan leiden tot verlies van evenwicht en omvallen van de scootmobiel.

VERBODEN!

Steek geen handen of voeten in de buurt van bewegende onderdelen (wielen, mechanismen).

VEILIGHEID OP HELLINGEN EN OPRITTEN

Overschrijd de toegestane helling niet.

Beweeg niet dwars of diagonaal over een helling.

Stel bij het afdalen de minimale snelheid in.

Houd bij het omhoog rijden een constante snelheid aan.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit de vrijloopstand (freewheel) op een helling.

CONTROLE VOOR GEBRUIK

Controleer vóór elke rit: de toestand van de accu, de werking van de remmen, de elektrische verbindingen, de toestand van de banden en de correcte werking van alle functies.

Gebruik de scooter niet bij geconstateerde onregelmatigheden en neem contact op met de service.

ACCU'S EN ELEKTRISCHE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Voorkom contact van de accu met metalen voorwerpen – dit kan kortsluiting en elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend aanbevolen accu's en laders.

WAARSCHUWING! Laad de accu niet in de buurt van brandbare materialen.

WAARSCHUWING! Laat geen kinderen in de buurt van de scooter tijdens het opladen.

KINDEREN EN DERDEN

WAARSCHUWING! Laat kinderen de scooter AT52339 niet bedienen.

WAARSCHUWING! Laat de scooter niet onbeheerd achter in aanwezigheid van kinderen.

WAARSCHUWING! Vervoer geen passagiers. Dit kan leiden tot verlies van stabiliteit van de scooter.

MODIFICATIES EN ONDERDELEN

WAARSCHUWING! Wijzig de scooter niet en gebruik geen niet-originele onderdelen en accessoires.

WAARSCHUWING! Til de scooter niet op aan demonteerbare onderdelen (bijv. armleuningen, zitting).

NOODSITUATIES

WAARSCHUWING! Als de scooter niet correct stopt, gebruik onmiddellijk de rem, schakel de stroom uit en neem contact op met de service.

WAARSCHUWING! Na een ongeval of beschadiging moet de scooter vóór hergebruik worden gecontroleerd door een gekwalificeerde service.

ELEKTROMAGNETISCHE STORINGEN (EMI/RFI)

WAARSCHUWING! Apparaten zoals mobiele telefoons of portofoons kunnen onbedoelde beweging van de scooter veroorzaken.

WAARSCHUWING! Gebruik geen radioapparatuur tijdens het rijden en vermijd de nabijheid van sterke signaalbronnen.

TRANSPORT IN EEN MOTORVOERTUIG

Tijdens transport moet de elektrische scooter AT52339 zonder gebruiker worden vervoerd, in de kofferbak of laadruimte van het voertuig, met verwijderde accu's en goed beveiligd tegen verschuiven.

Demonteerbare onderdelen moeten worden verwijderd of stevig worden bevestigd.

WAARSCHUWING! Zit niet op de scooter tijdens transport.

WAARSCHUWING! De scooter en accu's moeten correct worden beveiligd.

WAARSCHUWING! Vervoer accu's niet samen met brandbare materialen.

INDICATIES:

Het product is geschikt voor:

moeijkheden bij zelfstandig lopen of snel vermoeid raken tijdens verplaatsing,

aandoeningen van het bewegingsapparaat (bijv. gewrichtsaandoeningen, letsels, degeneraties),

verminderde spierkracht of evenwichtsstoornissen,

toestanden na letsel of operaties die ontlasting van de onderste ledematen vereisen,

neurologische aandoeningen die het loopvermogen beïnvloeden,

hoge leeftijd met beperkte mobiliteit.

De scooter is bedoeld voor gebruik door één persoon die in staat is het apparaat zelfstandig te bedienen of het onder toezicht van een verzorger te gebruiken.

CONTRA-INDICATIES

Fysieke of mentale beperkingen (bijv. gezichtsstoornissen) die veilig gebruik van het product onmogelijk maken.

Onvermogen om het voertuig veilig in een buitenomgeving te besturen (bijv. gebrek aan oriëntatie in voetgangers- of wegverkeer).

Ongecontroleerde lichaamsbewegingen (bijv. tremoren, spasticiteit) die de bediening kunnen bemoeilijken.

Episodes van bewustzijnsverlies, duizeligheid of andere aandoeningen die plotseling tijdens het rijden kunnen optreden.

Onvermogen om een stabiele zithouding te behouden.

Aanzienlijke beperkingen in reactievermogen en motorische coördinatie.

Gebruik zonder toezicht bij personen die constante zorg nodig hebben.

LIJST VAN ONDERDELEN: Rolstoel, accu, lader, kussen, mand, gebruiksaanwijzing, gereedschapsset.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Afmetingen na uitklappen (lengte x breedte x hoogte): 970 × 530 × 900 mm

Afmetingen na inklappen (lengte x breedte x hoogte): 970 × 530 × 290 mm

Afmetingen van de zitting (breedte x lengte x dikte): 390 × 340 × 30 mm

Motor: 24V 250W (2 x borstelloos)

Accu: 24V 8A lithium, afneembaar

Gewicht van de accu: 2 kg

Oplader: 24V 2A

Controller: 24V 60A borstelloos

Stuurkolom: hoogteverstelling

Snelheid: regelbaar 0–6 km/h

Rem: elektromagnetische ABS

Remweg: ≤ 1000 mm

Minimale draaicirkel: ≤ 1500 mm

Hoogte van het onderstel: 80 mm

Vermogen om obstakels te overwinnen: 40 mm

Hoogte van de rugleuning: 830 mm

Hoogte van de armleuningen: 720 mm

Afstand tussen de armleuningen: 435 mm

Statische stabiliteit: $\geq 9^\circ$, $< 15^\circ$

Dynamische stabiliteit: $\geq 6^\circ$, $< 10^\circ$

Verlichting: voor- en achterlicht

Mand: voormand

Afmetingen van de mand: 310 x 230 x 210 mm

Maximale belasting van de mand: 25 kg

Actieradius: 15 km

Voorwiel: 9" pneumatisch

Achterwiel: 9" pneumatisch

Maximale belasting: 120 kg

Nettogewicht: 18,6 kg

Brutogewicht: 28 kg

MATERIAALSAMENSTELLING

Frame: aluminiumlegering

Motor: metaal

Accu: lithiumbatterij

Behuizing van de accu: kunststof

Oplader: kunststof

Armleuningen: PU-schuim

Zitting: PU-schuim

Rugleuning: PU-schuim

Spatborden: kunststof

Voormand: nylonstof

Achtermand: geen

Voorwiel: rubber, velg van aluminiumlegering

Achterwiel: rubber, velg van aluminiumlegering

Stuursysteem: ABS

Kunststof onderdelen: ABS

LET OP! DE AFZONDERLIJKE AFMETINGEN VAN HET PRODUCT KUNNEN BINNEN EEN MARGE VAN +-2CM VERSCHILLEN



Dit symbool geeft het maximale gebruikersgewicht aan



1. Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat het display, draaiknoppen voor snelheidsregeling, de sleutel, verlichting en de claxon.

2. Laadpoort

Voor het opladen.

3. USB-aansluiting

Voor mobiele telefoon e.d., uitgangsspanning 5 V.

4. Haak

Dient om iets aan op te hangen, maximale belasting 3 kg.

5. Draaiknop voor instelling van de stuurkolom

Dient om de hoek van de stuurkolom in te stellen.

6. Voorlichten

7. Uitneembare accu

De accu kan worden verwijderd.

8. Mand / opbergvak

Maximale belasting 6 kg.

9. Draaiknop voor instelling van de armleuning

Na het losdraaien van de schroeven kan de armleuning naar buiten worden versteld. Daarna moet deze opnieuw worden vastgedraaid.

10. Achterste knop voor het inklappen van de armleuning

Druk op de knop om de armleuning naar achteren in te klappen.

11. Zitkussen

12. Armleuning

De breedte van de zitting kan worden versteld en de rugleuning kan naar achteren worden gekanteld.

13. Rugleuning

Kan naar voren worden ingeklapt.

14. Inklaphandgreep

Bij het gebruik van de inklaphandgreep moet bijzondere voorzichtigheid in acht worden genomen. Het inklapmechanisme van de zitting wordt door de handgreep vergrendeld. Vóór gebruik moet de zitting met de hand worden ingedrukt om te controleren of deze correct is vergrendeld. De staat van de inklaphandgreep moet regelmatig worden gecontroleerd. Meer informatie vindt u hieronder.

15. Achterlicht

16. Achterbumper

17. Anti-kantelwiel

18. Spatbord



1. Aan/uit-schakelaar

Wanneer de stroom is uitgeschakeld, kan de scooter zich niet elektrisch voortbewegen.

Draai de sleutel met de klok mee om de stroom in te schakelen en rijden mogelijk te maken.

2. Batterijdisplay

Na het inschakelen van de stroom geeft de batterij-indicator de status ervan weer.

Het groene gebied betekent een hoog laadniveau, terwijl het rode gebied een laag niveau aangeeft en de noodzaak tot onmiddellijk opladen.

3. Snelheidsregelaar

De snelheidsregelaar maakt het mogelijk de maximale voorwaartse snelheid in te stellen in het bereik van 0 tot 6 km/h.

Het volledig naar links draaien van de knop stelt de laagste snelheid in, en volledig naar rechts – de hoogste.

4. Schakelaar voor voor- en achterlichten

Schakel de verlichting in tijdens het rijden in het donker of bij beperkte zichtbaarheid.

5. Claxonknop

Door op de knop te drukken klinkt een geluidssignaal.

Om ongevallen te voorkomen en veilig rijden te waarborgen, gebruikt u deze indien nodig.

6. Hendel voor vooruit- en achteruitrijden


Druk de rechter hendel naar voren om vooruit te rijden; duw de linker hendel naar voren om achteruit te rijden.

Na het loslaten keert de hendel automatisch terug naar de "midden"-positie, wat de elektromagnetische rem activeert en de scooter stopt.

7. Stuur


Houd tijdens het rijden beide handen stevig aan het stuur.

WERKINGSPRINCIPE VAN DE INKLAPHENDEL



1. Inklaphandgreep
2. Veer
3. Pen/bout

REMBEDIENINGSHENDEL



VOEDINGSSYSTEEM

Procedure voor het opladen van de accu en signalering



De oplader moet worden aangesloten op de laadpoort die zich op de accubehuizing bevindt. De oplader heeft een beveiliging die verkeerde aansluiting voorkomt (deze kan niet op de verkeerde manier worden ingestoken).


Tijdens het opladen brandt een rood controlelampje, dat het laadproces aangeeft. Na volledige lading van de accu gaat een groen controlelampje branden, wat het einde van het opladen aangeeft.

WAARSCHUWING! Sluit de oplader nooit op een verkeerde manier aan, omdat dit de laadpoort kan beschadigen.

Overbelastingsbeveiliging en zekering


In de accubehuizing bevindt zich een overbelastingsbeveiliging. Dit is een belangrijk veiligheidselement dat de accu beschermt tegen beschadiging door de overmatige stroom tijdens het opladen te beheersen.

De zekering is geïntegreerd met de overbelastingsbeveiliging. In geval van kortsluiting brandt de zekering door, waardoor het volledige elektrische systeem wordt beschermd.



HANDMATIG EN AUTOMATISCH OMSCHAKELEN VAN DE REMHENDEL

De remhendel maakt het mogelijk te schakelen tussen de modus "elektrische aandrijving" en "handmatig duwen".



Elektrische aandrijving: zet de hendel in positie D (gesloten positie) – het voertuig beweegt met behulp van de motor.

Handmatige modus: zet de hendel in positie N (ontgrendelde positie) – maakt handmatige verplaatsing van het voertuig mogelijk.

Als het voertuig niet in beweging komt en alleen een geluidssignaal hoorbaar is, controleer dan of de remhendel zich in positie D bevindt.


WAARSCHUWING! Laat de remhendel tijdens het naar beneden rijden niet in de ontgrendelde positie (N) staan – de rem zal dan niet werken.

Opmerking: Gebruik tijdens het gebruik uitsluitend de stroomvoorziening van de linker accu.

MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE ACCU: Demontage: Pak de handgreep van de accu vast. Vanwege het gebruik van klittenband aan de onderkant van de accubehuizing moet u vóór het optillen de accu voorzichtig naar voren en achteren en naar de zijkanten bewegen en hem vervolgens omhoog tillen. Montage: Plaats de accubehuizing in de juiste positie ten opzichte van de aansluiting onderaan en schuif deze op zijn plaats. **WAARSCHUWING!** Zorg er tijdens transport altijd voor dat de scootmobiel AT52339 en de accu correct zijn beveiligd. De accu moet in verticale positie staan en mag niet samen met brandbare materialen worden vervoerd.

Opmerking: Om te voorkomen dat de stroom tijdens het rijden wordt onderbroken (bijv. op oneffenheden), is de accu op een speciale manier bevestigd. Na montage moet deze stevig worden aangedrukt zodat het klittenband aan de onderzijde goed hecht.

Opmerking: Vanwege het klittenband aan de onderzijde van de behuizing is voor demontage meer kracht nodig en moet de accu omhoog worden getrokken. Opmerking: Zorg ervoor dat de accukabels correct zijn aangesloten.



IN- EN UITKLAPPEN EN TRANSPORT VAN DE SCOOTMOBIEL

De scootmobiel met uitneembare accu bestaat uit vier hoofddelen: frame, accu, zitting en mand. Bij demontage moet volgens de instructie worden gehandeld en voorzichtigheid worden betracht.

Procedure voor het inklappen:

Inklappen van de scootmobiel

Beweeg met één hand de stuurkolom voorzichtig terwijl u tegelijkertijd de draaiknop draait – dit zal het vastdraaien vergemakkelijken

Til met één hand het achterste deel van de zitting op, pak het midden vast en til het omhoog

Tijdens het optillen van de zitting wordt de inklaphendel automatisch vergrendeld door de veer op de pen – u hoort een “klik”



Druk op de zitting om u ervan te vergewissen dat deze correct is vergrendeld

Klap de armleuning naar voren totdat u weerstand voelt

WAARSCHUWING! De inklaphendel moet correct met de pen worden vergrendeld. Anders bestaat er gevaar voor vallen tijdens het zitten.




Procedure voor het uitklappen:

Voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit

Til met één hand de inklaphendel op en druk met de andere hand de zitting omlaag

Druk met één hand op de knop en draai met de andere hand de armleuning naar achteren




Transport en dragen: Tijdens het dragen van de scootmobiel moet deze worden vastgepakt aan de voorste en achterste beschermbalken (bumpers), zoals hieronder getoond.



OPLADEN VAN DE ACCU'S

Steek de stekker van de oplader (8) in de laadaansluiting (10) die zich op de behuizing bevindt. Sluit het netsnoer van de oplader (9) aan op het stopcontact. Na het opladen koppelt u het netsnoer (9) los van het stopcontact en trekt u vervolgens de stekker van de oplader (8) uit de aansluiting (10). Onder ideale opslagomstandigheden moeten volledig opgeladen en ongebruikte accu's elke 20 dagen worden bijgeladen. Als u een langere pauze in het gebruik van de scootmobiel AT52339 plant, wordt aanbevolen deze twee dagen op te laden en vervolgens de accu's los te koppelen. Als de scootmobiel langere tijd niet is gebruikt, moeten de accu's vóór het rijden minstens 24 uur worden opgeladen.



Aanbevolen laadcyclus

Gebruik de scootmobiel overdag naar behoefte of totdat het laadniveau laag is (volgens de LCD-indicator).

Laad aan het einde van de dag de accu's 's nachts op.

Het is niet nodig de accu's na voltooiing van het opladen los te koppelen – de oplader is automatisch en stopt het opladen zelf.

Het is niet nodig na elke rit op te laden, tenzij u van plan bent de scootmobiel die dag niet verder te gebruiken.

Zolang de stekker van de oplader in de aansluiting zit, onderbreekt het elektronische systeem van de scootmobiel AT52339 automatisch de stroomvoorziening – rijden is onmogelijk. De meegeleverde oplader is bestemd voor lithiumaccu's. Gebruik uitsluitend het aanbevolen type oplader. In geval van gebruik van een andere – raadpleeg de verkoper. De accu is uitgerust met een beveiligingssysteem. Na activering ervan moet de accu opnieuw worden opgeladen om de werking te herstellen.

LET OP: In geval van een met het hulpmiddel verband houdend "ernstig incident" dat direct of indirect heeft geleid, had kunnen leiden of kan leiden tot een van de hieronder genoemde gebeurtenissen:

- a) overlijden van de patiënt, gebruiker of een andere persoon of
 - b) tijdelijke of permanente verslechtering van de gezondheidstoestand van de patiënt, gebruiker of een andere persoon of
 - c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, moet dit bovengenoemde "ernstige incident" worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker of patiënt woonachtig is. Voor Nederland is de bevoegde autoriteit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
- LET OP:** In geval van pijn, allergische reacties of andere verontrustende, voor de gebruiker onduidelijke symptomen die verband houden met het gebruik van het medisch hulpmiddel, dient een zorgverlener te worden geraadpleegd.

LET OP: Het is verboden het product te gebruiken op een andere manier dan overeenkomstig het beoogde gebruik.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG: Reiniging: De scootmobiel AT52339 moet indien nodig worden gereinigd met een zachte, vochtige doek en milde reinigingsmiddelen. Na het reinigen moet het oppervlak worden afgeveegd met schoon water en vervolgens grondig worden gedroogd. Gebruik geen hogedrukreinigers of grote hoeveelheden water, aangezien dit de elektrische onderdelen kan beschadigen.

Reiniging moet worden uitgevoerd bij een temperatuur boven 0°C.

Onderhoud: De scootmobiel vereist regelmatige controles, ondanks de geringe onderhoudsvereisten:

Dagelijks: controleer de laadstatus van de accu, de werking van de claxon en de netheid van het accuvak.

Wekelijks: controleer de werking van de rijhendel, de rem en de stabiliteit van de wielen en verbindingen.

Maandelijks: controleer de slijtage van de banden en de correcte werking van rijden en remmen.

Periodiek: controleer de staat van de kabels, verbindingen en alle constructieonderdelen.

Alle reparaties, afstellingen en vervanging van de accu mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.

Opslag: Bij langdurig niet-gebruik (bijv. langer dan 4 maanden) moet de scootmobiel worden opgeslagen op een droge, schone en beveiligde plaats, bij voorkeur met toegang tot stroom. Het wordt aanbevolen de scootmobiel tijdens opslag af te dekken.

De accu moet minimaal elke 20 dagen worden bijgeladen. Bewaar de scootmobiel niet bij temperaturen onder 0°C. Lage temperaturen (onder 10°C) kunnen de prestaties en capaciteit van de accu verminderen. **WAARSCHUWING!** Laat de accu niet bevriezen – dit kan permanente schade veroorzaken.

AFVALVERWERKING: Na het einde van de gebruiksduur moet de scootmobiel worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale, nationale en EU-voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn).

Het apparaat mag niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid.

De scootmobiel bevat onderdelen die recyclebaar zijn, zoals kunststoffen, elektronische componenten en accu's.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de batterij, die stoffen bevat die een correcte verwerking vereisen (o.a. lithiumverbindingen) en moet worden afgegeven bij gespecialiseerde inzamelpunten.

Voor informatie over de juiste methoden van afvalverwerking dient u contact op te nemen met de lokale autoriteiten of een geautoriseerde verkoper. **LET OP:** Onjuiste afvalverwerking kan een risico vormen voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Esp

Gracias por la compra de nuestro producto, le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso. No debe utilizar el producto antes de leer y comprender este manual. Si no entiende las advertencias, notas y recomendaciones, póngase en contacto con un profesional sanitario o con el vendedor para evitar daños en el producto o lesiones corporales. **ATENCIÓN:** Compruebe todas las piezas en busca de daños. Antes del primer uso, revise cuidadosamente el estado técnico del producto y asegúrese de que todas las piezas estén completas y correctamente montadas (si corresponde, preste especial atención a tornillos, tuercas, remaches y otros elementos de fijación y estructurales). Asegúrese de que el producto no esté defectuoso ni dañado. En caso de detectar cualquier daño o falta de piezas, NO utilice el producto. Para más información, contacte con el vendedor.

GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES

Personas que padecen enfermedades, disfunciones o lesiones para cuyo tratamiento/rehabilitación o compensación está destinado este producto (véase la sección sobre el uso previsto en este manual).

El producto puede ser adquirido por el usuario de forma independiente o por recomendación de un médico, terapeuta u otro especialista. Tanto en caso de compra independiente como por indicación de un médico/terapeuta/otro especialista, deben tenerse en cuenta los tamaños disponibles, las funciones necesarias y las variantes del producto, las indicaciones y contraindicaciones de uso, así como la información proporcionada por el fabricante.

USO PREVISTO:

La silla de ruedas eléctrica es un vehículo diseñado estructuralmente para el desplazamiento de una persona con discapacidad. Está accionada por un motor cuya construcción limita la velocidad de desplazamiento a la velocidad de un peatón.

El scooter para personas con discapacidad AT52339 ha sido diseñado para usuarios con un peso máximo de hasta 120 kg, que se desplazan en posición sentada.

Para utilizar el dispositivo de forma segura, se requiere un nivel adecuado de capacidad motora, visual y cognitiva, por lo que se recomienda consultar con un médico antes de comenzar su uso.

El modelo AT52339 está destinado tanto para uso en interiores como en exteriores, en un amplio rango de temperaturas de -20°C a +40°C. Puede utilizarse bajo lluvia ligera, sin embargo, no se recomienda su uso prolongado bajo lluvias intensas o nieve.

Gracias a sus ruedas relativamente grandes, el scooter permite circular por superficies no pavimentadas, terrenos moderadamente irregulares y superar obstáculos de hasta 4 cm de altura.

La inclinación máxima segura del terreno es de 9° (16%) y no debe superarse este valor.

El vehículo es fácil de manejar y el sistema de frenos garantiza una detención suave y rápida al soltar la palanca de aceleración.

En condiciones estándar, la autonomía del scooter es de aproximadamente 16 km, aunque puede reducirse al circular por pendientes, terrenos irregulares o al superar obstáculos con frecuencia.

Antes del primer uso, lea atentamente el manual de instrucciones y realice una inspección visual del dispositivo para asegurarse de que no presenta daños visibles.

En caso de cualquier duda, póngase en contacto con el vendedor.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS

Antes del primer uso, lea atentamente este manual y asegúrese de comprender todas las normas de uso del scooter AT52339.

El scooter AT52339 es un dispositivo médico destinado a mejorar la movilidad del usuario.

Su uso seguro requiere precaución, concentración y la adaptación del estilo de conducción a las condiciones del entorno.

Circule lentamente hasta familiarizarse con todas las funciones y características del scooter.

En lugares concurridos, reduzca la velocidad.

Preste especial atención a los peatones y a los obstáculos.

Utilice el scooter únicamente de acuerdo con la normativa local.

¡PROHIBIDO!

Durante la conducción, mantenga las manos alejadas de los neumáticos y las ruedas.

Recuerde que las prendas sueltas pueden quedar atrapadas en los neumáticos y las ruedas.

ADVERTENCIAS DE USO

¡ADVERTENCIA! No supere la carga máxima permitida de 120 kg (usuario + equipaje).

¡ADVERTENCIA! El scooter está destinado únicamente para una persona. No transporte pasajeros, incluidos niños.

¡ADVERTENCIA! No utilice el scooter en escaleras ni en escaleras mecánicas.

¡ADVERTENCIA! No supere obstáculos más altos de lo permitido en la especificación y abórdelos siempre de frente.

¡ADVERTENCIA! No utilice el scooter bajo lluvia intensa, alta humedad o temperaturas extremas.

¡ADVERTENCIA! Las superficies del scooter pueden calentarse – tenga precaución.

SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN

Adapte siempre la velocidad a las condiciones del terreno.

Preste especial atención a los peatones y adapte su conducción al entorno.

En lugares concurridos, circule siempre a la mitad de la velocidad.

Antes de girar, reduzca la velocidad – un giro demasiado rápido puede provocar el vuelco del vehículo.

Mantenga una posición corporal estable durante la conducción.

Evite maniobras bruscas y frenadas repentinas.

¡ADVERTENCIA! No se incline excesivamente hacia adelante ni hacia los lados – puede provocar la pérdida de equilibrio y el vuelco del scooter.

¡PROHIBIDO! No introduzca las manos ni los pies cerca de las partes móviles (ruedas, mecanismos).

SEGURIDAD EN PENDIENTES Y RAMPAS

No supere la inclinación permitida.

No circule transversalmente ni en diagonal sobre una pendiente.

Durante el descenso, ajuste la velocidad mínima.

Durante la subida, mantenga una velocidad constante.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice el modo de rueda libre (freewheel) en pendientes.

CONTROL ANTES DEL USO

Antes de cada uso, compruebe: el estado de la batería, el funcionamiento de los frenos, las conexiones eléctricas, el estado de los neumáticos y el correcto funcionamiento de todas las funciones.

En caso de detectar anomalías, no utilice el scooter y contacte con el servicio técnico.

BATERÍAS Y SEGURIDAD ELÉCTRICA

¡ADVERTENCIA! No permita que la batería entre en contacto con objetos metálicos – riesgo de cortocircuito y descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente baterías y cargadores recomendados.

¡ADVERTENCIA! No cargue la batería cerca de materiales inflamables.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños permanezcan cerca del scooter durante la carga.

NIÑOS Y TERCERAS PERSONAS

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños manejen el scooter AT52339.

¡ADVERTENCIA! No deje el scooter sin supervisión en presencia de niños.

¡ADVERTENCIA! No transporte pasajeros. Esto puede provocar la pérdida de estabilidad del scooter.

MODIFICACIONES Y PIEZAS

¡ADVERTENCIA! No modifique el scooter ni utilice piezas o accesorios no originales.

¡ADVERTENCIA! No levante el scooter por elementos desmontables (por ejemplo, reposabrazos, asiento).

SITUACIONES DE EMERGENCIA

¡ADVERTENCIA! Si el scooter no se detiene correctamente, utilice inmediatamente el freno, apague la alimentación y contacte con el servicio técnico.

¡ADVERTENCIA! Después de un accidente o daño, el scooter debe ser revisado por un servicio técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (EMI/RFI)

¡ADVERTENCIA! Dispositivos como teléfonos móviles o radiotransmisores pueden provocar movimientos involuntarios del scooter.

¡ADVERTENCIA! No utilice dispositivos de radio durante la conducción y evite permanecer cerca de fuentes fuertes de señal.

TRANSPORTE EN VEHÍCULO

Durante el transporte, el scooter eléctrico AT52339 debe transportarse sin el usuario, en el maletero o en el espacio de carga del vehículo, con las baterías retiradas y debidamente asegurado contra desplazamientos.

Los elementos desmontables deben retirarse o fijarse firmemente.

¡ADVERTENCIA! No se siente en el scooter durante el transporte.

¡ADVERTENCIA! El scooter y las baterías deben estar correctamente asegurados.

¡ADVERTENCIA! No transporte las baterías junto con materiales inflamables.

INDICACIONES:

El producto es adecuado en caso de: dificultades para caminar de forma independiente o fatiga rápida durante el desplazamiento, enfermedades del sistema musculoesquelético (por ejemplo, enfermedades articulares, lesiones, degeneraciones), debilidad muscular o trastornos del equilibrio, estados posteriores a lesiones o cirugías que requieren descarga de las extremidades inferiores, enfermedades neurológicas que afectan la capacidad de caminar, edad avanzada asociada a movilidad reducida.

El scooter está destinado a ser utilizado por una sola persona que sea capaz de manejar el dispositivo de forma independiente o utilizarlo bajo la supervisión de un cuidador.

CONTRAINDICACIONES

Limitaciones físicas o mentales (por ejemplo, deterioro de la visión) que impidan el manejo seguro del producto.

Falta de capacidad para manejar el vehículo de forma segura en el entorno exterior (por ejemplo, falta de orientación en el tráfico peatonal o vial).

Movimientos corporales incontrolados (por ejemplo, temblores, espasticidad) que pueden dificultar el manejo.

Episodios de pérdida de conciencia, mareos u otras condiciones que pueden aparecer repentinamente durante la conducción.

Incapacidad para mantener una posición sentada estable.

Limitaciones significativas en el tiempo de reacción y la coordinación motora.

Uso sin supervisión en el caso de personas que requieren cuidados constantes.

LISTA DE COMPONENTES: Silla de ruedas, batería, cargador, cojín, cesta, manual de instrucciones, kit de herramientas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Dimensiones después del despliegue (longitud x anchura x altura): 970 × 530 × 900 mm

Dimensiones después del plegado (longitud x anchura x altura): 970 × 530 × 290 mm

Dimensiones del asiento (anch. × long. × gros.): 390 × 340 × 30 mm

Motor: 24V 250W (2 x sin escobillas)

Batería: 24V 8A de litio, desmontable

Peso de la batería: 2 kg

Cargador: 24V 2A

Controlador: 24V 60A sin escobillas

Manillar: regulación de altura

Velocidad: regulable 0–6 km/h

Freno: electromagnético ABS

Distancia de frenado: ≤ 1000 mm

Radio mínimo de giro: ≤ 1500 mm

Altura del chasis: 80 mm

Capacidad para superar obstáculos: 40 mm

Altura del respaldo: 830 mm

Altura de los reposabrazos: 720 mm

Distancia entre reposabrazos: 435 mm

Estabilidad estática: $\geq 9^\circ$, $< 15^\circ$

Estabilidad dinámica: $\geq 6^\circ$, $< 10^\circ$

Iluminación: luz delantera y trasera

Cesta: cesta delantera

Dimensiones de la cesta: 310 × 230 × 210 mm

Carga máxima de la cesta: 25 kg

Autonomía: 15 km

Rueda delantera: 9" neumática

Rueda trasera: 9" neumática

Carga máxima: 120 kg

Peso neto: 18,6 kg

Peso bruto: 28 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Bastidor: aleación de aluminio

Motor: metal

Batería: batería de litio

Carcasa de la batería: plástico

Cargador: plástico

Reposabrazos: espuma PU

Asiento: espuma PU

Respaldo: espuma PU

Guardabarros: plástico

Cesta delantera: tejido de nailon

Cesta trasera: no hay

Rueda delantera: goma, llanta de aleación de aluminio

Rueda trasera: goma, llanta de aleación de aluminio

Sistema de dirección: ABS

Elementos de plástico: ABS

¡ATENCIÓN! LAS DIMENSIONES INDIVIDUALES DEL PRODUCTO PUEDEN VARIAR DENTRO DE UN MARGEN DE ± 2 CM



Este símbolo indica el peso máximo del usuario



1. Panel de control

El panel de control contiene la pantalla, los mandos de regulación de la velocidad, la llave, las luces y el claxon.

2. Puerto de carga

Para la carga.

3. Puerto USB

Para teléfono móvil, etc., tensión de salida 5 V.

4. Gancho

Sirve para colgar, carga máxima 3 kg.

5. Mando de regulación de la columna de dirección

Sirve para regular el ángulo de ajuste de la columna de dirección.

6. Luces delanteras

7. Batería extraíble

La batería se puede extraer.

8. Cesta / compartimento

Carga máxima 6 kg.

9. Mando de regulación del reposabrazos

Después de aflojar los tornillos, el reposabrazos se puede regular hacia fuera. Luego debe volver a apretarse.

10. Botón trasero de plegado del reposabrazos

Pulse el botón para plegar el reposabrazos hacia atrás.

11. Cojín del asiento

12. Reposabrazos

La anchura del asiento puede regularse, y el respaldo puede inclinarse hacia atrás.

13. Respaldo

Puede plegarse hacia delante.

14. Asa de plegado

Durante el uso del asa de plegado debe mantenerse especial precaución. El mecanismo de plegado del asiento está bloqueado por el asa.

Antes de su uso, debe presionarse el asiento con la mano para asegurarse de que está correctamente bloqueado. Debe comprobarse regularmente el estado del asa de plegado. Más información se encuentra abajo.

15. Luz trasera

16. Parachoques trasero

17. Rueda antivuelco

18. Guardabarros



1. Interruptor de alimentación

Cuando la alimentación está apagada, el scooter no puede moverse eléctricamente.

Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para encender la alimentación y permitir la conducción.

2. Indicador de batería

Después de encender la alimentación, el indicador del nivel de batería muestra su estado.

La zona verde indica un nivel alto de carga, mientras que la roja indica un nivel bajo y la necesidad de carga inmediata.

3. Regulador de velocidad

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad máxima de avance en el rango de 0 a 6 km/h.

Girar el mando completamente hacia la izquierda ajusta la velocidad más baja, y completamente hacia la derecha, la más alta.

4. Interruptor de luces delanteras y traseras

Encienda las luces durante la conducción nocturna o en condiciones de visibilidad limitada.

5. Botón del claxon

Al pulsar el botón se produce una señal sonora.

Para prevenir accidentes y garantizar una conducción segura, úselo en caso necesario.

6. Palanca de marcha hacia delante y hacia atrás


Empuje la palanca derecha hacia delante para avanzar; empuje la palanca izquierda hacia delante para retroceder.

Después de soltar la palanca, esta vuelve automáticamente a la posición "central", lo que activa el freno electromagnético y detiene el scooter.

7. Manillar


Durante la conducción, mantenga ambas manos firmemente en el manillar.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PALANCA DE PLEGADO



1. Asa de plegado
2. Muelle
3. Pasador/perno

PALANCA DE CONTROL DEL FRENO



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Procedimiento de carga de la batería y señalización



El cargador debe conectarse al puerto de carga situado en la carcasa de la batería. El cargador dispone de una protección que impide una conexión incorrecta (no puede introducirse de forma incorrecta).


Durante la carga se enciende una luz roja que indica el proceso de carga. Una vez que la batería está completamente cargada, se enciende una luz verde que indica el final de la carga.

¡ADVERTENCIA! Nunca conecte el cargador de forma incorrecta, ya que esto puede dañar el puerto de carga.

Protección contra sobrecarga y fusible


En la carcasa de la batería se encuentra una protección contra sobrecarga. Es un elemento de seguridad importante que protege la batería contra daños mediante el control del flujo excesivo de corriente durante la carga.

El fusible está integrado con la protección contra sobrecarga. En caso de cortocircuito, el fusible se quema, protegiendo todo el sistema eléctrico.



CONMUTACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA DE LA PALANCA DE FRENO

La palanca de freno permite conmutar entre el modo de “tracción eléctrica” y el de “empuje manual”.



Tracción eléctrica: coloque la palanca en la posición D (posición cerrada) – el vehículo se mueve mediante el motor.

Modo manual: coloque la palanca en la posición N (posición desbloqueada) – permite mover manualmente el vehículo.

Si el vehículo no arranca y solo se oye una señal sonora, compruebe si la palanca de freno está en la posición D.

¡ADVERTENCIA! No deje la palanca de freno en la posición desbloqueada (N) durante la bajada – no habrá funcionamiento del freno.

Nota: Durante el uso, utilice exclusivamente la alimentación de la batería izquierda.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA BATERÍA

Desmontaje: Agarre el asa de la batería. Debido al uso de velcros en la parte inferior de la carcasa de la batería, antes de levantarla, mueva

suavemente la batería hacia delante y hacia atrás y hacia los lados, y luego levántela hacia arriba.

Montaje: Coloque la carcasa de la batería en la posición adecuada con respecto al alojamiento inferior e introdúzcala en su lugar.

¡ADVERTENCIA! Durante el transporte, asegúrese siempre de que el scooter AT52339 y su batería estén correctamente asegurados. La batería debe colocarse en posición vertical y no debe transportarse junto con materiales inflamables.

Nota: Para evitar la desconexión de la alimentación durante la conducción (por ejemplo, en superficies irregulares), la batería está fijada de una manera especial. Después del montaje, debe presionarse firmemente para que los velcros de la parte inferior se adhieran bien.

Nota: Debido a los velcros situados en la parte inferior de la carcasa, para el desmontaje es necesario utilizar más fuerza y tirar de la batería hacia arriba.

Nota: Asegúrese de que los cables de la batería estén conectados correctamente.



PLEGADO, DESPLEGADO Y TRANSPORTE DEL SCOOTER

El scooter con batería extraíble consta de cuatro partes principales: bastidor, batería, asiento y cesta. Durante el desmontaje debe procederse de acuerdo con las instrucciones y mantener la precaución.

Procedimiento de plegado:

Plegado del scooter

Con una mano, mueva suavemente la columna de dirección mientras gira el mando al mismo tiempo – esto facilitará su apriete

Con una mano, levante la parte trasera del asiento, sujételo por su centro y levántelo hacia arriba

Durante la elevación del asiento, la palanca de plegado quedará automáticamente bloqueada por el muelle del pasador – oirá un “clic”




Presione el asiento para asegurarse de que está correctamente bloqueado

Pliegue el reposabrazos hacia delante hasta sentir resistencia

¡ADVERTENCIA! La palanca de plegado debe estar correctamente bloqueada por el pasador. De lo contrario, existe riesgo de caída al sentarse.



Procedimiento de desplegado: Realice las operaciones en orden inverso Con una mano, levante la palanca de plegado, y con la otra presione el asiento hacia abajo Con una mano, pulse el botón, y con la otra gire el reposabrazos hacia atrás



Transporte y traslado: Durante el traslado del scooter debe agarrarse por las barras de protección delanteras y traseras (parachoques), como se muestra a continuación.



CARGA DE LAS BATERÍAS

Introduzca la clavija del cargador (8) en la toma de carga (10) situada en la carcasa.


Conecte el cable de alimentación del cargador (9) a la toma de corriente.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de alimentación (9) de la toma y, a continuación, retire la clavija del cargador (8) de la toma (10).

En condiciones ideales de almacenamiento, las baterías completamente cargadas y no utilizadas deben recargarse cada 20 días.

Si planea una pausa prolongada en el uso del scooter AT52339, se recomienda cargarlo durante dos días y luego desconectar las baterías.

Si el scooter no se ha utilizado durante mucho tiempo, las baterías deben cargarse durante al menos 24 horas antes de circular.



Ciclo de carga recomendado

Utilice el scooter durante el día según sus necesidades o hasta que el nivel de carga sea bajo (según el indicador LCD).

Al final del día, cargue las baterías durante la noche.

No es necesario desconectar las baterías una vez finalizada la carga – el cargador es automático y detiene la carga por sí mismo.

No es necesario cargar después de cada trayecto, a menos que no planee seguir utilizando el scooter ese día.

Mientras la clavija del cargador esté en la toma, el sistema electrónico del scooter AT52339 corta automáticamente la alimentación – la conducción es imposible.

El cargador suministrado está destinado a baterías de litio. Utilice exclusivamente el tipo de cargador recomendado. En caso de utilizar otro – consulte con el vendedor.

La batería está equipada con un sistema de protección. Después de su activación, debe volver a cargarse la batería para restablecer su funcionamiento.

ATENCIÓN: En caso de que se produzca un “incidente grave” relacionado con el producto, que directa o indirectamente haya provocado, pudiera haber provocado o pueda provocar cualquiera de los acontecimientos enumerados a continuación:

- a) la muerte del paciente, usuario u otra persona o
- b) el deterioro temporal o permanente del estado de salud del paciente, usuario u otra persona o
- c) una amenaza grave para la salud pública,

deberá notificarse dicho “incidente grave” al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario o el paciente tengan su residencia. En el caso de España, la autoridad competente es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

ATENCIÓN: En caso de aparición de dolor, reacciones alérgicas u otros síntomas preocupantes, poco claros para el usuario, relacionados con el uso del producto sanitario, deberá consultarse con un profesional sanitario.

ATENCIÓN: Está prohibido utilizar el producto de forma distinta a su uso previsto.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza

El scooter AT52339 debe limpiarse según sea necesario utilizando un paño suave y húmedo, así como detergentes suaves. Después de la limpieza, la superficie debe limpiarse con agua limpia y, a continuación, secarse cuidadosamente.

No utilice limpiadoras a presión ni grandes cantidades de agua, ya que esto puede dañar los elementos eléctricos.

La limpieza debe realizarse a una temperatura superior a 0°C.

Mantenimiento

El scooter requiere controles regulares, a pesar de sus escasas exigencias de servicio:

Diariamente: compruebe el estado de carga de la batería, el funcionamiento del claxon y la limpieza del compartimento de la batería.

Semanalmente: compruebe el funcionamiento de la palanca de conducción, del freno, así como la estabilidad de las ruedas y las conexiones. Mensualmente: compruebe el desgaste de los neumáticos y el correcto funcionamiento de la conducción y el frenado.

Periódicamente: controle el estado de los cables, las conexiones y todos los elementos estructurales.

Todas las reparaciones, ajustes y sustituciones de la batería deben ser realizadas exclusivamente por un servicio cualificado.

Almacenamiento En caso de no utilizar el scooter durante un período prolongado (por ejemplo, más de 4 meses), debe almacenarse en un lugar seco, limpio y protegido, preferiblemente con acceso a alimentación eléctrica. Se recomienda cubrir el scooter durante el almacenamiento. La batería debe recargarse al menos cada 20 días. No almacene el scooter a temperaturas inferiores a 0°C.

Las bajas temperaturas (inferiores a 10°C) pueden reducir el rendimiento y la capacidad de la batería.

¡ADVERTENCIA! No permita que la batería se congele, ya que esto puede causar daños permanentes.

ELIMINACIÓN: Una vez finalizado el período de uso, el scooter debe eliminarse de acuerdo con la normativa local, nacional y de la Unión Europea vigente relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). No está permitido desechar el dispositivo junto con residuos municipales no clasificados. El scooter contiene elementos reciclables, como plásticos, componentes electrónicos y baterías. Debe prestarse especial atención a la batería, que contiene sustancias que requieren un tratamiento adecuado (entre ellas compuestos de litio) y debe entregarse en puntos de recogida especializados. Para obtener información sobre los métodos adecuados de eliminación, póngase en contacto con las autoridades locales o con un vendedor autorizado. **ATENCIÓN:** La eliminación incorrecta puede constituir una amenaza para el medio ambiente y la salud humana.

It

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto, la preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Non utilizzare il prodotto prima di aver letto e compreso il presente manuale. Se non si comprendono le avvertenze, le note e le raccomandazioni, contattare un professionista sanitario o il venditore per evitare danni al prodotto o lesioni personali. **ATTENZIONE:** Verificare tutte le parti per individuare eventuali danni. Prima del primo utilizzo, controllare attentamente lo stato tecnico del prodotto e assicurarsi che tutte le parti siano complete e correttamente montate (se applicabile, prestare particolare attenzione a viti, dadi, rivetti e altri elementi di fissaggio e strutturali). Assicurarsi che il prodotto non sia difettoso né danneggiato. In caso di danni o parti mancanti, **NON** utilizzare il prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

GRUPPO DI PAZIENTI DESTINATARI

Persone affette da malattie, disfunzioni o lesioni, per il cui trattamento/riabilitazione o compensazione è destinato il presente dispositivo (vedere la sezione relativa alla destinazione d'uso del prodotto nel presente manuale). Il prodotto può essere acquistato dall'utente autonomamente o su raccomandazione di un medico, terapista o altro specialista. Sia in caso di acquisto autonomo del prodotto sia su indicazione di un medico/terapista/altro specialista, è necessario considerare le dimensioni disponibili/le funzioni necessarie e le varianti del prodotto, le indicazioni e le controindicazioni all'uso, nonché le informazioni fornite dal produttore.

DESTINAZIONE D'USO:

La sedia a rotelle elettrica è un veicolo progettato per consentire lo spostamento di una persona con disabilità. È azionata da un motore la cui struttura limita la velocità di marcia a quella del passo umano. Lo scooter per disabili AT52339 è stato progettato per utenti con peso massimo fino a 120 kg, che si muovono in posizione seduta. Per utilizzare il dispositivo in sicurezza è richiesto un adeguato livello di capacità motorie, visive e cognitive, pertanto si raccomanda di consultare un medico prima dell'uso. Il modello AT52339 è destinato sia all'uso interno che esterno, in un ampio intervallo di temperatura da -20°C a +40°C. Può essere utilizzato in caso di pioggia leggera, tuttavia non è raccomandato per un uso prolungato in caso di pioggia intensa o neve. Grazie alle ruote relativamente grandi, lo scooter consente la guida su superfici non pavimentate, terreni moderatamente irregolari e il superamento di ostacoli fino a 4 cm di altezza. La pendenza massima sicura è di 9° (16%) e non deve essere superata. Il veicolo è facile da usare e il sistema frenante garantisce un arresto fluido e rapido dopo il rilascio della leva di accelerazione. In condizioni standard, l'autonomia dello scooter è di circa 16 km, tuttavia può ridursi in caso di guida in salita, su terreni irregolari o con frequente superamento di ostacoli. Prima del primo utilizzo è necessario leggere attentamente il manuale d'uso ed effettuare un controllo visivo del dispositivo per assicurarsi che non presenti danni visibili. In caso di dubbi, contattare il venditore.

NORME GENERALI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale e assicurarsi di comprendere tutte le regole d'uso dello scooter AT52339. Lo scooter AT52339 è un dispositivo medico destinato a migliorare la mobilità dell'utente. Il suo utilizzo sicuro richiede attenzione, concentrazione e l'adattamento dello stile di guida alle condizioni ambientali. Procedere lentamente finché non si conoscono tutte le funzioni e caratteristiche dello scooter. In luoghi affollati, muoversi a velocità ridotta. Prestare particolare attenzione ai pedoni e agli ostacoli. Utilizzare lo scooter esclusivamente in conformità alle normative locali.

VIETATO!

Durante la guida tenere le mani lontane da pneumatici e ruote. Ricordare che gli indumenti larghi possono essere trascinati nei pneumatici e nelle ruote.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'USO

ATTENZIONE! Non superare il carico massimo consentito di 120 kg (utente + bagaglio).

ATTENZIONE! Lo scooter è destinato esclusivamente a una sola persona. Non trasportare passeggeri, inclusi bambini.

ATTENZIONE! Non utilizzare lo scooter su scale o scale mobili.

ATTENZIONE! Non superare ostacoli più alti di quelli consentiti nelle specifiche e affrontarli sempre frontalmente.

ATTENZIONE! Non utilizzare lo scooter in caso di pioggia intensa, elevata umidità o temperature estreme.

ATTENZIONE! Le superfici dello scooter possono riscaldarsi – prestare attenzione.

SICUREZZA DURANTE LA GUIDA

Adattare sempre la velocità alle condizioni della strada. Prestare particolare attenzione ai pedoni e adeguare lo stile di guida all'ambiente circostante. In luoghi affollati, muoversi sempre a metà velocità. Prima di svoltare, ridurre la velocità – una svolta troppo rapida può causare il ribaltamento del veicolo. Mantenere una posizione stabile del corpo durante la guida. Evitare manovre improvvise e frenate brusche.

ATTENZIONE! Non piegarsi eccessivamente in avanti o lateralmente – ciò può causare perdita di equilibrio e ribaltamento dello scooter.

VIETATO! Non inserire mani o piedi vicino alle parti in movimento (ruote, meccanismi).

SICUREZZA SU PENDENZE E RAMPE

Non superare la pendenza consentita. Non muoversi trasversalmente o diagonalmente su un pendio. Durante la discesa impostare la velocità minima. Durante la salita mantenere una velocità costante.

ATTENZIONE! Non utilizzare mai la modalità ruota libera (freewheel) su una pendenza.

CONTROLLO PRIMA DELL'USO

Prima di ogni utilizzo verificare: lo stato della batteria, il funzionamento dei freni, i collegamenti elettrici, lo stato dei pneumatici, il corretto funzionamento di tutte le funzioni. In caso di anomalie, non utilizzare lo scooter e contattare il servizio assistenza.

BATTERIE E SICUREZZA ELETTRICA

ATTENZIONE! Non permettere il contatto della batteria con oggetti metallici – rischio di corto circuito e scossa elettrica.

ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie raccomandati.

ATTENZIONE! Non caricare la batteria vicino a materiali infiammabili.

ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di avvicinarsi allo scooter durante la ricarica.

BAMBINI E TERZI

ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di utilizzare lo scooter AT52339.

ATTENZIONE! Non lasciare lo scooter incustodito in presenza di bambini.

ATTENZIONE! Non trasportare passeggeri. Ciò può causare perdita di stabilità dello scooter.

MODIFICHE E PARTI

ATTENZIONE! Non modificare lo scooter né utilizzare parti e accessori non originali.

ATTENZIONE! Non sollevare lo scooter tramite elementi rimovibili (ad es. braccioli, sedile).

SITUAZIONI DI EMERGENZA

ATTENZIONE! Se lo scooter non si arresta correttamente, utilizzare immediatamente il freno, spegnere l'alimentazione e contattare il servizio assistenza.

ATTENZIONE! Dopo un incidente o un danneggiamento, lo scooter deve essere controllato da un servizio qualificato prima di un nuovo utilizzo.

INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (EMI/RFI)

ATTENZIONE! Dispositivi come telefoni cellulari o radiotrasmittenti possono causare movimenti involontari dello scooter.

ATTENZIONE! Non utilizzare dispositivi radio durante la guida ed evitare la presenza vicino a forti fonti di segnale.

TRASPORTO IN VEICOLO A MOTORE

Durante il trasporto, lo scooter elettrico AT52339 deve essere trasportato senza utente, nel bagagliaio o nello spazio di carico del veicolo, con le batterie rimosse e adeguatamente fissato contro spostamenti. Gli elementi rimovibili devono essere smontati o fissati saldamente.

ATTENZIONE! Non sedersi sullo scooter durante il trasporto.

ATTENZIONE! Lo scooter e le batterie devono essere adeguatamente fissati.

ATTENZIONE! Non trasportare le batterie con materiali infiammabili.

INDICAZIONI:

Il prodotto è indicato nei seguenti casi: difficoltà a camminare autonomamente o rapido affaticamento durante gli spostamenti, patologie dell'apparato locomotore (ad es. malattie articolari, traumi, degenerazioni), riduzione della forza muscolare o disturbi dell'equilibrio, condizioni post-traumatiche o post-operatorie che richiedono lo scarico degli arti inferiori, malattie neurologiche che influenzano la capacità di camminare, età avanzata associata a mobilità ridotta. Lo scooter è destinato all'uso da parte di una sola persona, in grado di utilizzare il dispositivo autonomamente o sotto la supervisione di un assistente.

CONTROINDICAZIONI

Limitazioni fisiche o mentali (ad es. deficit visivi) che impediscono un uso sicuro del prodotto.

Incapacità di guidare il veicolo in sicurezza in ambienti esterni (ad es. mancanza di orientamento nel traffico pedonale o stradale).

Movimenti corporei incontrollati (ad es. tremori, spasticità) che possono ostacolare il controllo.

Episodi di perdita di coscienza, vertigini o altre condizioni che possono verificarsi improvvisamente durante la guida.

Incapacità di mantenere una posizione seduta stabile.

Limitazioni significative nei tempi di reazione e nella coordinazione motoria.

Uso senza supervisione da parte di persone che richiedono assistenza continua.

ELENCO DEI COMPONENTI:

Sedia a rotelle, batteria, caricabatterie, cuscino, cestino, manuale d'uso, set di attrezzi.

SPECIFICA TECNICA

Dimensioni dopo l'apertura (lunghezza x larghezza x altezza): 970 × 530 × 900 mm

Dimensioni dopo la chiusura (lunghezza x larghezza x altezza): 970 × 530 × 290 mm

Dimensioni del sedile (larg. × lungh. × spess.): 390 × 340 × 30 mm

Motore: 24V 250W (2 x brushless)

Batteria: 24V 8A al litio, rimovibile

Peso della batteria: 2 kg

Caricabatterie: 24V 2A

Controller: 24V 60A brushless

Manubrio: regolazione dell'altezza

Velocità: regolabile 0–6 km/h

Freno: elettromagnetico ABS

Spazio di frenata: ≤ 1000 mm

Raggio minimo di sterzata: ≤ 1500 mm

Altezza del telaio: 80 mm

Capacità di superamento degli ostacoli: 40 mm

Altezza dello schienale: 830 mm

Altezza dei braccioli: 720 mm

Distanza tra i braccioli: 435 mm

Stabilità statica: ≥ 9°, < 15°

Stabilità dinamica: ≥ 6°, < 10°

Illuminazione: luce anteriore e posteriore

Cestino: cestino anteriore

Dimensioni del cestino: 310 × 230 × 210 mm

Carico massimo del cestino: 25 kg

Autonomia: 15 km

Ruota anteriore: 9" pneumatica

Ruota posteriore: 9" pneumatica

Carico massimo: 120 kg

Peso netto: 18,6 kg

Peso lordo: 28 kg

COMPOSIZIONE DEI MATERIALI

Telaio: lega di alluminio

Motore: metallo

Batteria: batteria al litio
 Alloggiamento della batteria: plastica
 Caricabatterie: plastica
 Braccioli: schiuma PU
 Sedile: schiuma PU
 Schienale: schiuma PU
 Parafanghi: plastica
 Cestino anteriore: tessuto in nylon
 Cestino posteriore: assente
 Ruota anteriore: gomma, cerchio in lega di alluminio
 Ruota posteriore: gomma, cerchio in lega di alluminio
 Sistema di sterzo: ABS
 Elementi in plastica: ABS
 ATTENZIONE! LE SINGOLE DIMENSIONI DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE ENTRO +2CM



Questo simbolo indica il peso massimo dell'utente



1. Pannello di controllo

Il pannello di controllo contiene il display, le manopole di regolazione della velocità, la chiave, le luci e il clacson.

2. Porta di ricarica

Per la ricarica.

3. Presa USB

Per telefono cellulare ecc., tensione di uscita 5 V.

4. Gancio

Serve per appendere, carico massimo 3 kg.

5. Manopola di regolazione del piantone dello sterzo

Serve per regolare l'angolo del piantone dello sterzo.

6. Luci anteriori

7. Batteria rimovibile

La batteria può essere rimossa.

8. Cestino / vano portaoggetti

Carico massimo 6 kg.

9. Manopola di regolazione del bracciolo

Dopo aver allentato le viti, il bracciolo può essere regolato verso l'esterno. Successivamente deve essere nuovamente serrato.

10. Pulsante posteriore di chiusura del bracciolo

Premere il pulsante per chiudere il bracciolo all'indietro.

11. Cuscino del sedile

12. Bracciolo

La larghezza del sedile può essere regolata e lo schienale può essere inclinato all'indietro.

13. Schienale

Può essere piegato in avanti.

14. Maniglia di chiusura

Durante l'utilizzo della maniglia di chiusura è necessario prestare particolare attenzione. Il meccanismo di chiusura del sedile è bloccato

dalla maniglia. Prima dell'uso è necessario premere il sedile con la mano per assicurarsi che sia correttamente bloccato. È necessario controllare regolarmente lo stato della maniglia di chiusura. Maggiori informazioni si trovano di seguito.

- 15. Luce posteriore
- 16. Paraurti posteriore
- 17. Rotellina antiribaltamento
- 18. Parafango



1. Interruttore di alimentazione

Quando l'alimentazione è spenta, lo scooter non può muoversi elettricamente. Girare la chiave in senso orario per accendere l'alimentazione e consentire la guida.

2. Display della batteria

Dopo l'accensione dell'alimentazione, l'indicatore del livello della batteria ne mostra lo stato.

L'area verde indica un livello elevato di carica, mentre quella rossa indica un livello basso e la necessità di una ricarica immediata.

3. Regolatore di velocità

Il regolatore di velocità consente di impostare la velocità massima di marcia in avanti nell'intervallo da 0 a 6 km/h.

Ruotando la manopola completamente a sinistra si imposta la velocità più bassa, mentre completamente a destra quella più alta.

4. Interruttore delle luci anteriori e posteriori

Accendere le luci durante la guida notturna o in condizioni di visibilità ridotta.

5. Pulsante del clacson

Premendo il pulsante viene emesso un segnale acustico.

Per prevenire incidenti e garantire una guida sicura, usarlo quando necessario.

6. Leva di marcia avanti e indietro


Spostare in avanti la leva destra per andare avanti; spostare in avanti la leva sinistra per andare indietro.

Dopo aver rilasciato la leva, questa torna automaticamente in posizione "centrale", attivando il freno elettromagnetico e arrestando lo scooter.

7. Manubrio

Durante la guida, tenere saldamente entrambe le mani sul manubrio.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA LEVA DI CHIUSURA




1. Maniglia di chiusura

2. Molla

3. Perno/spinotto

LEVA DI COMANDO DEL FRENO



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Procedura di ricarica della batteria e segnalazione



Il caricabatterie deve essere collegato alla porta di ricarica situata sull'alloggiamento della batteria. Il caricabatterie è dotato di una protezione che impedisce un collegamento errato (non può essere inserito in modo scorretto).


Durante la ricarica si accende una spia rossa che segnala il processo di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, si accende una spia verde che indica la fine della ricarica.

ATTENZIONE! Non collegare mai il caricabatterie in modo errato, poiché ciò potrebbe danneggiare la porta di ricarica.

Protezione da sovraccarico e fusibile


Nell'alloggiamento della batteria è presente una protezione da sovraccarico. Si tratta di un importante elemento di sicurezza che protegge la batteria dai danni controllando il flusso eccessivo di corrente durante la ricarica.

Il fusibile è integrato con la protezione da sovraccarico. In caso di cortocircuito, il fusibile si brucia, proteggendo l'intero sistema elettrico.



COMMUTAZIONE MANUALE E AUTOMATICA DELLA LEVA DEL FRENO

La leva del freno consente di passare tra la modalità "trazione elettrica" e la modalità "spinta manuale".



Trazione elettrica: impostare la leva in posizione D (posizione chiusa) – il veicolo si muove utilizzando il motore.

Modalità manuale: impostare la leva in posizione N (posizione sbloccata) – consente di spostare manualmente il veicolo.

Se il veicolo non si muove e si sente solo un segnale acustico, controllare che la leva del freno sia in posizione D.

ATTENZIONE! Non lasciare la leva del freno in posizione sbloccata (N) durante la discesa – il freno non funzionerà.

Nota: Durante l'utilizzo usare esclusivamente l'alimentazione della batteria sinistra.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Smontaggio: Afferrare la maniglia della batteria. A causa dell'uso di velcri sul lato inferiore dell'alloggiamento della batteria, prima di sollevarla muovere delicatamente la batteria avanti e indietro e lateralmente, quindi sollevarla verso l'alto.

Montaggio: Posizionare l'alloggiamento della batteria nella posizione corretta rispetto all'alloggiamento inferiore e inserirlo in sede.


ATTENZIONE! Durante il trasporto assicurarsi sempre che lo scooter AT52339 e la sua batteria siano correttamente fissati. La batteria deve essere posizionata verticalmente e non deve essere trasportata insieme a materiali infiammabili.

Nota: Per evitare l'interruzione dell'alimentazione durante la guida (ad es. su superfici irregolari), la batteria è fissata in modo speciale.

Dopo il montaggio deve essere premuta con forza affinché i velcri sul lato inferiore aderiscano bene.

Nota: A causa dei velcri presenti sul lato inferiore dell'alloggiamento, per lo smontaggio è necessario applicare una forza maggiore e tirare la batteria verso l'alto.

Nota: Assicurarsi che i cavi della batteria siano collegati correttamente.



CHIUSURA, APERTURA E TRASPORTO DELLO SCOOTER

Lo scooter con batteria rimovibile è composto da quattro parti principali: telaio, batteria, sedile e cestino. Durante lo smontaggio è necessario seguire le istruzioni e prestare attenzione.

Procedura di chiusura:

Chiusura dello scooter

Con una mano muovere delicatamente il piantone dello sterzo, ruotando contemporaneamente la manopola – ciò ne faciliterà il serraggio

Con una mano sollevare la parte posteriore del sedile, afferrarne il centro e sollevarlo verso l'alto


Durante il sollevamento del sedile, la leva di chiusura verrà automaticamente bloccata dalla molla sul perno – si sentirà un “clic”



Premere il sedile per assicurarsi che sia correttamente bloccato

Piegare il bracciolo in avanti fino a percepire resistenza

ATTENZIONE! La leva di chiusura deve essere correttamente bloccata dal perno. In caso contrario esiste il rischio di caduta durante la seduta.




Procedura di apertura:

Eseguire le operazioni in ordine inverso

Con una mano sollevare la leva di chiusura e con l'altra premere il sedile verso il basso

Con una mano premere il pulsante e con l'altra ruotare il bracciolo all'indietro



Trasporto e movimentazione: Durante il trasporto dello scooter è necessario afferrarlo per le barre di protezione anteriori e posteriori (paraurti), come mostrato di seguito.



RICARICA DELLE BATTERIE

Inserire la spina del caricabatterie (8) nella presa di ricarica (10) situata sull'alloggiamento.

Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie (9) alla presa di corrente.


Al termine della ricarica scollegare il cavo di alimentazione (9) dalla presa di corrente, quindi rimuovere la spina del caricabatterie (8) dalla

presa (10).

In condizioni ideali di conservazione, le batterie completamente cariche e non utilizzate devono essere ricaricate ogni 20 giorni.

Se si prevede una lunga pausa nell'utilizzo dello scooter AT52339, si raccomanda di caricarlo per due giorni e poi scollegare le batterie.

Se lo scooter non è stato utilizzato per un periodo prolungato, prima della guida è necessario ricaricare le batterie per almeno 24 ore.



Ciclo di ricarica raccomandato

Utilizzare lo scooter durante il giorno secondo necessità o fino al raggiungimento di un basso livello di carica (secondo l'indicatore LCD).

Alla fine della giornata ricaricare le batterie durante la notte.

Non è necessario scollegare le batterie al termine della ricarica – il caricabatterie è automatico e interrompe da solo la ricarica.

Non è necessario ricaricare dopo ogni tragitto, a meno che non si preveda di non utilizzare più lo scooter quel giorno.

Finché la spina del caricabatterie si trova nella presa, il sistema elettronico dello scooter AT52339 interrompe automaticamente l'alimentazione – la guida è impossibile.

Il caricabatterie fornito è destinato alle batterie al litio. Utilizzare esclusivamente il tipo di caricabatterie raccomandato. In caso di utilizzo di uno diverso – consultare il venditore.

La batteria è dotata di un circuito di protezione. Dopo la sua attivazione è necessario ricaricare nuovamente la batteria per ripristinarne il funzionamento.

ATTENZIONE: In caso di comparsa di un "incidente grave" correlato al dispositivo, che direttamente o indirettamente abbia causato, avrebbe potuto causare o possa causare uno qualsiasi degli eventi sotto elencati:

- a) il decesso del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona oppure
- b) il deterioramento temporaneo o permanente dello stato di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona oppure
- c) una grave minaccia per la salute pubblica

il suddetto "incidente grave" deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore o il paziente risiedono. Nel caso dell'Italia, l'autorità competente è il Ministero della Salute.

ATTENZIONE: In caso di comparsa di dolore, reazioni allergiche o altri sintomi preoccupanti, non chiari per l'utilizzatore, correlati all'uso del dispositivo medico, è necessario consultare un operatore sanitario.

ATTENZIONE: È vietato utilizzare il prodotto in modo diverso da quello conforme alla sua destinazione d'uso.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulizia

Lo scooter AT52339 deve essere pulito, se necessario, utilizzando un panno morbido e umido e detergenti delicati. Dopo la pulizia, la superficie deve essere passata con acqua pulita e successivamente asciugata accuratamente.

Non utilizzare idropulitrici né grandi quantità d'acqua, poiché ciò può danneggiare gli elementi elettrici.

La pulizia deve essere eseguita a una temperatura superiore a 0°C.

Manutenzione

Lo scooter richiede controlli regolari, nonostante le ridotte esigenze di assistenza:

Quotidianamente: controllare lo stato di carica della batteria, il funzionamento del clacson e la pulizia del vano batteria.

Settimanalmente: controllare il funzionamento della leva di guida, del freno e la stabilità delle ruote e dei collegamenti.

Mensilmente: controllare l'usura dei pneumatici e la correttezza della guida e della frenata.

Periodicamente: controllare lo stato dei cavi, dei collegamenti e di tutti gli elementi strutturali.

Tutte le riparazioni, le regolazioni e la sostituzione della batteria devono essere effettuate esclusivamente da un servizio qualificato.

Conservazione

In caso di inutilizzo prolungato (ad es. oltre 4 mesi), lo scooter deve essere conservato in un luogo asciutto, pulito e protetto, preferibilmente con accesso all'alimentazione elettrica.

Si raccomanda di coprire lo scooter durante la conservazione.

La batteria deve essere ricaricata almeno ogni 20 giorni.

Non conservare lo scooter a temperature inferiori a 0°C.

Le basse temperature (inferiori a 10°C) possono ridurre le prestazioni e la capacità della batteria.

ATTENZIONE! Non consentire il congelamento della batteria – ciò può causarne il danneggiamento permanente.

SMALTIMENTO: Al termine del periodo di utilizzo, lo scooter deve essere smaltito in conformità alle vigenti normative locali, nazionali e dell'Unione Europea relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE/WEEE). Non è consentito smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Lo scooter contiene elementi riciclabili, quali materiali plastici, componenti elettronici e batterie. Particolare attenzione deve essere prestata alla batteria, che contiene sostanze che richiedono un trattamento adeguato (tra cui composti del litio) e deve essere conferita presso centri di raccolta specializzati. Per ottenere informazioni sui corretti metodi di smaltimento, è necessario contattare le autorità locali o il rivenditore autorizzato. **ATTENZIONE:** Uno smaltimento improprio può costituire un pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

SV

Tack för att du har köpt vår produkt, vänligen läs bruksanvisningen noggrant. Produkten får inte användas innan denna bruksanvisning har lästs och förståtts. Om du inte förstår varningar, anmärkningar och rekommendationer, kontakta sjukvårdspersonal eller återförsäljaren för att undvika skador på produkten eller personskador. OBS: Kontrollera alla delar för eventuella skador. Före första användningen ska produktens tekniska skick kontrolleras noggrant och det ska säkerställas att alla delar är kompletta och korrekt monterade (om tillämpligt, var särskilt uppmärksam på skruvar, muttrar, nitar samt andra fäste- och konstruktionsdelar). Säkerställ att produkten inte är defekt eller skadad. Om några skador eller saknade delar upptäcks får produkten INTE användas. För mer information, kontakta säljaren.

MÅLGRUPP AV PATIENTER

Personer som lider av sjukdomar, funktionsnedsättningar eller skador, för vilka denna produkt är avsedd för behandling/rehabilitering eller kompensation (se avsnittet om produktens användningsområde i denna bruksanvisning). Produkten kan köpas av användaren självständigt eller på rekommendation av läkare, terapeut eller annan specialist. Både vid självständigt köp av produkten och vid rekommendation från läkare/terapeut/annan specialist ska tillgängliga storlekar/nödvändiga funktioner och produktvarianter, indikationer och kontraindikationer för användning samt information som tillhandahålls av tillverkaren beaktas.

ANVÄNDNINGSGRÄNS:

En elektrisk rullstol är ett fordon som är konstruerat för att möjliggöra förflyttning av en person med funktionsnedsättning. Den drivs av en motor vars konstruktion begränsar hastigheten till gånghastighet.

Scootern AT52339 har utformats för användare med en maximal vikt på upp till 120 kg, som förflyttar sig i sittande position. För att använda enheten säkert krävs en lämplig nivå av motorisk förmåga, syn och kognitiv förmåga, därför rekommenderas konsultation med läkare innan användning påbörjas.

Modellen AT52339 är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk, inom ett brett temperaturområde från -20°C till +40°C. Den kan användas vid lätt regn, men rekommenderas inte för långvarig användning i kraftigt regn eller snöfall.

Tack vare relativt stora hjul möjliggör scootern körning på ojämna underlag, måttligt ojämn terräng samt över hinder upp till 4 cm i höjd. Maximal säker lutning är 9° (16 %) och denna får inte överskridas.

Fordonet är lätt att använda, och bromssystemet säkerställer en smidig och snabb inbromsning efter att gasreglaget släpps.

Under standardförhållanden är räckvidden cirka 16 km, men den kan minska vid körning i uppförsbackar, ojämn terräng eller vid frekvent passage över hinder.

Före första användning ska bruksanvisningen läsas noggrant och en visuell kontroll av enheten genomförs för att säkerställa att den inte har några synliga skador. Vid eventuella tvivel, kontakta återförsäljaren.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER – OBLIGATORISKT!

Före första användning ska denna bruksanvisning läsas noggrant och säkerställ att alla regler för användning av scootern AT52339 förstås.

Scootern AT52339 är en medicinteknisk produkt avsedd att förbättra användarens rörlighet. Säker användning kräver försiktighet, koncentration samt anpassning av körsättet till omgivande förhållanden.

Kör långsamt tills du har lärt känna alla funktioner och egenskaper hos scootern.

På platser med mycket människor ska du köra med reducerad hastighet.

Var särskilt uppmärksam på fotgängare och hinder.

Använd scootern endast i enlighet med lokala bestämmelser.

FÖRBJUDET!

Håll händerna borta från däck och hjul under körning.

Kom ihåg att lösa klädesplagg kan fastna i däcken och hjulen.

VARNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING

VARNING! Överskrid inte maximal tillåten belastning på 120 kg (användare + bagage).

VARNING! Scootern är avsedd endast för en person. Transportera inte passagerare, inklusive barn.

VARNING! Använd inte scootern på trappor eller rulltrappor.

VARNING! Överskrid inte hinder som är högre än vad som anges i specifikationen och kör alltid rakt mot dem.

VARNING! Använd inte scootern i kraftigt regn, vid hög luftfuktighet eller i extrema temperaturer.

VARNING! Scooters ytor kan bli varma – iaktta försiktighet.

SÄKERHET VID KÖRNING

Anpassa alltid hastigheten efter vägförhållandena.

Var särskilt uppmärksam på fotgängare och anpassa körsättet efter omgivningen.

På platser med mycket människor ska du alltid köra med halva hastigheten.

Minska hastigheten före sväng – en för snabb sväng kan orsaka att fordonet välter.

Behåll en stabil kroppsställning under körning.

Undvik plötsliga manövrar och kraftig inbromsning.

VARNING! Luta dig inte för mycket framåt eller åt sidorna – detta kan orsaka förlust av balans och att scootern välter.

FÖRBJUDET!

Placera inte händer eller fötter nära rörliga delar (hjul, mekanismer).

SÄKERHET VID LUTNINGAR OCH RAMER

Överskrid inte tillåten lutning.

Kör inte tvärs över sluttningar eller diagonalt.

Vid nedförskörning – ställ in minimal hastighet.

Vid uppförskörning – håll konstant hastighet.

VARNING! Använd aldrig frilägesläge (freewheel) i en lutning.

KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING

Före varje körning, kontrollera: batteriets tillstånd, bromsarnas funktion, elektriska anslutningar, däckens skick, korrekt funktion av alla funktioner.

Vid upptäckt av fel, använd inte scootern och kontakta service.

BATTERIER OCH ELEKTRISK SÄKERHET

WARNING! Undvik kontakt mellan batteriet och metallföremål – risk för kortslutning och elektrisk stöt.

WARNING! Använd endast rekommenderade batterier och laddare.

WARNING! Ladda inte batteriet nära brandfarliga material.

WARNING! Låt inte barn vistas i närheten av scootern under laddning.

BARN OCH UTOMSTÅENDE PERSONER

WARNING! Låt inte barn använda scootern AT52339.

WARNING! Lämna inte scootern utan uppsikt i närvaro av barn.

WARNING! Transportera inte passagerare. Detta kan orsaka att scootern förlorar stabilitet.

MODIFIKATIONER OCH DELAR

WARNING! Modifiera inte scootern och använd inte icke-originaldelar eller tillbehör.

WARNING! Lyft inte scootern i avtagbara delar (t.ex. armstöd, säte).

NÖDSITUATIONER

WARNING! Om scootern inte stannar korrekt, använd omedelbart bromsen, stäng av strömmen och kontakta service.

WARNING! Efter en olycka eller skada måste scootern kontrolleras av kvalificerad service innan den används igen.

ELEKTROMAGNETISKA STÖRNINGAR (EMI/RFI)

WARNING! Utrustning såsom mobiltelefoner eller radioutrustning kan orsaka oavsiktlig rörelse av scootern.

WARNING! Använd inte radioutrustning under körning och undvik att vistas nära starka signalkällor.

TRANSPORT I MOTORFORDON

Vid transport ska den elektriska scootern AT52339 transporteras utan användare, i bagageutrymmet eller lastutrymmet, med borttagna batterier och säkrad mot förflyttning.

Avtagbara delar ska tas bort eller fästas ordentligt.

WARNING! Sitt inte på scootern under transport.

WARNING! Scootern och batterierna måste vara korrekt säkrade.

WARNING! Transportera inte batterier tillsammans med brandfarliga material.

INDIKATIONER:

Produkten är avsedd för användning vid: svårigheter att gå självständigt eller snabb uttröttnings vid förflyttning, sjukdomar i rörelseapparaten (t.ex. ledsjukdomar, skador, degeneration), nedsatt muskelstyrka eller balansstörningar, tillstånd efter skador eller operationer som kräver avlastning av nedre extremiteter, neurologiska sjukdomar som påverkar gångförmågan, hög ålder med begränsad rörlighet.

Scootern är avsedd att användas av en person som kan hantera enheten självständigt eller använda den under övervakning av en vårdgivare.

KONTRAINDIKATIONER

Fysiska eller mentala begränsningar (t.ex. synnedsättning) som förhindrar säker hantering av produkten.

Oförmåga att framföra fordonet på ett säkert sätt i utomhusmiljö (t.ex. bristande orientering i gång- eller vägtrafik).

Okontrollerade kroppsrörelser (t.ex. skakningar, spasticitet) som kan försvåra styrningen.

Episoder av medvetlöshet, yrsel eller andra tillstånd som kan uppträda plötsligt under körning.

Oförmåga att upprätthålla en stabil sittposition.

Betydande begränsningar i reaktionsförmåga och motorisk koordination.

Användning utan tillsyn av personer som kräver ständig omvårdnad.

FÖRTECKNING ÖVER KOMPONENTER:

Elektrisk rullstol, batteri, laddare, kudde, korg, bruksanvisning, verktygssats.

TEKNISK SPECIFIKATION

Mått i utfällt läge (längd × bredd × höjd): 970 × 530 × 900 mm

Mått i hopfällt läge (längd × bredd × höjd): 970 × 530 × 290 mm

Sitsmått (bredd × längd × tjocklek): 390 × 340 × 30 mm

Motor: 24V 250W (2 × borstlös)

Batteri: 24V 8A litium, avtagbart

Batteriets vikt: 2 kg

Laddare: 24V 2A

Styrenhet: 24V 60A borstlös

Styrstång: höjjusterbar

Hastighet: justerbar 0–6 km/h

Broms: elektromagnetisk ABS

Bromssträcka: ≤ 1000 mm

Minsta svängradie: ≤ 1500 mm

Markfrigång: 80 mm

Hinderkapacitet: 40 mm

Ryggstödens höjd: 830 mm

Armstödens höjd: 720 mm

Avstånd mellan armstöd: 435 mm

Statisk stabilitet: ≥ 9°, < 15°

Dynamisk stabilitet: ≥ 6°, < 10°

Belysning: fram- och bakljus

Korg: främre korg

Korgmått: 310 × 230 × 210 mm

Maximal belastning på korg: 25 kg

Räckvidd: 15 km
Framhjul: 9" pneumatiskt
Bakhjul: 9" pneumatiskt
Maximal belastning: 120 kg
Nettovikt: 18,6 kg
Bruttovikt: 28 kg

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Ram: aluminiumlegering
Motor: metall
Batteri: litiumbatteri
Batterihölje: plast
Laddare: plast
Armstöd: PU-skum
Sits: PU-skum
Ryggstöd: PU-skum
Stänkskärmar: plast
Främre korg: nylontyg
Bakre korg: ingen
Framhjul: gummi, fälg av aluminiumlegering
Bakhjul: gummi, fälg av aluminiumlegering
Styrsystem: ABS
Plastdelar: ABS
OBS! Produktens mått kan variera inom ± 2 cm



Denna symbol anger maximal användarvikt



1. Kontrollpanel
Kontrollpanelen innehåller display, hastighetsreglage, nyckel, belysning och signalhorn.
2. Laddningsport
För laddning.
3. USB-uttag
För mobiltelefon m.m., utgångsspänning 5 V.
4. Krok
Används för upphängning, maximal belastning 3 kg.
5. Justeringsratt för styrkolumn
Används för att justera vinkeln på styrkolumnen.
6. Framlampor
7. Avtagbart batteri
Batteriet kan tas ut.
8. Korg / förvaringsutrymme
Maximal belastning 6 kg.
9. Justeringsratt för armstöd
Efter att skruvarna lossats kan armstödet justeras utåt. Dra sedan åt igen.
10. Justeringsratt för ryggstöd
11. Sits
12. Ryggstöd
13. Armstöd
14. Styrkolumn
15. Bakre korg
16. Bakre korg
17. Bakhjul
18. Framhjul

10. Bakre knapp för fällning av armstöd

Tryck på knappen för att fälla armstödet bakåt.

11. Sittdyna

12. Armstöd

Sitsens bredd kan justeras och ryggstödet kan lutas bakåt.

13. Ryggstöd

Kan fällas framåt.

14. Fällhandtag

Var särskilt försiktig vid användning av fällhandtaget. Sitsens fällmekanism låses av handtaget.

Före användning ska sitsen tryckas ned med handen för att säkerställa att den är korrekt låst.

Kontrollera regelbundet fällhandtagets skick. Mer information finns nedan.

15. Bakljus

16. Bakre stötfångare

17. Tippskyddshjul

18. Stänkskärm



1. Strömbrytare

När strömmen är avstängd kan scootern inte köras elektriskt.

Vrid nyckeln medurs för att slå på strömmen och möjliggöra körning.

2. Batteriindikator

När strömmen slås på visar batteriindikatorn laddningsnivån.

Grönt område innebär hög laddning, rött område låg laddning och behov av omedelbar laddning.

3. Hastighetsreglage

Gör det möjligt att ställa in maximal framåthastighet inom intervallet 0–6 km/h.

Vrid helt åt vänster för lägsta hastighet, helt åt höger för högsta.

4. Strömbrytare för fram- och bakljus

Slå på belysningen vid körning i mörker eller vid begränsad sikt.

5. Signalhornsknapp

Tryck för att avge en ljudsignal. Använd vid behov för att förebygga olyckor.

6. Körspak framåt/bakåt


Tryck höger spak framåt för att köra framåt; vänster spak framåt för att köra bakåt.

När spaken släpps återgår den automatiskt till mittläge, vilket aktiverar den elektromagnetiska bromsen.

7. Styre

Håll båda händerna stadigt på styret under körning.

PRINCIP FÖR FÄLLSPAKENS FUNKTION




1. Fällhandtag

2. Fjäder

3. Stift/bult

BROMSSTYRNINGSSPAK



STRÖMSYSTEM

Laddningsprocedur och signalering



Laddaren ska anslutas till laddningsporten på batterihöljet.

Laddaren har skydd mot felaktig anslutning.

Under laddning lyser en röd indikator.


När batteriet är fulladdat lyser en grön indikator.

VARNING! Anslut aldrig laddaren felaktigt – det kan skada laddningsporten.

Överbelastningsskydd och säkring


Batterihöljet innehåller ett överbelastningsskydd som skyddar batteriet mot för hög ström.

Säkringen är integrerad i detta skydd. Vid kortslutning brinner säkringen av och skyddar systemet.



MANUELL OCH AUTOMATISK OMKOPPLING AV BROMSSPAK

Bromsspaken gör det möjligt att växla mellan elektriskt läge och manuellt läge.



Elektriskt läge: ställ spaken i läge D (låst position).

Manuellt läge: ställ spaken i läge N (upplåst position).

Om fordonet inte rör sig och endast ett ljud hörs, kontrollera att spaken står i läge D.

VARNING! Lämna aldrig spaken i upplåst läge (N) vid nedförföring – bromsen fungerar då inte.

Obs: Använd endast ström från det vänstra batteriet under drift.

MONTERING OCH DEMONTERING AV BATTERI

Demontering:

Ta tag i batteriets handtag. På grund av kardborreband på undersidan ska batteriet först röras försiktigt fram och tillbaka samt i sidled, och sedan lyftas upp.

Montering:

Placera batterihöljet korrekt i uttaget och skjut det på plats.


VARNING! Vid transport ska scootern och batteriet alltid vara korrekt säkrade.

Batteriet måste transporteras i upprätt läge och får inte transporteras med brandfarliga material.

Obs: Batteriet är festsatt på ett särskilt sätt för att förhindra att det lossnar under körning. Tryck det ordentligt på plats så att kardborren fäster.

Obs: På grund av kardborreband krävs mer kraft för att ta bort batteriet.

Obs: Kontrollera att batterikablarna är korrekt anslutna.



IHOPFÄLLNING, UPPFÄLLNING OCH TRANSPORT

Scootern består av fyra huvuddelar: ram, batteri, sits och korg.

Fällningsprocedur:

Rör styrkolumnen lätt medan du vrider ratten

Lyft bakkdelen av sitsen och sedan mitten uppåt

Ett "klick" hörs när mekanismen låses



Tryck ned sitsen för att kontrollera låsningen


Fäll armstödet framåt

VARNING! Fällspaken måste vara korrekt låst – annars finns fallrisk.



Uppfällning:

Utför stegen i omvänd ordning




Transport: Lyft scootern i främre och bakre stötfångare.



LADDNING AV BATTERIER

Anslut laddaren till uttaget och därefter till elnätet.
Efter laddning, koppla ur i omvänd ordning.
Fulladdade batterier som inte används ska laddas var 20:e dag.
Vid längre uppehåll rekommenderas två dagars laddning.
Om scootern inte använts länge – ladda i minst 24 timmar före användning.



Rekommenderad laddningscykel
Använd scootern under dagen tills låg batterinivå uppnås.
Ladda över natten.

Laddaren stänger automatiskt av laddningen.
Laddning efter varje körning är inte nödvändig.
När laddaren är ansluten kan scootern inte köras.
Använd endast rekommenderad laddare.

Batteriet har ett skyddssystem – efter aktivering krävs omladdning.

OBS! Vid förekomst av en "allvarlig incident" relaterad till produkten, som direkt eller indirekt har lett, skulle kunna leda eller kan leda till något av följande:

- a) dödsfall hos patient, användare eller annan person, eller
- b) tillfällig eller permanent försämring av hälsotillståndet hos patient, användare eller annan person, eller
- c) allvarligt hot mot folkhälsan,

ska denna "allvarliga incident" rapporteras till tillverkaren samt till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt. I Sverige är den behöriga myndigheten Läkemedelsverket.

OBS! Vid uppkomst av smärta, allergiska reaktioner eller andra oroande eller oklara symtom i samband med användning av den medicinska produkten ska sjukvårdspersonal kontaktas.

OBS! Det är förbjudet att använda produkten på annat sätt än enligt dess avsedda användning.

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Rengöring

Scootern AT52339 ska rengöras vid behov med en mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel. Efter rengöring ska ytan torkas av med rent vatten och därefter torkas noggrant.

Använd inte högttryckstvätt eller stora mängder vatten, eftersom detta kan skada de elektriska komponenterna.

Rengöring ska utföras vid temperaturer över 0°C.

Underhåll

Scootern kräver regelbunden kontroll trots låga servicekrav:

Dagligen: kontrollera batteriets laddningsnivå, signalhornets funktion samt batterifackets renhet.

Veckovis: kontrollera körspaken, bromsen samt stabiliteten hos hjul och anslutningar.

Månadsvis: kontrollera däckens slitage samt korrekt funktion vid körning och bromsning.

Periodiskt: kontrollera kablar, anslutningar och alla konstruktionsdelar.

Alla reparationer, justeringar och batteribyten ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Förvaring

Vid längre tids inaktivitet (t.ex. över 4 månader) ska scootern förvaras på en torr, ren och säker plats, helst med tillgång till el.

Det rekommenderas att täcka scootern under förvaring.

Batteriet ska laddas minst var 20:e dag.

Förvara inte scootern vid temperaturer under 0°C.

Låga temperaturer (under 10°C) kan minska batteriets prestanda och kapacitet.

VARNING! Låt inte batteriet frysa – detta kan orsaka permanent skada.

AVFALLSHANTERING: Efter att produkten nått slutet av sin livslängd ska scootern kasseras i enlighet med gällande lokala, nationella och EU-regler för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE-direktivet). Produkten får inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall.

Scootern innehåller återvinningsbara komponenter såsom plast, elektroniska delar och batterier.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas batteriet, som innehåller ämnen som kräver korrekt hantering (bl.a. litiumföreningar) och ska lämnas till särskilda insamlingsställen. För information om korrekt avfallshantering, kontakta lokala myndigheter eller auktoriserad återförsäljare.

OBS! Felaktig avfallshantering kan utgöra en risk för miljön och människors hälsa.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy:

1. Firma ANTAR MEDICAL Sp. z o.o., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebiecia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.
10. Gwarancją nie są objęte części i elementy podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, takie jak m.in. koła, opony, nakładki gumowe, bezpieczniki, których zużycie jest następstwem normalnego użytkowania wyrobu. W przypadku akumulatorów okres gwarancji wynosi 6-miesięcy.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail: antar@antar.net



Data wydania instrukcji: 16.04.2026
v1-16.04.2026

WARRANTY CARD

Model:
Serial number:

Point of sale stamp

and a legible signature of the Seller:

1. ANTAR MEDICAL Sp. z o.o. ,03-068 Warsaw, ul. Zawisłańska 43, hereby grants a 12-month warranty on the product, starting from the date of purchase by the Buyer.
2. During the warranty period ANTAR undertakes to carry out the repairs necessary to restore proper functioning of the product, within 14 days from the date of receipt of the product by the service centre, together with the proof of purchase and the warranty card.
3. ANTAR reserves the right to replace the product if the repair is deemed uneconomic. Repair or replacement of faulty products does not extend the warranty period.
4. If the product is found to be malfunctioning, please contact your retailer/distributor or (if it is impossible) send it to ANTAR (as specified in point 1).
5. Before use, read the instructions carefully and follow them. If the product is used improperly and contrary to recommendations, the warranty will be irrevocably lost.
6. The warranty does not cover damage caused by external mechanical force, load exceeding the maximum allowed weight of the user, as described in the manual, as well as contact of the product with alcohol, greasy substances or petrol. The warranty does not cover parts which are subject to normal wear or tear during use, such as the bearing, rubber parts and others.
7. The product delivered to the service in connection with the complaint cannot cause an epidemic hazard.
8. THIS WARRANTY IS ONLY VALID TOGETHER WITH THE PROOF OF PURCHASE (BILL, RECEIPT, INVOICE). IN CASE OF A COMPLAINT, A PROOF OF PURCHASE MUST BE ATTACHED.
9. Complaints submitted without the proof of purchase and a warranty card with the product serial number will not be considered.
10. The warranty does not cover parts and components subject to natural wear and tear, such as wheels, tires, rubber pads, fuses, etc., the wear of which results from normal use of the product. The warranty period for batteries is 6 months.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warsaw, ul. Zawisłańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net



Date of issue of the manual: 16.04.2026
v1-16.04.2026

GARANTIEKARTE

Modell:
Seriennummer:

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers

- 1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 2, Aufgang A, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.
- 2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.
- 3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.
- 4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- 5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.
- 6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.
- 7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigelegt werden.
- 8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.
- 9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.
10. Die Garantie umfasst keine Teile und Komponenten, die dem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Räder, Reifen, Gummiauflagen oder Sicherungen, deren Abnutzung auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist. Für Batterien beträgt die Garantiezeit 6 Monate.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warschau, ul. Zawisłanska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

ERSTER KONTAKT: Verteiler:

Antar Medizin GmbH
Döbelner Str. 2, Aufgang A
12627 Berlin
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821
E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com



ALBO-Healthcare GmbH
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham



Gebrauchsanweisungsversion: v1-16.04.2026
Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 16.04.2026

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).
- 10) Záruka se nevztahuje na části a součásti podléhající přirozenému opotřebení, jako jsou například kola, pneumatiky, gumové krytky nebo pojistky, jejichž opotřebení je důsledkem běžného používání výrobku. Záruční doba pro baterie je 6 měsíců.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00



PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615
Datum vydání návodu: 16.04.2026
v1-16.04.2026

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.
- 10) Záruka sa nevztahuje na časti a súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, ako sú napríklad kolesá, pneumatiky, gumové návleky alebo poistky, ktorých opotrebovanie je výsledkom bežného používania výrobku. Záručná doba pre batérie je 6 mesiacov.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16
Dátum vydania návodu: 16.04.2026
v1-16.04.2026