

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BASEN DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM. PREMIUM SET

Model: AR-099



W ZESTAWIE:



pompka



prysznic



przewód



zbiornik na wodę



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI BASEN DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM.

*Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie pomocny i znacznie przyczyni się do poprawy Państwa komfortu. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.*

Zastosowanie:

Basen do mycia głowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów oraz osób trwale przebywających w pozycji leżącej lub dla osób z dysfunkcjami, dla których tradycyjna kąpiel pod prysznicem lub w wannie nie jest możliwa z uwagi na stan zdrowia. Stanowi doskonałą pomoc opiekunom chcącym zapewnić właściwą higienę osobom trwale leżącym. Umożliwia umycie twarzy, głowy, włosów bezpośrednio w łóżku. Dzięki wyposażeniu w słuchawkę prysznicową z przyciskiem, worek na wodę, przewód odpływowy pielęgnacja chorego jest znacznie łatwiejsza. Specjalne wycięcie na szyję ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka.

- pomaga utrzymać właściwą higienę głowy
- poprawia komfort osoby leżącej
- redukuje dyskomfort związany z myciem głowy osoby leżącej
- ułatwia pracę opiekunów osób leżących

Właściwości produktu:

Specjalny kształt pompowanego basenu wraz z wycięciem na szyję zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Wycięcie ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka. Wyposażenie w zbiornik na wodę oraz w słuchawkę prysznicową (z przyciskiem) znacznie ułatwia spłukanie szamponu z włosów. Basen posiada zawór oraz przewód odpływowy dzięki czemu istnieje możliwość łatwego wypuszczenia wody np. do wiaderka lub innego pojemnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii grzewania basen jest niezwykle wytrzymały i trwały - nie rozszczelnia się. W zestawie znajduje się pompka umożliwiająca szybkie i łatwe napompowanie basenu.

Rozmiar: 64x50x23cm po napompowaniu

Materiał: PVC



Przeciwwskazania i zalecenia:

Nie należy stosować u osób z niestabilnością kręgosłupa szyjnego, otwartymi ranami, w trakcie doleczenia złamań kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych wymagających całkowitego unieruchomienia odcinka piersiowego lub szyjnego kręgosłupa. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.



Uwagi i ostrzeżenia:

Podczas pompowania należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić zaworu. Nie wolno pompować basenu kompresorem mechanicznym – nadmierne ciśnienie może doprowadzić do jego rozerwania. Zaleca się aby basen był pompowany dołączoną pompką lub w sytuacjach wyjątkowych inną pompką ręczną, systematycznie kontrolując poziom jego twardości. Nie należy zbliżać się do basenu z bardzo gorącymi oraz ostrymi przedmiotami. Na lub przy basenie w nie wolno kłaść ostrych przedmiotów tj. noży, nożyczek, golarek, trymerów, maszynek do golenia oraz innych przedmiotów, które mogą przeciąć, przebić, przepalić powłokę basenu.



W celu uniknięcia wypadków, urazów:

Oceń czy stan zdrowia osoby leżącej umożliwia wykonanie czynności toaletowych
NIE UŻYWAĆ ŻADNYCH urządzeń elektrycznych w trakcie użytkowania basenu
Nie wolno wlewać wody o temperaturze powyżej 50 stopni C

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy zawór odpływowy jest zamknięty
Zabrania się dopompowywać basen w trakcie użytkowania
Zabrania się przenosić basen wypełniony wodą
Zachować szczególną ostrożność przy zachlapaniu podłogi wodą - grozi poślizgnięciem
Zachować szczególną ostrożność aby nie zachłapać wodą urządzeń elektrycznych, kontaktów
Stosować tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

Przygotowanie do użycia:

1. Wyjąć basen z opakowania
2. W pierwszej kolejności basen należy rozłożyć do właściwego jego kształtu zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu.
3. Postępować zgodnie z instrukcją obrazkową str. 3 i 4 niniejszej instrukcji

Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie umyć i wypłukać czystą wodą, nie pozostawiać na wyrobie (mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp.) a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Nie stosować „agresywnych” detergentów, substancji żrących oraz oleistych. Mogą doprowadzić do uszkodzenia powłoki basenu a tym samym jego rozszczelnienia.

Zakończenie użytkowania:

Po zakończeniu użytkowania basen należy przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotów. Nie przechowywać w miejscu nadmiernie nasłonecznionym (szczególnie napompowanego), wzrost temperatury powietrza w środku (a tym samym ciśnienia) może doprowadzić do jego rozerwania. Stosować się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji. Przechowywanie mokrego wyrobu z resztkami szamponu, mydła lub innych detergentów w zawilgoconych miejscach może doprowadzić np. do pleśnienia, utraty właściwości higienicznych wyrobu a tym samym braku możliwości jego dalszego stosowania. Basen można przechowywać napompowany lub wypuścić powietrze po zakończonym użytkowaniu. W tym celu zawór należy wysunąć na zewnątrz / otworzyć a następnie ścisnąć palcem wskazującym oraz kciukiem. Zawór pozostawić w pozycji otwartej.

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.


Okres ważności: 5 lat.

DIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

Użytkowanie krok po kroku

1

Użyj dołączonej pompki, aby prawidłowo nadmuchać basen, unikaj napompowania zbyt mocno jak również niewystarczającego. Zamknij odpływ pod basenem, a następnie wlej ciepłą wodę (poniżej 50 ° C)




3

2

Połącz zbiornik na wodę z rurką i słuchawką prysnicową


3

Wlej ciepłą wodę (poniżej 50 stopni C) do zbiornika na wodę i zawieś worek na stojaku, wieszaku lub innym uchwycie



4

Przygotuj pojemnik np. wiadro, a następnie włóż odpływ do środka. Upewnij się, że odpływ nie ma żadnych zagięć, aby uniknąć trudności w wypuszczeniu wody. Upewnij się, że odpływ znajduje się w pojemniku aby nie wypuścić wody na podłogę.



5

Położ głowę (oprzyj kark) w wycięciu basenu i naciśnij przycisk słuchawki prysnicowej aby dobrać siłę strumienia wody



SYMBOLE:



Wyrób medyczny



Zapoznaj się z instrukcją



Producent



Wyrób spełnia wymagania UE



Ostrzeżenie



Nr dato / serii



Data produkcji m-c/rok



Nadaje się do recyklingu



Selektywna zbiórka odpadów

4