

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-102	Model AR-103
Szerokość siedziska:	42 cm	45 cm
Głębokość siedziska:	45 cm	42 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami:	47 cm	45 cm
Głębokość z nakładką na siedzisko:	45 cm	45 cm
Wysokość do siedziska:	43 – 57 cm	42,5 – 57,5 cm
Wymiary zewnętrzne całkowite:	szer. 50 cm x gł. 62 cm x wys. 85 cm	szer. 60 cm x gł. 54 cm x wys. max. 96 cm
Szerokość (grubość) po złożeniu:	14 cm	nie dotyczy
Pojemność pojemnika sanitarnego:	4 litry	5 litrów
Waga produktu:	7,2 kg	7 kg
Maksymalna waga użytkownika:	120 kg	120 kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr LOT	

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych (tj. np. obicia ramy, przecięcia, rozdarcia elementów tapicerowanych oraz wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek nieprawidłowego użytkowania/czyszczenia/przechowywania krzesła toaletowego). Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów plastikowych i gumowych (tj. np. ścieranie się nasadek gumowych, podłokietników z tworzywa, elementów tapicerowanych)
6. Gwarancją nie obejmuje w przypadku stosowania krzesła toaletowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyтым stanie higienicznym.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

KRZESŁO TOALETOWE TAPICEROWANE
Model: AR-102 SKŁADANE
Model: AR-103



Model: AR-102



Model: AR-103



ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - KRZESŁO TOALETOWE TAPICEROWANE

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie oraz opis wyrobu:

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które, mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych, umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności wstawania z krzesła. Krzesło toaletowe tapicerowane przeznaczone jest głównie dla osób wrażliwych na ucisk, czujących dyskomfort przy korzystaniu ze standardowego krzesła toaletowego, dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki poziom higieny. Szczególnie polecane po urazach stawu biodrowego. Miękkie siedzisko i oparcie zapewnia niezwykle komfort użytkowania.

⚠ Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z krzesła toaletowego – **120 kg**

⚠ Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy konstrukcyjne nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć, złamań
3. Sprawdzenie czy wszystkie nogi krzesła toaletowego ustawione są na tej samej wysokości
4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone
5. Nie rozkładanie krzesła toaletowego w miejscach, gdzie może być ślisko (rozlana ciecz, lód,) – dot. AR-102

⚠ W celu uniknięcia urazów:

1. Krzesło toaletowe powinno być całkowicie rozłożone dot. AR-102 (nogi krzesła muszą być całkowicie rozwarte, rozłożyć do całkowitego oporu). Krzesło musi wyglądać jak na zdjęciu.
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących, siedziska, rurek ramy wyrobu, nasadek gumowych)
3. Wszystkie nogi krzesła toaletowego muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać tylko na płaskim, twardym podłożu uniemożliwiającym przesunięcie się krzesła podczas siadania
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
6. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (m.in. wskakiwania)
7. Zabrania się przenoszenia krzesła wraz z użytkownikiem
8. Zabrania się stawiania obuwem na podłokietnikach, siedzisku oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
9. Nie wolno przeciągać krzesła toaletowego, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
10. Krzesło toaletowe należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji. Stosowanie krzesła toaletowego w innym celu skutkować może wypadkiem, urazem lub innymi konsekwencjami dla użytkownika lub osób trzecich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie, użytkowanie krzesła toaletowego do celów innych niż opisanych w niniejszej instrukcji.

Sposób konserwacji:

Krzesło toaletowe tapicerowane należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów (materiał zmywalny). Następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych krzesła a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych!

Pamiętajmy! Wyrób jest krzesłem toaletowym tak więc należy szczególnie przestrzegać zasad higieny.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie krzesła toaletowego jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Krzesło toaletowe nie jest stabilne.

- a. Czy wszystkie nogi krzesła są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe (7)? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe (7) są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je wcisnąć/nasunąć.
- d. Czy krzesło jest całkowicie rozłożone (dot. AR-102)? Jeśli nie, należy je prawidłowo rozłożyć. Rozsunąć nogi przednie i tylne (do całkowitego oporu).
- e. Czy siedzisko (2) solidnie opiera się wszystkimi krawędziami o ramę krzesła (dot. AR-103)(5)? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić na ramie.
- f. Czy wszystkie elementy ramy są ze sobą stabilnie połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ KRZESŁA TOALETOWEGO!!!

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

ELEMENTY UŻYTKOWE

AR-102



AR-103



1. Oparcie tapicerowane
2. Siedzisko tapicerowane
3. Pokrywa otworu tapicerowana
4. Podłokietniki
5. Rama
6. Pojemnik sanitarny
7. Nasadki gumowe
8. Zatrzaski do regulacji wysokości
9. Nogi z regulacją wysokości

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć krzesło toaletowe z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Chwycić oburącz za oparcie (1) i siedzisko (2) i rozłożyć krzesło do wyczuwalnego oporu (dot. AR-102) – po rozłożeniu musi wyglądać jak na zdjęciu. Wsunąć pojemnik sanitarny (6) pod siedzisko (2) - od przodu (dot. AR-102). Krzesło toaletowe AR-103 nie wymaga rozłożenia ramy. Włożyć pojemnik sanitarny (6) w uchwyt pod siedziskiem po uprzednim zdjęciu siedziska (2) (dot. AR-103). Położyć siedzisko (2) na konstrukcji ramy (5) krzesła toaletowego (dot. AR-103).
4. Należy dopasować wysokość nóg (9) krzesła toaletowego do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wyciągnąć zatrzask do regulacji wysokości (8) znajdujący się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie rurki wymaganą wysokość. Trzpień zatrzasku musi wskoczyć w otwór na żądanej wysokości! Sprawdzić czy zatrzask do regulacji wysokości (8) „wskoczył” we właściwy dla niego otwór. Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg. UWAGA! Trzpień zatrzasku we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości. Wszystkie cztery nogi (9) krzesła toaletowego muszą być ustawione na tej samej wysokości.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Dot. AR-102 - wyjmij (wysuń) pojemnik sanitarny (6). Złóż krzesło toaletowe chwytając oburącz za siedzisko (2) i oparcie (1). Unoś siedzisko w kierunku oparcia aż do całkowitego złożenia krzesła. Dot. AR-103 wyjmij pojemnik sanitarny (6), połóż pokrywę tapicerowaną otworu (3) na ramie.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw krzesło toaletowe w miejscu gdzie nie będzie narażone na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU