

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-110 / AR-110BK	Model AR-115 / AR-115BK
Szerokość zewnętrzna:	36,5 cm	36,5 cm
Długość zewnętrzna:	40 cm	40 cm
Szerokość otworu wewnątrz:	20,5 cm	20,5 cm
Długość otworu wewnątrz:	26 cm	26 cm
Wysokość podwyższenia:	10 cm	15 cm
Maksymalna waga użytkownika:	180 kg	180 kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr partii	

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań, otarć elementów z tworzywa jak również zmian koloru powstałych z uwagi na przechowywanie w nasłonecznionym miejscu.
 6. Gwarancją nie obejmuje w przypadku stosowania nakładki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
 8. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
 9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyтым stanie higienicznym.



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

NAKŁADKA TOALETOWA Z KLAPĄ
Modele: AR-110, AR-115

NAKŁADKA TOALETOWA
Modele: AR-110BK, AR-115BK



ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - NAKŁADKA TOALETOWA

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dodaaliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Nakładka toaletowa przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, szczególnie tych, które mają problem z wstawaniem i siadaniem. Osób starszych jak również osób, z artretyzmem, po operacji biodra, które mają problem z korzystaniem z muszli klozetowej standardowej wysokości. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych. Posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający szybkie, łatwe oraz stabilne mocowanie jej na toalecie. Nakładka wykonana jest z wyprofi lowanego tworzywa ze specjalną powłoką łatwą w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umożliwia jej dopasowanie do większości toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na istniejącej toalecie. Odpowiedni profil „wcięcie” w części przedniej zapewnia komfort użytkowania zarówno kobietom jak i mężczyznom. Dzięki wyposażeniu w pokrywę (dotyczy modeli: AR-110, AR-115) istnieje możliwość zamknięcia toalety w czasie gdy nie jest ona używana. Ergonomiczny kształt wyrobu zapewnia komfort użytkowania.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z nakładki toaletowej – **180 kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy są w całości, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z tworzywa nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy zaciski boczne oraz śruba nie są uszkodzone
4. Sprawdzenie czy na zaciskach bocznych znajdują się nakładki gumowe
5. Nie zakładać nakładki na mokrą toaletę



W celu uniknięcia urazów:

1. Nakładka powinna przylegać całą spodnią powierzchnią do istniejącej toalety
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących)
3. Używać tylko po stabilnym zamontowaniu nakładki (dokręceniu śrubą elementów dociskowych)
4. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
5. Zabrania się gwałtownego siadania na nakładkę (m.in. wskakiwania)
6. Zabrania się stawiania obuwia na nakładce, kłapie (dot. AR-110, AR-115) oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
7. Nie wolno przeciągać nakładki, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
8. Należy siadać na nakładkę tylko przy otwartej (podniesionej) kłapie (dot. AR-110, AR-115)

Sposób konserwacji:

Nakładkę należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów posiadających atest PZH oraz środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowania na tworzywa sztuczne. Następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych nakładki a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych! Nie przechowywać w nasłonecznionych miejscach. **Pamiętajmy! Wyrób jest nakładką na toaletę tak więc należy szczególnie przestrzegać zasad higieny.**

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie (klejenie, skręcanie) jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Nakładka toaletowa nie jest stabilna.

- a. Czy elementy dociskowe są mocno przykręcone? Jeśli nie, należy je przykręcić
- b. Czy elementy dociskowe posiadają nasadki gumowe? Jeśli nie, nie używać wyrobu.
- c. Czy nakładka całą powierzchnią przylega do toalety? Jeśli nie, należy dobrze ją ustawić.
- d. Czy któryś element jest pęknięty/złamany? Jeśli tak, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ NAKŁADKI TOALETOWEJ!

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE



Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć nakładkę toaletową z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Chwycić oburącz i położyć na istniejącej desce sedesowej (z otwartą kłapą). Sprawdzić czy przylega całą spodnią powierzchnią.
4. Należy dopasować szerokość docisków bocznych do istniejącej toalety, a następnie mocno je dokręcić. Sprawdzić po zamontowaniu przesuwając na boki stabilność nakładki toaletowej.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Zdemonstuj nakładkę toaletową odkręcając śruby zacisków bocznych, następnie zdejmij podnosząc oburącz w górę nakładkę z istniejącej toalety.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw nakładkę toaletową w miejscu gdzie nie będzie narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz promienie słoneczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU