

8cm



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAŚMA REHABILITACYJNA ARband

Model: EB-M30, EB-M35, EB-M40, EB-M45

*Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że będzie pomocny i znacznie przyczyni się do poprawy Państwa zdrowia, sprawności fizycznej. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.*

Zastosowanie: Taśma rehabilitacyjna ARband przeznaczona jest do rehabilitacji. Taśma jest wykorzystywana do treningu oporowego, mającego na celu poprawę siły mięśniowej określonych grup mięśniowych, osłabionych wskutek unieruchomienia pourazowego, po zabiegowego a także w przypadku schorzeń neurologicznych. Jest wykorzystywana w terapii niestabilności kręgosłupa, stawów, w ćwiczeniach korekcji postawy. Stosowana jako skuteczna forma rehabilitacji przy różnego rodzaju urazach w celu przyspieszenia regeneracji i powrotu do pełnej sprawności. Jej głównym zadaniem jest:

- zwiększenie zakresu ruchomości stawów
- przyrost oraz wzmocnienie mięśni
- mobilizacja oraz zwiększenie elastyczności
- poprawę kondycji oraz sprawności fizycznej
- korekcja postawy



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel./fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

SYMBOLY:



Wyrób medyczny
Zapoznaj się z instrukcją



Producent Wyrób spełnia wymagania UE



Ostrzeżenie



Nr dato / serii



Data produkcji m-c/rok



Nadaje się do recyklingu odpadów



Selektywna zbiórka



CE

Wydanie 2 z dnia 28.04.2023r.

Przygotowanie do użycia:

Wyjąć taśmę z opakowania foliowego (nie używać ostrych przedmiotów aby nie doszło do przecięcia taśmy), następnie rozwinąć i wykonywać ćwiczenia.

⚠ Uwagi i ostrzeżenia:

NIE WOLNO pozostawiać taśmy w zasięgu dzieci – grozi wypadkiem! Nie wolno gwałtownie puszczać rozciągniętej taśmy. Stosować tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie nacinać, dziurawić i uszkadzać mechanicznie – może doprowadzić do pęknięcia taśmy w trakcie wykonywanych ćwiczeń a tym samym uszkodzenia ciała. Rodzaj wykonywanych ćwiczeń, ilość powtórzeń oraz siłę oporu należy skonsultować z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

⚠ Przeciwwskazania:

Nie stosować u pacjentów mających problem z chwytem, z zaburzeniami czucia oraz osób ze zmianami skórnymi typu owrzodzenia, pęcherze, otarcia itp. Nie stosować w przypadku pacjentów z niedoleczonymi złamaniami kończyn.

Sposób konserwacji - przechowanie:

W razie potrzeby taśmę myć ręcznie pod bieżącą, ciepłą wodą z użyciem łagodnych środków myjących np. mydła. Przed ponownym użyciem można zastosować talk. Nie stosować „agresywnych” detergentów, substancji żrących oraz oleistych. Mogą doprowadzić do uszkodzenia materiału. Przed ponownym zastosowaniem taśmę należy dokładnie osuszyć. Suszyć z daleka od sztucznych źródeł ciepła. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywanie zawilgoconej taśmy może prowadzić do zapleśnienia, nieprzyjemnego zapachu oraz utraty właściwości umożliwiających dalsze użytkowanie. Taśmy nie przechowywać w ekstremalnych warunkach atmosferycznych tj. silny mróz, duże nasłonecznienie, wysoka temperatura.

Dostępna w 4 kolorach określających stopień oporu.

- EB-M30 - Czerwona - słaba
- EB-M35 - Zielona - średnia
- EB-M40 - Niebieska – mocna
- EB-M45 - Fioletowa – bardzo mocna

Materiał: TPE,

Rozmiar: 15cm x 2mb,

Okres ważności: 5 lat.

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

12cm