



RU

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОРТЕЗ ГОЛЕНИ

BG

РЪКОВОДСТВО
ОРТЕЗА ЗА ПОДБЕДРИЦА

HR

KORISNIČKE UPUTE
ORTOZA ZA POTKOLJENICU

CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
ORTÉZA BÉRCE

DK

BRUGSANVISNING
SKINNEBENORTOSE

EE

KASUTUSJUHEND
SÄÄREORTOOS

IE

LÁMHLEABHAR ÚSÁIDEORA
TEANNTÁN COLPA

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
BLAUZDOS ĮTVARAS

NL

HANDLEIDING
KUIT ORTHOSE

SK

POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
LÝTKOVÁ ORTÉZA

SI

NAVODILA ZA UPORABO
ORTOZA ZA MEČO

SE

BRUKSANVISNING
VADSKYDD

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SÍPCSONT MEREVÍTŐ

IT

MANUALE UTENTE
TUTORE PER POLPACCIO

RO

MANUAL DE UTILIZARE
ORTEZA GAMBA

LV

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
KĀJU IKRU ORTOZE

EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΗΣ

SA

دليل الاستخدام
مقوام الرجل

PROIZVODITEĽ / PROIZVODITEL / PROIZVOBAČ /
VÝROBCE / FABRIKANT / TOOTJA / DÉANTÓIR / GAMINTOJAS /
FABRIKANT / VÝROBCA / PROIZVAJALEC / TILLVERKARE /
GYÁRTÓ / PRODUTTORE / PRODUCĂTOR / RAŽOTAJŠ /

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:



REH4MAT Sp. z o.o.
35-301 Rzeszów
ul. Zenitowa 5A, POLAND

Mailing address

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra,
37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 16 621 42 20 wew. 3
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
fax: +48 16 621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com, export@reh4mat.com
www.reh4mat.com, www.probraces.com

Wytwórca posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny
z ISO 13485.

The manufacturer holds the ISO 13485 international Quality
Management System certificate.



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ / МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ / MEDICINSKI
PROIZVOD / ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK / MEDICINSK VARE /
MEDITSINIISEADE / TÁIRGE LEIGHIS / MEDICINOS PRIEMONÉ /
MEDISCH APPARAAT / ZDRAVOTNÍČKA POMŮCKA / MEDICINSKI
PRIPOMOČEK / MEDICINEITENISK PRODUKT / EGÉSZSÉGÜGYI
TERMÉK / PRODOTTO MEDICO / DISPOZITIV MEDICAL /
MEDICINISKAIS IZSTRĀDĀJUMS / ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

UMDNS 17859

Data poslednej aktualizacji / Data na обновление на
ръководството / Datum zadnje dopune korisničkih uputa / Datum
aktualizace manuálu / Dato for seneste ajourføring af brugsanvisningen /
Kasutusjuhendi uuendamise kuupäev / Data atbheirithniú an
lámhleabhair / Instrukcija atnaujinta / De laatste datum van de
gebruikershandleiding / Dátum aktualizácie používateľskej príručky /
Datum posodobitve uporabniškega priročnika / Uppdateringsdatum /
Az utasítás frissítésének dátuma / Data di revisione del manuale / Data
actualizării manualului de utilizare / Rokasgrāmatas pārskatīšanas datums
/ Ημερομηνία αναθεώρησης του εγχειριδίου:

03.01.2024

Символ инструкции / Символ на ръководството / Simbol korisničkih
uputa / Symboly uživatelského manuálu / Sprogudgave / Kasutusjuhendi
sümbol / siombail an lámhleabhair / Instrukcijos simbolis / Symbol van
de gebruikershandleiding / Symbol uživateľskej príručky / Simboli
uporabniških navodil / Symbol / Az utasítás jelzése / Simbolo del manuale
/ Simbolul manualului de utilizare / Rokasgrāmatā izmantotie simboli /

Σύμβολο εγχειριδίου:

22/U/L/6

RU РУССКИЙ

Ортезы **Reh4Mat** это современные и инновационные изделия, изготовлены очень старательно из материалов самого лучшего качества. Нашей главной целью является удовлетворенность пациентов. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или непосредственно с работником фирмы Reh4Mat по электронной почте, по адресу: export@reh4mat.com.

ПОКАЗАНИЯ:

Орtez голени сжимает и стабилизирует икроножные мышцы. Он уменьшает боль, улучшает всасывание экссудата и ускоряет процесс заживления.

КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ:

- Чистку продукта следует проводить систематически, не реже одного раза в месяц или чаще, если необходимо, в соответствии с рекомендациями производителя, обеспечивая ему надлежащее состояние.
- Перед каждым использованием продукт следует тщательно проверять на целостность, отсутствие повреждений, трещин, деформаций, а также на то, что все движущиеся части (если есть) полностью перемещаются и не заедают.
- Если изделие оснащено боковыми шинами, бляшками и их можно легко удалить без помощи инструментов, перед стиркой изделия следует их снять.
- Стирать вручную в теплой воде с мылом в температуре 30°C.
- Использовать после полного высыхания.
- Не мыть и стирать диск, не гладить, не обрабатывать хлоркой, не применять химическую обработку, не отжимать в центрифуге.
- Изделие следует хранить в чистом и сухом помещении.
- Хранить в сухом месте, не подвергать воздействию источников высокой температуры, сушить вдали от источников тепла.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не использовать изделие без консультации с лечащим врачом или терапевтом.
- Не использовать изделие не подходящего размера. Только правильно подобранный размер в соответствии с таблицей размеров, указанной на упаковке продукта и в информационных материалах производителя, гарантирует эффективность и безопасность.
- Не следует Давать детям и лицам с ограниченным сознанием без присмотра опекуна.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения. Кожный покров в местах прилегания ортеза должен быть чистым (непосредственно перед использованием ортезом не применять мази, кремы, лекарственные компрессы).
- В случае сопутствующих варикозных заболеваний, воспаления глубоких вен в прошлом, отеков нижних или верхних конечностей, применение ортеза возможно исключительно после консультации у лечащего врача.
- Не следует Использовать изделие не по назначению.
- Не используйте продукт, если он деформирован или поврежден.
- Не следует Принимать попытки самостоятельного отремонтировать изделие. Самостоятельное вмешательство в конструкцию продукта может нанести непоправимый вред здоровью пользователя.
- Не следует Использовать аксессуар, не рекомендованные производителем.
- Не использовать изделие возле открытого огня или на горячей поверхности. Это может серьезно травмировать пользователя и привести к серьезному ущербу для здоровья.
- Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимание!** Настоящая инструкция содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, способа очистки и ухода.
- Внимание!** Перед использованием изделия пользователь обязан ознакомиться с настоящей инструкцией. Соблюдение данной инструкции обеспечит безопасное использование изделия, а также продлит его срок службы. В случае сомнений следует проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
- Внимание!** Применение изделия не согласно указаний в инструкции грозит серьезными осложнениями.
- Внимание!** Оно должна храниться в легко доступном месте.
- Внимание!** Каждый раз перед использованием изделием, следует проверить его на наличие потертых элементов и швов. В случае повреждения изделия, необходимо прекратить применение и отправить его на адрес производителя. Только неповрежденное изделие и его правильное использование гарантируют надлежащее функционирование изделия.
- Внимание!** Производитель несет ответственность только за скрытые дефекты или повреждения, возникшие при правильном использовании в результате производственных дефектов изделия.
- Внимание!** Производитель несет ответственность за надлежащее функционирование изделия только в том случае, если оно приобретено у официального дистрибьютора или в специализированном магазине.
- Внимание!** Боль всегда является предостережением. В случае длительных или усиливающихся болевых ощущений, необходимо обратиться к лечащему врачу или реабилитанту.
- Внимание!** Ортезом можно пользоваться исключительно один пациент
- Внимание!** Ортезом следует пользоваться согласно указаниям врача или реабилитанта.
- Перед первым использованием убедитесь, что размер продукта правильно выбран в соответствии с таблицей размеров. Ортез правильно функционирует при условии выбора соответственного размера. Неправильный подбор размера снижает эффективность терапии, может вызвать дискомфорт и привести к возникновению неправильной позиции тела во время использования. Ортез Reh4Mat должен подобрать лечащий врач, специализированный продавец или реабилитант.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения.
- Кожный покров в местах прилегания ортеза должен быть чистым (непосредственно перед использованием ортезом не применять мази, кремы, лекарственные компрессы). Необходимо систематически проверять состояние кожного покрова: в случае появления каких-либо кожных изменений в местах прилегания ортеза, обязательно обратиться к лечащему врачу.
- Длительное применение ортеза может привести к ограничению активных и пассивных движений в суставах. Если не противопоказано, рекомендуется несколько раз в сутки выполнять пассивные упражнения. Упражнения подбираются магистром или техник-реабилитантом индивидуально для каждого пациента по назначению лечащего врача.
- В случае сопутствующих варикозных заболеваний, воспаления глубоких вен в прошлом, отеков нижних или верхних конечностей, применение ортеза возможно исключительно после консультации у лечащего врача.
- Перед использованием удалите всю упаковку (бумагу, пластик), отрезавшие вкладыши и картонные бирки.
- Не следует Использовать изделие не по назначению.
- Не следует Использовать изделие неправильного размера.
- Не следует Давать детям и лицам с ограниченным сознанием без присмотра опекуна.
- Не следует Принимать попытки самостоятельного отремонтировать изделие.
- Не следует Самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- Не следует Использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.



О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщать производителю и компетентному органу государства в котором проживает пользователь или пациент.

Необходимо следовать СПОСОБУ НОШЕНИЯ, который прилагается к изделию.

Список всех запасных частей для выбранного продукта доступен для загрузки на сайте www.reh4mat.com.



Подтверждение соответствия продукта основным требованиям норм ЕС.

Производитель

Дата производства

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед

ВНИМАНИЕ

Беречь от солнечного света

Относительная влажность при хранении

Ограничение температуры хранения

Хранить в сухом месте

Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Медицинское изделие

номер партии

Номер в каталоге

Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Знак «Польский Капитал» подчеркивает местность происхождения продукта.

Продукт без химикатов

Продукт рекомендован специалистами

Благоприятный для кожи продукт

Инновационный продукт

максимальный эффект в минимальном продукте

Экологический продукт

Гипоаллергенный продукт

Прочный продукт

Продукт быстрого медицинского снабжения

Описание на продукт Тази ортеза е отлично решение за ефективна терапия в случаи на травма или системно състояние. Продуктите на Reh4Mat са високо ценени и препоръчвани от редица специалисти (лекари, физиотерапевти) и пациенти. Нашите продукти се произвеждат в Полша и са направени от висококачествени материали. Ако имате допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

ИНДИКАЦИИ:

Ортезите за подбедрица компресират и стабилизират мускулатурата на крака. Ортезата е подходяща при пациенти с болкови синдроми като намала болката и отока.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Продуктът трябва да бъде поддържан чист според препоръките на производителя.
- Почиставайте продукта систематично, поне веднъж месечно или по-често ако се налага, според инструкциите и препоръките от производителя, като се уверите, че продукта е в добро състояние.
- Преди всяка употреба, продуктът трябва да се проверява внимателно за нарушения на целостта, пукнатини, деформации и даги всички движещи елементи (ако има такива) се движат в пълният си обем.
- Измивайте на ръка с топла сапунена вода при температура от 30 градуса.
- Използвайте продукта само когато е напълно изсушенал.
- Не гладете, не използвайте хлорин, не носете на химическо чистене, не сушете в сушилня.
- Съхранявайте в сухо и чисто помещение.
- Пазете от влага, високи температури, директна слънчева светлина, изсушавайте на източници на топлина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Продуктът трябва да бъде използван според препоръките на лекар или физиотерапевт.
- Не използвайте продукта ако размерът му не е подходящ. Използвайте само правилно пасващи продукти, съгласно таблицата с размери, предоставена заедно с опаковката на продукта и информацията за материалите, гаранцията и инструкциите за безопасност.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител
- Не използвайте продукта при пациенти с увреди на суперфициална или дълбока чувствителност без наблюдение от настройник.
- Кожният участък, върху който ще се поставя продукта трябва да бъде добре почистен. Следете състоянието на кожата, в случай на образуване на лезии се свържете с лекар.
- В случаи на разширени вени, дълбока венозна тромбоза и отоци се посъветвайте с лекар преди употребата на ортеза.
- Използвайте продукта според предназначението му.
- Не използвайте продукта в случаи на повреда или деформация.
- Не се опитвайте да сервизирате продукта самостоятелно. Промияната на дизайна на продукта може да доведе до неговата повреда или да има последиства за здравето на ползвателя.
- Не използвайте аксесоари които не са препоръчани от производителя.
- Не използвайте продукта в близост до пламъци или горещи повърхности. Това може да причини сериозни увреди на потребителя и неговото здраве
- Употребата на ортезата през ноща трябва да бъде извършвана само след лекарско предписание.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Внимание!**Това ръководство съдържа основна информация необходима за правилната и безопасната употреба и поддръжка на продукта.
- Внимание!** Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба. Спазването на инструкциите за употреба осигурява безопасността и ефективността на продукта. Ако имате въпроси, моля консултирайте се със специалист.
- Внимание !** Неспазване на инструкциите за употреба могат да доведат до сериозни усложнения.
- Внимание !** Запазете инструкциите за бъдещи справки.
- Внимание !** Проверете състоянието на продукта. Ако той е повреден, прекратете употребата му и се свържете с производителя. Само употребата на изправен продукт в съответствие с ръководството, могат да гарантират неговата безопасна и правилна работа.
- Внимание!** Производителят не носи отговорност за скрити дефекти на продуктите или за механични травми върху тях случили се в следствие на нормална употреба.
- Внимание!** Производителят носи отговорност за неговата ефективност и безопасност само в случай, че продукта е закупен от оторизиран представител.
- Внимание!** Болката винаги е знак за предупреждение. Ако болката си остава същата или се увеличава, трябва да се консултирате с лекар или физиотерапевт.
- Внимание !** За индивидуална употреба.
- Внимание!** Продуктът трябва да бъде използван според препоръките на лекар и физиотерапевт.
- Преди първоначална употреба, проверете размера на продукта. Правилният размер гарантира безопасна и ефективна употреба. Грешният размер може да намали ефективността от терапията, да увеличи дискомфорта и грешно да позиционира ползвателя. Правилната употреба и размер се препоръчва от вашият лекар или физиотерапевтът ви.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител.
- Кожният участък, върху който ще се поставя продукта трябва да бъде добре почистен. Следете състоянието на кожата, в случай на образуване на лезии се свържете с лекар.
- В случаи на разширени вени, дълбока венозна тромбоза и отоци се посъветвайте с лекар преди употребата на ортеза.
- Преди употреба премахнете опаковката и други аксесоари като документи, етикети и др.
- Използвайте продукта според предназначението му.
- Не използвайте продукта ако размерът му не е подходящ.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител.
- Не използвайте продукта в случаи на повреда или деформация.
- Не се опитвайте да сервизирате продукта самостоятелно.
- Не използвайте аксесоари които не са препоръчани от производителя.

О любом серьёзном инциденте, связанном с устройством, необходимо сообщать производителю и компетентному органу государства, в котором проживает пользователь или пациент.

Необходимо следовать СПОСОБУ НОШЕНИЯ,который прилагается к изделию.

Список всех запасных частей для выбранного продукта доступен для загрузки на сайте www.reh4mat.com.



Подтверждение соответствия продукта основным требованиям норм ЕС.

Производитель

Дата на производство

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием

ВНИМАНИЕ

Береж от солнечного света

Относительная влажность при хранении

Ограничение температуры хранения

Хранить в сухом месте

Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Медицинское изделие

номер партии

Номер в каталоге

Упаковку выбросить в мусорное ведро.

Знак «Польский Капитал» подчеркивает местность происхождения продукта.

Продукт без химикатов

Продукт рекомендован специалистами

Благоприятный для кожи продукт

Инновационный продукт

максимальный эффект в минимальном продукте

Экологический продукт

Гипоаллергенный продукт

Прочный продукт

Продукт быстрого медицинского снабжения

Ortoza je odlično rješenje za uspješnu terapiju nakon ozljede ili drugih stanja. Reh4Mat proizvodi cijenjeni su i preporučaju ih stručnjaci (liječnici, fizioterapeuti) i pacijenti. Naši su proizvodi proizvedeni u Poljskoj od visokokvalitetnih materijala. Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni kontaktirati nas: export@reh4mat.com.

INDIKACIJE:

Ortoza za potkoljenicu radi kompresiji i stabilizaciju mišića noge pacijenta. Reducira bolnost te potiče apsorpciju hematoma i cijeljenje.

ZBRINJAVANJE I ODRŽAVANJE

- Proizvod je preporučeno skladištiti u čistom i suhom prostoru i koristiti prema uputama proizvođača.
- Proizvod čistite redovito, barem jednom mjesečno (ili više ako za istim postoji potreba). Preporuka je proizvođača da se pazi na stanje proizvoda.
- Ako na proizvodu postoje lateralne udlage ili zglobovi koje je moguće skinuti bez alata prije pranja/čišćenja proizvoda, potrebno ih je skinuti prije pranja.
- Prati na ruke u toploj vodi na temperaturi do 30°C.
- Sušite pažljivo, a ne sušite ju koristiti tek kada se potpuno osuši.
- Ne smije se peglati, klorirati niti sušiti u sušilici.
- Skladištiti na suhom i čistom mjestu.
- Zaštititi od vlage, visoke temperature, sunčeve svjetlosti.

KONTRAINDIKACIJE

- Proizvod je potrebno koristiti prema uputama liječnika ili fizioterapeuta.
- Proizvod se ne smije koristiti u pogrešnoj veličini. Samo ispravna veličina, usuglašena s tablicom veličina (čije se mjere nalaze na pakiranju proizvoda) te informacije proizvođača o materijalu garantiraju efektivnost i sigurnost prilikom korištenja proizvoda.
- Proizvod ne smiju koristiti djeca ili odrasli sa poteškoćama u razvoju bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Proizvod ne smiju koristiti osobe s poremećajem površinskog ili dubinskog osjeta bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Koža mora biti suha na mjestu gdje se proizvod primjenjuje. Kontrolirajte stanje kože te ukoliko se pojave lezije, potrebno je potražiti savjet liječnika.
- U slučaju postojanja varikoziteta vena, duboke venske tromboze ili edema korištenje ortoze je dozvoljeno samo po preporuci liječnika.
- Ne koristite proizvod protivno uputama za korištenje.
- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja ili promjene oblika.
- Ne pokušavajte popravljati proizvod samostalno.
- Samostalno uplitanje u dizajn i strukturu proizvoda može rezultirati trajnim oštećenjem ili može biti opasno po korisnikovo zdravlje.
- Ne koristite dodatke koji nisu propisani od strane proizvođača.
- Ne koristite proizvod u blizini plamena ili vruće površine. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda korisnika.
- Korištenje ortoza tokom noći trebalo bi biti propisano od strane liječnika

ПРАВИЛА СИГУРНОСТИ

- Upozorenje!** Ovaj priručnik sastoji se od osnovnih informacija potrebnih za ispravno i sigurno korištenje proizvoda, održavanje i čišćenje.
- Upozorenje!** Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitatte priručnik. Slijedeći upute koje se nalaze u priručniku garantirana je sigurnosti i učinkovitost proizvoda.Ukoliko imate kakvih pitanja, kontaktirajte pružatelja zdravstvene njege.
- Upozorenje!** Korištenje proizvoda protivno korisničkim uputama može doći do ozbiljnih problema.
- Upozorenje!** Spremite priručnik za buduće korištenje.
- Upozorenje!** Provjerite stanje proizvoda. Ako je proizvod oštećen, prekinite korištenje i kontaktirajte proizvođača. Samo predmet koji nije oštećen i ima pravovaljano jamstvo je proizvod siguran za korištenje.
- Upozorenje!** Proizvođač je odgovoran za skrivena oštećenja proizvoda ili za mehaničke nedostatke koji se pojavljuju prilikom korištenja proizvoda.
- Upozorenje!** Proizvođač je odgovoran za učinkovitost i sigurnost proizvoda, ali samo ukoliko je proizvod kupljen kod ovlaštenog prodavača.
- Upozorenje!** Bol je uvijek znak za zabrinutost. Ako se bol pojačava ili je konstantna, preporuča se kontaktirati fizioterapeuta ili liječnika.
- Upozorenje!** Koristiti proizvod samo na jednom pacijentu.
- Upozorenje!** Proizvod je potrebno je koristiti prema uputama i preporukama liječnika ili fizioterapeuta.
- yPrije prve upotrebe provjerite veličinu proizvoda. Samo prava veličina osigurana sigurnost i učinkovitost. Pogrešna veličina proizvoda umanjuje učinkovitost terapije, a povećava razinu neugodnosti te pogrešnog korištenja. Pravilno korištenje ortoza prema dijagnozi određuje fizioterapeut ili liječnik.
- Proizvod ne smiju koristiti djeca ili odrasli sa poteškoćama u razvoju bez prisutnosti roditelja ili skrbnika. Proizvod ne smiju koristiti osobe s poremećajem površinskog ili dubinskog osjeta bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Koža mora biti suha na mjestu gdje se proizvod primjenjuje. Kontrolirajte stanje kože te ukoliko se pojave lezije, potrebno je potražiti savjet liječnika.
- U slučaju postojanja varikoziteta vena, duboke venske tromboze ili edema korištenje ortoza je dozvoljeno samo po preporuci liječnika.
- Prije korištenja proizvoda, skinite pakiranje i dodatke kao što su papiri, kartice ili etikete s podacima proizvoda.
- Prije korištenja proizvoda, skinite pakiranje i dodatke kao što su papiri, kartice ili etikete s podacima proizvoda.
- Ne koristite proizvod protivno uputama za korištenje.
- Proizvod se ne smije koristiti u pogrešnoj veličini.
- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja ili promjene oblika.
- Ne pokušavajte popravljati proizvod samostalno.
- Ne koristite dodatke koji nisu propisani od strane proizvođača.



Deklaracija da proizvod zadovoljava sve neophodne potrebe.

Proizvođač

Datum proizvodnje

Molimo pročitajte upute prije korištenja

Upozorenje!

Zaštitite od sunčeve svjetlosti

Skladištiti na relativno vlažnom mjestu

Skladištiti na mjestu ograničene temperature

Skladištiti na suhom mjestu

Упаковка Pakiranje proizvoda može se reciklirati

Medicinski proizvod

Lota broj

Kataloški broj

Pakiranje je potrebno baciti u za to predviđeno mjesto.

Знак „Polish Capital” naglašava lokalitet proizvoda.

Proizvod oslobođen kemijskih utjecaja

Proizvod preporučaju specijalisti

Proizvod nije štetan za korištenje na koži

Inovacija

Manja veličina, veća učinkovitost proizvoda

Ekološki osvješten proizvod

Hipoalergeni proizvod

Izdržljiv proizvod

Proizvod namijenjen za korištenje u odjelima Hitne pomoći

Ortély jsou perfektní řešení pro efektivní léčbu v případě poranění či jiných stavů. Reh4Mat výrobky jsou oceňovány a doporučovány specialisty (lékaři, fyzioterapeuti) a pacienti. Naše výrobky jsou vyrobeny v Polsku z vysoce kvalitních materiálů. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: export@reh4mat.com.

INDIKACE:

Ortéra bérce komprimuje a stabilizuje svaly dolní končetiny. Ortéra redukuje bolestivé syndromy a absorbuje modřiny a přispívá procesu hojení.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Výrobek má být udržován v čisté a používán dle doporučení výrobce.
- Výrobek čistěte systematicky, nejméně jednou za měsíc nebo častěji, je-li to nezbytné, v souladu s doporučeními výrobce, aby bylo zajištěno udržení výrobku v dobrém stavu.
- Pokud výrobek obsahuje postranní dlahy nebo peloty, které je možno demontovat bez použití náčiní, odstraňte je před praním.
- Perte v ruce v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30°C.
- Použijte až po celkovém vyschnutí.
- Váleček neperete, nežehlete, nebělte, nečistěte chemicky, nesušte v sušičce.
- Udržujte v suchu a čistotě.
- Chraňte před vlhkem, extrémní teplotou, slunečním světlem, sušte mimo tepelné zdroje.

KONTRAINDIKACE

- Výrobek používejte pouze podle doporučení lékaře či fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti. Pouze správně zvolená velikost, shodně s tabulkou velikostí, dostupnou na obalu výrobku a v informačních materiálech výrobce, zaručuje efektivitu a bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek u pacientů s poruchami povrchového a hlubokého čítí bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombózy či otoku je používání ortély povoleno pouze po konsultaci s lékařem.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Neodborné zásahy do konstrukce výrobku mohou mít za následek trvalé poškození zdraví uživatele.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů. To by mohlo mít za následek vážné poranění uživatele a vážné poškození zdraví.
- Používání ortély v noci je možné pouze po předchozí konzultaci s lékařem nebo terapeutem.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Pozor!** Tento manuál obsahuje základní informace nezbytné pro správné a bezpečné používání výrobku, údržbu a čištění.
- Pozor!** Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Následující pokyny obsažené v manuálu poskytují bezpečnost a efektivitu výrobku. Pokud máte nějaké dotazy, prosíme, konzultujte vašeho poskytovatele zdravotních služeb.
- Pozor!** Používání výrobku neshodně s tímto manuálem může mít za následek vážné komplikace.
- Pozor!** Tento manuál si pečlivě uschovejte.
- Pozor!** Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud je výrobek poškozen, přerušete jeho používání a kontaktujte výrobce. Pouze nepoškozené výrobky a správné používání zaručují správné a bezpečné fungování.
- Pozor!** Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo poškození vzniklá během pravidelného používání v důsledku výrobní vady.
- Pozor!** Výrobce odpovídá za správné fungování výrobku a jeho bezpečnost pouze v případě zakoupení výrobku u autorizovaného prodejce.
- Pozor!** Bolest je vždy varujícím příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je doporučeno konsultovat vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Pozor!** Použítí pouze pro jednoho pacienta.
- Pozor!** Výrobek by měl být používán shodně s doporučením lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Před prvním použitím zkontrolujte velikost výrobku. Pouze správná velikost zaručuje bezpečnost a efektivitu. Špatná velikost výrobku snižuje efekt léčby, může působit dyskomfort a špatné postavení. Výrobek musí být vybrán ošetřujícím lékařem, specializovaným prodejcem nebo fyzioterapeutem.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombózy či otoku je používání ortély povoleno pouze po konsultaci s lékařem.
- Před použitím odstraňte obal a příslušenství jako papíry, krabice nebo nálepky.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Vážné příhody spojené s výrobkem musí být nahlášeny výrobcí a kompetentním autoritám ve vaší zemi.

Prosíme postupujte podle INSTRUKCÍ dodaných s výrobkem.

Seznam dostupných náhradních dílů pro vybrané výrobky naleznete na www.reh4mat.com.



Prohlášení, že výrobek splňuje základní požadavky.

Výrobce.

Datum výroby.

Prosíme před použitím si přečtěte pokyny v manuálu.

Pozor!

Chraňte před sluncem.

Relativní vlhkost při skladování.

Limitovaná teplota při skladování.

Skladujte v suchu.

Obal je recyklovatelný

Zdravotnický prostředek

Číslo šarže

Katalogové číslo

Obal by měl být hozen do koše

Symbol polského hlavního města zdůrazňuje lokalitu

Výrobek bez chemikálií

Doporučeno specialisty.

Přátelské k pokožce

Innovativní výrobek

Minimální přístroj, maximální efekt

Ekologicky šetrný výrobek

Hypoalergenní výrobek

Odolný výrobek

ER výrobek

Varer af mærket Reh4Mat er moderne og innovative produkter, som er fremstillet med passende omhu af materialer af højeste kvalitet. Vores hovedformål er at skabe meget tilfredse patienter. I tilfælde af spørgsmål opfordrer vi til at kontakte forhandleren el. direkte medarbejderen i Reh4Mat pr. e-mail: export@reh4mat.com.

VARENS TILSIGTEDE FORMÅL:

En skinnebenortose udøver kompression på og stabiliserer lægmusklerne. Den mindsker smerter, forbedrer absorption af eksudat og fremskynder helingsprocessen.

VEDLIGEHODELSE OG OPBEVARING

- Varen skal holdes perfekt ren og bruges efter anvisningerne fra fabrikanten, som er anført i nærværende brugsanvisning.
- Produktet skal rengøres regelmæssigt, mindst én gang om måneden el. oftere, hvis det bliver nødvendigt, efter anvisningerne fra Fabrikanten, så det holdes i god stand.
- Hvis varen indeholder skinner el. beskyttelsessplinter, som let kan afmonteres, skal disse dele afmonteres inden vask påbegyndes.
- Håndvaskes i lunkenet vand tilsat sæbe ved en temperatur på 30°C.
- Sk skylles grundigt. Betrækket skal være helt tørt før det kan tages i brug igen.
- Må ikke stryges, klorbehandles, renses el. tørres i en tørretumbler.
- Kvaren skal opbevares et rent og tørt sted, sep til in a dry and clean zone.
- Beskyttes mod fugt, må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, tørres væk fra varmekilder.

KONTRAINDIKATIONER:

- For at kunne bruge varen, skal du først rådføre dig med din behandlende læge el. terapeut.
- Varen må ikke bruges i forkert størrelse. Dens effektivitet og sikkerhed kan kun garanteres, hvis den vælges i en passende størrelse, der fremgår af størrelsestabellen, som er anført på emballagen og informationsmaterialet fra fabrikanten.
- Børn, personer med hukommelsesproblemer, med reduceret bevidsthed el. psykiske sygdomme må ikke bruge varen uden opsyn.
- Personer med forstyrrelser af den eksteroeptive og den proprioceptive sans må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges på en uren hud. Hudens tilstand skal kontrolleres regelmæssigt under anvendelsen af produktet.
- Varen må ikke bruges af personer med hudlæsioner, koaguleringsforstyrrelser , hævelser og åreknuder på det sted, hvor den kommer i kontakt med huden, uden at vedkommende forudgående rådfører sig med den behandlende læge el. terapeut.
- Varen må ikke bruges på en måde, der strider imod formålet hermed.
- Do not use the product in case of damage or shape's deformation.
- Du må ikke selv forsøge at reparere varen el. foretage nogen som helst uautoriserede ændringer heri. Uautoriseret modificering af varens konstruktion kan medføre en varig sundhedsskade hos brugeren.
- Det er ikke tilladt at anvende tilbehør og løsninger, der frarådes af fabrikanten.
- Varen må ikke bruges i nærheden af åben ild el. på en varm overflade. Det kan medføre alvorlige kvæstelser og udgøre en alvorlig sundhedsfare.
- Ortosen kan kun bruges om natten, hvis den behandlende læge har anvist dette.

SIKKERHEDSREGLER

- Bemærk!** Nærværende brugsanvisning indeholder de grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for at bruge varen korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger.
- Bemærk!** Inden varen tages i brug, skal nærværende brugsanvisning læses nøje igennem. Overholdelse af anvisningerne i nærværende brugsanvisning garanterer sikker brug af varen og forlænger dens anvendelsesperiode. Rådfør dig med din læge el. fysioterapeut i tvivlstilfælde.
- Bemærk!** Anvendelse af varen i strid med anvisningerne, som er indeholdt i denne brugsanvisning, kan medføre alvorlige komplikationer.
- Bemærk!** Nærværende brugsanvisning skal opbevares let tilgængeligt.
- Bemærk!** Før hver anvendelse skal varen kontrolleres for eventuelle synlige skader, revner, løse sømme, deformationer el. andre fejl, som kan udgøre en fare for brugeren under driften. Du skal straks holde op med at bruge varen og kontakte fabrikanten, hvis du har konstateret nogen som helst skader herpå. Varens fejlfrie funktion kan kun garanteres, hvis den er intakt og anvendes korrekt.
- Bemærk!** Fabrikanten har kun ansvaret for de skjulte fejl el. skader opstået ved korrekt anvendelse, der skyldes produktionsfejl.
- Bemærk!** Fabrikantenet for varens fejlfrie drift, hvis den er købt hos en autoriseret forhandler el. i specialbutikken.
- Bemærk!** Smerte er altid en advarsel. Hvis smerten fortsætter el. tiltager i styrke, skal du kontakte din behandlende læge el. fysioterapeut.
- Bemærk!** Produktet må kun anvendes af en patient.
- Bemærk!** Varen skal bruges efter anvisningerne fra lægen el. fysioterapeuten.
- Inden varen tages i brug, skal du tjekke, hvorvidt du har valgt passende størrelse, der fremgår af størrelsestabellen. Behandlingens sikkerhed og effektivitet kan kun garanteres, hvis varen er valgt i passende størrelse. Anvendelse af varen i en orkert størrelse reducerer behandlingseffektiviteten, kan give gener og føre til indtagelse af en forkert kropstilling under brugen heraf. Varens størrelse skal vælges af din behandlende læge, en specialuddannet ekspedient el. en fysioterapeut.
- Børn, personer med hukommelsesproblemer, med reduceret bevidsthed el. psykiske sygdomme må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges på en uren hud. Hudens tilstand skal kontrolleres regelmæssigt under anvendelsen af produktet.
- Varen må ikke bruges af personer med hudlæsioner, koaguleringsforstyrrelser , hævelser og åreknuder på det sted, hvor den kommer i kontakt med huden, uden at vedkommende forudgående rådfører sig med den behandlende læge el. terapeut.
- Inden ortosen tages i brug, skal al emballage (papiremballage, plastemballage), indsyede labels, som skal klippes af, og papmærker, fjernes.
- Varen må ikke bruges på en måde, der strider imod formålet hermed.
- Varen må ikke bruges i forkert størrelse.
- Personer med forstyrrelser af den eksteroeptive og den proprioceptive sans må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges, hvis den er deformeret el. beskadiget.
- Du må ikke selv forsøge at reparere varen el. foretage nogen som helst uautoriserede ændringer heri.
- Det er ikke tilladt at anvende tilbehør og løsninger, der frarådes af fabrikanten.



Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med varen skal anmeldes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren el. patienten har sin bopæl.

Følg instruksn: HVORDAN MAN TAGER ORTOSEN PÅ, som medfølger varen.

En oversigt af alle tilgængelige reservedele kan downloades fra hjemmesiden www.reh4mat.com (se den valgte vare).



CE-mærket bekræfter, at varen lever op til de væsentlige krav

Fabrikant

Výrobní data

Nærværende brugsanvisning skal læses inden varen tages i brug

BEMÆRK

Beskyttes mod solen

Relativ opbevaringsfugtighed

Opbevaringstemperaturbegrænsning

Opbevares et tørt sted

Emballagen kan genbruges

Medicinsk vare

Batchnummer

Katalognummer

Emballagen skal smides i skraldespanden

Mærket „Den polske kapital” understreger varens lokale karakter

Kemikaliefri vare

Vare, som anbefales af fagfolk

Hudvenlig vare

Innovativ vare

Minimum udstyr – maksimal effekt

Økologisk vare

Allergivenlig

Holdbar vare

Vare til redning i nødstilfælde

Tugiside on suurepärane tõhusa ravi lahendus vigastuse või teiste seisundite korral. Reh4Mat tooteid hindavad ja soovitavad spetsialistid (arstid, füsioterapeudid) ja patsiendid. Meie tooteid toodetakse Poolas ja need on valmistatud kvaliteetsest materjalist. Küsimate korral võtke meiega julgelt ühendust: export@reh4mat.com.

NÄIDUSTUS:

Sääre ortoos tihendab ja stabiliseerib jala lihaseid. Ortoos vähendab valusündroome ja kaotab verevalumid ning soodustab paranemist.

HOOLDUS

- Toode peab olema puhas ja seda peab kasutama vastavalt tootja soovitudele.
- Puhastage toodet süstemaatiliselt, vähemalt üks kord kuus või iga kümne päeva tagant vastavalt tootja soovitudele, tagades toote hoidmise heas korras.
- Kui tootel on külgmised lahased või kestad ja neid on võimalik ilma lahti võtta tööriistadeta, eemaldage need enne pesemist.
- Peske käsitsi sooja vee ja seebiga temperatuuril 30°C.
- Kasutage täiesti kuivana
- Ärge triikige, tõdelge klooriga, ärge puhastage keemiliselt ega trummelkuivatage.
- Hoidke seda kuivas ja puhtas kohas.
- Kaitseke seda niiskuse, äärmuslike temperatuuride, päikesevalguse eest, kuivatage eemal soojusallikatest.

VASTUNÄIDUSTUSED

- Toodet tuleb kasutada vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
- Ärge kasutage toodet vales suuruses.
- Efektiivsuse ja ohutuse tagab ainult toote pakendil ja tootja infomaterjalidel saadaval olev õigesti paigaldatud suurus vastavalt suurus tabelile.
- Ärge kasutage toodet vaimse häirega inimestel ja lastel ilma eestkostja kontrollita.
- Ärge kasutage toodet pindmist ja sügavate tunnetushäiretega patsientidel ilma eestkostja järelevalveta.
- Toote pealekandmise piirkonna nahk peab olema puhas. Kontrollige naha seisundit ja nahakahjustuste tekkimisel on vaja pöörduda arsti poole.
- Veenilaiendite, süvaveenitromboosi (DVT), turse korral võib ortoosi kasutada ainult arstiga kokkuleppel.
- Ärge kasutage toodet mitte eesmärgipäraselt.
- Ärge kasutage toodet kahjustuste või kuu deformeerumise korral.
- Ärge proovige seda toodet ise hoolida. Sõltumatu sekkumine toote disaini võib põhjustada kasutaja püsivat tervisekahjustust.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.
- Ärge kasutage toodet lahtise tule ega kuumu pinna lähedal. See võib tõsiselt vigastada kasutajat ja põhjustada tõsist tervisekahjustust.
- Õõsel kasutage ortoosi ainult siis, kui arst on selle määranud.

TURVANÕUDED

- Tähelepanu! See juhend sisaldab põhiteavet, mis on vajalik toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks, hoolitsemiseks ja puhastamiseks.
- Tähelepanu! Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Jälgides juhendis sisalduvad juhised tagavad toote ohutuse ja efektiivsuse. Küsimate korral pöörduge palun oma hoolitustöötaja poole.
- Tähelepanu! Toote mitte kasutamine vastavalt kasutusjuhendile võib põhjustada tõsiseid tüsistusi.
- Tähelepanu! Hoidke juhendit alles edaspidiseks kasutuseks.
- Tähelepanu! Kontrollige toote seisukorda. Kui toode on kahjustatud, katkestage kasutamine ja pöörduge tootja poole. Ainult kahjustamata toode ja nõutekohane kasutamine tagab selle õige ja ohutu töö.
- Tähelepanu! Tootja vastutab ainult toote varjatud defektide eest või mehaaniliste kahjustuste eest, mis tekkisid loomulikul viisil.
- Tähelepanu! Tootja vastutab toote efektiivsuse ja ohutuse eest ainult juhul, kui ostate toote volitatud müüjalt.
- Tähelepanu! Valu on alati hoiatuse märk. Kui valu püsib või suureneb, on soovitatav konsulteerida oma arsti või füsioterapeudiga.
- Tähelepanu! Kasutamiseks ainult ühel patsiendil.
- Tähelepanu! Toodet tuleb kasutada vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
- Enne esmakordset kasutamist kontrollige toote suunust. Ainult hea suurus tagab ohutuse ja efektiivsuse. Vale toote suurus vähendab ravi mõju, suurendab kasutaja ebamugavust ja vale asendit. Tugisideme õige kasutamine vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
- Ärge kasutage toodet pindmist ja sügavate tunnetushäiretega patsientidel ilma eestkostja järelevalveta.
- Toote pealekandmise piirkonna nahk peab olema puhas. Kontrollige naha seisundit ja nahakahjustuste tekkimisel on vaja pöörduda arsti poole.
- Veenilaiendite, süvaveenitromboosi (DVT), turse korral võib ortoosi kasutada ainult arstiga kokkuleppel.
- Enne kasutamist eemaldage pakend ja tarvikud, näiteks paberid, kaardid või sildid.
- Ärge kasutage toodet mitte eesmärgipäraselt.
- Ärge kasutage toodet vales suuruses.
- Ärge kasutage toodet vaimse häirega inimestel ja lastel ilma eestkostja kontrollita.
- Ärge kasutage toodet kahjustuste või kuu deformeerumise korral.
- Ärge proovige seda toodet ise hoolida.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.

Selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleks teavitada nii [tootjat] kui ka oma riigi pädevat asutust.

Palun järgige tootega kaasasolevat seadistuse kirjeldust.

Valitud toote kõigi saadaolevate varuosade loend on saadaval aadressil www.reh4mat.com.

  	Deklaratsioon, et toode vastab olulistele nõuetele Tootja Tootmise kuupäev Palun lugege juhiseid enne kasutamist Tähelepanu! Hoida päikesevalguse eest. Suhtelise niiskuse säilitamine Ladustamistemperatuuri piiramine Säilitage kuivas kohas. Pakend on taaskasutatav Meditsiiniseade Partii number Kataloogi number Pakend tuleb visata prügikasti "Poola pealinna" märk rõhutab toote kohalikkust. Keemiavaba toode Spetsialistide soovitatud toode Nahasõbralik toode Uuenduslik toode Minimaalne seade, maksimaalne efekt Keskkonnasõbralik toode Hüpoallergeenne toode Vastupidav toode ER toode
---	---

Ní mór aon thimpiste throm a bhaineann leis an ngléas a chur in iúl don dhéantóir agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir nó an t-othair ina chónaí.

Lean na TREORACHA CAITE a chuirtear san áireamh leis an táirge.

Tá liosta na bpáirteanna breise ar fáil ag: www.reh4mat.com in aice leis an táirge roghnaithe.

Déantar táirgí nuálacha Reh4Mat go cúramach as ábhair ardchaighdeán. Is é sástacht othair ár bpríomhchuspóir. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le do díoltóir nó déan teagmháil le hionadai Reh4Mat go díreach trí ríomhphost: export@reh4mat.com.

ÚSÁID BEARTAITHE:

Comhbhrúnn agus cobhsaíonn an teanntán colpa matáin an cholpa. Laghdaíonn sé pian agus feabhsaíonn sé ionsú brúchtai agus luathaíonn sé an próiseas athshlánaíthe.

COTHABHÁIL AGUS STÓRÁIL

- Ba chóir an táirge seo a choinneáil glan agus a úsáid i gcomhréir chomhairle an déantóra a leagtar amach sa lámhleabhar seo.
- Ba chóir an táirge seo a ghlacadh go rialta, uair amháin sa mhí ar a laghad nó níos minice más gá, de réir chomhairle an déantóra, a chinntiann go gcoinnteair an táirge i ndea-chaol.
- Má tá cléithíní sa táirge agus is féidir iad a bhaint go héasca, ba cheart iad a bhaint sula nitear é.
- Nigh de láimh le huisce bogthe sobalach ag 30°C.
- Sruthlaigh go mion, bain úsáid as nuair atá sé tirim.
- Ná smúdáil, ná clóirínigh, ná tinimghlan, ná triomaigh i dtriomadóir rothlaím.
- Stóráil an táirge in áit ghlan agus thirim.
- Cosain é thaisleach, ná fág é gan chosaint ar theocht an ard, triomaigh an táirge ar shiúl ó fhoinní teochta.

RABHADH:

- Ná húsáid an táirge gan chomhairle do ghaírmí cúram sláinte nó teiripeoir a iarraidh
- Ná húsáid an toise mícheart den táirge. Ní chinntiann ach an toise ceart, roghnaithe de réir na cairte toise atá ar fáil ar phacáiste an táirge agus i mbileoga eolais an déantóra, éifeachtacht agus sábháilteacht an táirge..
- Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
- Ná húsáid an táirge ar dhaoine le mothú lagaithe gan mhaoirseacht cúramóra.
- Ná húsáid an táirge ar chraiceann ar a shaladoth. Ní mór duit caoi an chraicinn a sheiceáil go córasach agus an táirge a úsáid agat.
- Ná húsáid an táirge ar dhaoine le loit chraicinn, neamhoird théachta fola, at agus féitheacha borththa in áiteanna a dhéanann teagmháil leis an táirge gan chomhairliúchán a fháil leis an lia freagrach nó teiripeoir roimh ré.
- Ná húsáid an táirge ach don chuspóir atá beartaithe amháin.
- Ná húsáid an táirge má tá sé michumtha nó damáistithe
- a déan iarracht an táirge a dheisiú tú féin nó ná déan aithruithe ar struchtúr an táirge. D'fhéadfadh go mbeadh dochar buan do shláinte an úsáideora de bharr athrú ar bith ar dhearadh an táirge.
- Ná húsáid oiriúntí nó réitigh nach bhfuil molta ag an déantóir.
- Ná húsáid an táirge garr do lasair nó ar dhromchla te. D'fhéadfadh sé seo an t-úsáideoir a ghortú go dona agus thiofadh gortú sláinte trom air dá bharr.
- Ní féidir an teanntán a chaitheamh san oíche ach le comhairle ón lia a bhfuiltear faoina chúram amháin.

RIALACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Aire! Tugann an lámhleabhar seo eolas bunúsach atá ag teastáil le haghaidh an úsáid ceart agus sábháilte an táirge, a chothabháil agus a ghlantachán.
- Aire! Léigh an lámhleabhar seo sula n-úsáideann tú an táirge. Beidh tú in ann an táirge a úsáid go sábháilte agus a shaoir é leathnú tríd na treoracha sa lámhleabhar seo a leanúint. I gcás amhras, téigh i gcomhairle do dhochtúra nó teiripeoir.
- Aire! D'fhéadfadh go mbeidh aimhréidí throm ar othair de bharr úsáid mhalartach an táirge lena bhfuil luaithe sna treoracha an lámhleabhar seo.
- Aire! Coinnigh an lámhleabhar seo in áit a bhfuil rochtain éasca air.
- Aire! Roimh gach úsáid, ba cheart an táirge a sheiceáil do dhochair sofheicthe, scoilteanna, uamanna scollte, micumas nó lochtanna eile a d'fhéadfadh an t-úsáideoir a chur i gcontúirt le linn a úsáide. Má fhaightear damáiste don tháirge, stop á úsáid agus déan teagmháil leis an déantóir. Ní chinntiann ach táirge slán agus a úsáid ceart a fheidhmiú cuí.
- .Aire! Níl an déantóir freagrach ach as lochtanna folaigh nó dochar a tharlaíonn le linn obráid ceart mar thoradh ar locht déantúsaíochta sa táirge.
- Aire! Níl an déantóir faoi dhlihteanas i leith fheidhmiú ceart ach nuair a cheannaítear ó dháileoir údaraithe nó siopa speisialaithe.
- Aire! Is rabhadh é i gcónaí pian a mhothú. Má leanann an phian air nó má théann sé in oclas, ní mór duit do phríomhlia nó fisiteiripeoir.
- Aire! Níor cheart an táirge seo a úsáid ach ar othar amháin.
- Aire! Ba cheart an táirge a úsáid de réir chomhairle do dhochtúra nó fisiteiripeoir.
- Roimh a úsáid, seiceáil le do thoil go bhfuil toise an táirge i gceart de réir na cairte toise. Ní chinntiann ach an toise ceart sábháilteacht agus éifeachtacht na cóireala. Laghdaíonn toise mícheart éifeachtacht na cóireala, d'fhéadfadh míchomord a mhothú agus suolmh coirp mícheart tarlú le linn a úsáid dá bharr. Ba cheart go roghaíonn an lia, miondíoltóir speisialaithe nó fisiteiripeoir atá freagrach as an othar an gléas.
- Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
- Ba cheart an craiceann sa réigiún atá i dteagmháil leis an táirge a ghlacadh. Ní mór duit caoi an chraicinn a sheiceáil go córasach. I gcás loit chraicinn nó at sna réigiúin i dteagmháil leis an táirge (m.sh. scrabhadh epideirmeach, cnéacha, gríos, eachma, at), déan teagmháil leis an lia atá freagrach le do thoil.
- Ná húsáid an táirge ar dhaoine le loit chraicinn, neamhoird théachta fola, at agus féitheacha borththa in áiteanna a dhéanann teagmháil leis an táirge gan chomhairliúchán a fháil leis an lia freagrach nó teiripeoir roimh ré.
- Bain an phacáistíocht ar fad (páipéir, plaisteach), lipéid le gearradh agus clibeanna cairtchláir de roimh a úsáid.
- Ná húsáid an táirge ach don chuspóir atá beartaithe amháin.
- Ná húsáid an toise mícheart den táirge.
- Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
- Ná húsáid an táirge má tá sé michumtha nó damáistithe.
- Ná déan iarracht an táirge a dheisiú tú féin nó ná déan aithruithe ar struchtúr an táirge.
- Ná húsáid oiriúntí nó réitigh nach bhfuil molta ag an déantóir.

  	Dearbhú chomhréireacht an táirge le riachtanais na rialachán AE. Déantóir Dáta táirgeachta Léigh lámhleabhar an úsáideora roimh a úsáid. AIRE Cosaint ar sholas na gréine Bogthaise choibhneasta stórála Teorannacha teochta stórála Stóráil in áit thirim Pacáistíocht in-athchúrsáilte Táirge leighis Uimhir bhaisce Uimhir catalóige Ba cheart go gcaithfear an pacáiste sa bhosca bruscair. Cuireann an marc “Polish Capital” béim ar nádúr áitiúil an táirge. Táirge saor ó cheimiceán Táirge molta ag speisialtóirí Táirge oiriúnach don chraiceann Táirge nuálach éifeacht uasta i dtáirge iosta Táirge éiceolaíoch Táirge hiopailléirgineach Táirge seasta Táirge soláthair tapa leighis
---	--

Blauzdos įtvaras suspaudžia ir stabilizuoja blauzdos raumenis. Sumažina skausmą ir pagerina eksudatų absorbciją bei spartina gijimo procesą.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- SAUGOS SĄLYGOS

- SAUGOS SĄLYGOS:**



— σ_{max} — максимальное напряжение в материале; $\sigma_{\text{max}} = \frac{F}{S}$;



VERZORGING EN ONDERHOUD

- 



ware threading / fasteners



Ortéz je vynikajúcim riešením pre efektívnu terapiu v prípade úrazu alebo iných stavov. Výrobky Reh4Mat oceňujú a odporúčajú špecialisti (lekári, fyzioterapeuti) aj pacienti. Naše výrobky sa vyrábajú v Poľsku a sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: export@reh4mat.com.

INDIKÁCIA

Ortéz lytky stláča a stabilizuje svaly nohy. Ortéz znižuje bolestivé syndrómy, absorbujúce modriny a zlepšuje hojenie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Výrobok musí byť udržiavaný v čistej a musí byť používaný podľa pokynov a odporúčaní výrobcu.
- Produkt čistite systematicky, v prípade potreby najmenej raz za mesiac alebo častejšie, v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby bol udržiavaný v dobrom stave.
- Ak má výrobok bočné dlahy alebo výstupy a je možné ich demontovať bez použitia náradia, pred umývaním ich vyberte.
- Umyte si ruky v teplej vode s mydlom pri teplote 30 ° C.
- Použite, keď je úplne suchý.
- Nežehlite, nechlórovajte, chemicky nečistite, nesušte v sušičke.
- Udržujte ho v suchej a čistej zóne.
- Chráňte pred vlhkosťou, extrémnymi teplotami, slnečným žiarením a suchom a mimo zdrojov tepla.

KONTRAINDIKÁCIE

- Produkt by sa mal používať podľa odporúčaní lekára alebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívajte výrobok v nesprávnej veľkosti.
- Účinnosť a bezpečnosť zaručuje iba správne zvolený rozmer v súlade s tabuľkou veľkostí, ktorá je uvedená na obale výrobku a v informačných materiáloch výrobcu.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu
- Nepoužívajte výrobok u pacientov s poruchami povrchového a hĺbového vnímania bez dozoru zákonného zástupcu.
- Pokožka v mieste nanesenia produktu by mala byť čistá. Kontrolujte stav pokožky a v prípade výskytu kožných lézií je potrebné kontaktovať lekára.
- V prípade krčových žíl, hlbokej žilovej trombózy (DVT), opuchov, používanie ortézy je povolené iba po kontakte s lekárom.
- Nepoužívajte výrobok v rozpore s účelom jeho použitia.
- Nepoužívajte výrobok v prípade poškodenia alebo deformácie tvaru.
- Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok. Neodborné zasahovanie do dizajnu produktu môže mať za následok trvalé poškodenie zdravia používateľa.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti otvoreného ohňa, alebo na horúcom povrchu. Môže to vážne zraniť používateľa a viesť k vážnemu poškodeniu zdravia.
- Ortézou používajte počas noci, iba ak to predpísal lekár.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ SAFETY RULES

- TPozor!** Táto príručka obsahuje základné informácie potrebné na správne a bezpečné používanie výrobku, údržbu a čistenie.
- Pozor!** Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod. Dodržiavanie pokynov v tejto príručke poskytuje bezpečnosť produktu a efektívnosť. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Pozor!** Použitie produktu v rozpore s návodom na obsluhu môže spôsobiť vážne škody a komplikácie.
- Pozor!** Návod si uschovajte pre budúcnosť.
- Pozor!** Skontrolujte stav produktu. Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať a obráťte sa na výrobcu. Iba nepoškodený výrobok a správne použitie zaručuje jeho správnu a bezpečnú účinnosť.
- Pozor!** Výrobca zodpovedá iba za skryté vady výrobku, resp. za mechanické poškodenia, ku ktorým došlo prirodzeným spôsobom používania.
- Pozor!** Za účinnosť a bezpečnosť produktu zodpovedá výrobca iba v prípade zakúpenia produktu u autorizovaného predajcu.
- Pozor!** Bolesť je vždy znakom varovania. Ak bolesť pretrváva, alebo sa zvyšuje, je vhodné poradiť sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.
- Pozor!** Len na použitie pre jedného pacienta.
- Pozor!** Produkt by sa mal používať iba podľa odporúčaní lekára, alebo fyzioterapeuta.
- Pred prvým použitím skontrolujte veľkosť produktu. Iba dobrá veľkosť zaručuje bezpečnosť a efektívnosť. Nesprávna veľkosť produktu znižuje účinok liečby, zvyšuje sa nepohodlie a nesprávna poloha používateľa. Určenie správnej diagnózy prenechajte na svojho lekára, alebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu.
- Pokožka v mieste nanesenia produktu by mala byť čistá. Kontrolujte stav pokožky a v prípade výskytu kožných lézií je potrebné kontaktovať lekára.
- .V prípade krčových žíl, hlbokoj žilovej trombózy (DVT), opuchov, používanie ortézy je povolené iba po kontakte s lekárom.
- Pred použitím odstráňte obal a príslušenstvo, ako sú papiere, kartičky alebo štítky.
- Nepoužívajte výrobok v rozpore s účelom jeho použitia.
- Nepoužívajte výrobok v nesprávnej veľkosti.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu.
- Nepoužívajte výrobok v prípade poškodenia alebo deformácie tvaru.
- Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.



Vážne udalosti týkajúce sa tohto zariadenia by mali byť hlásené [výrobcom] a tiež príslušnému orgánu vo vašej krajine.

Postupujte podľa INŠTRUKCIÍ, ktoré sú súčasťou produktu.

Zoznam všetkých dostupných náhradných dielov k Vami vybranému produktu je k dispozícii na adrese www.reh4mat.com.

 	Vyhlasenie, že výrobok spĺňa základné požiadavky
	Výrobca
	Dátum výroby
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Pozor!
	Chráňte pred slnečným žiarením
	Skladovanie v relatívnej vlhkosti
	Obmedzenie skladovacej teploty
	Skladujte na suchom mieste
	Obal je recyklovateľný
	Zdravotnícka pomôcka
	číslo šarže
	Katalógové číslo
	Obal z výrobku je možné vhodit' do koša
	Značka „Polish Capital“ označuje krajinu výrobcu produktu.
	Produkt bez obsahu chemikálií
	Produkt odporúčaný špecialistami
	Produkt nedráždí pokožku
	Inovatívny produkt
	Minimálne zariadenie, maximálny účinok
	Ekologický výrobok
	Hypoalergénny výrobok
	Odolný výrobok
	Produkt ER

Opomienka je odlišná riešenie za účinnosť terapiu v prípade poškodení al druhých stanj. Izdelke Reh4Mat cenijo in priporočajo strokovnjaki (zdravniki, fizioterapevti) in bolniki. Naši izdelki so proizvedeni na Poljskem in izdelani iz visoke kakovosti kakovostni materiali. V primeru kakršnih koli vprašanj nas prosim kontaktirajte: export@reh4mat.com.

INDIKACIJA

Ortoza meče stisne in stabilizira mišice noge. Ortoza zmanjša bolečino in absorbira modrice in izboljša celjenje.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek mora biti čist in ga uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca.
- Izdelek čistite sistematično, vsaj enkrat mesečno ali po potrebi. V skladu s priporočili proizvajalca in zagotovite, da je v dobrem stanju.
- Če izdelek vsebuje stranske opore ali dodatke, ki jih je mogoče razstaviti brez orodja, odstranite le te pred pranjem.
- Ročno pranje v topli vodi s milom pri temperaturi 30 ° C.
- Uporabite, ko je popolnoma suh.
- Ne likajte, ne klorirajte, ne sušite kemično, ne sušite v sušilnem stroju.
- Hranite v suhem in čistem prostoru.
- Začistite pred vlago, ekstremnimi temperaturami, sončno svetlobo, sušite stran od virov toplote.

KONTRAINDIKACIJE

- Izdelek je treba uporabljati v skladu s priporočili zdravnika ali fizioterapevta.
- Izdelka ne uporabljajte v napačni velikosti.
- Le ustrezna velikost izbrana v skladu s tabelo velikosti, ki je na voljo na embalaži izdelka in proizvajalčevih informativnih gradivih, zagotavlja učinkovitost in varnost.
- Izdelka naj ne uporabljajo ljudje in otroci z duševnimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih s površinskimi in globokimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Koža na območju nanosa izdelka mora biti čista. Nadzirajte kožo da ne pride do kožnih lezij, če, se je potrebno obrniti na zdravnika.
- V primeru krčnih žil, globoke venske tromboze (DVT), edema z uporabo ortoze je dovoljeno le po posvetu z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte v nasprotju z namenom uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru poškodb ali deformacije oblike.
- Izdelka ne poskušajte servisirati sami. Neodvisno vmešavanje v zasnovo izdelka lahko povzroči trajno škodo za zdravje uporabnika.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali na vroči površini. To lahko uporabnika resno poškoduje in povzroči resno škodo za zdravje.
- Ortozo ponocí uporabljajte le, če vam je tako predpisal zdravnik.

VARNOSTNA PRAVILA

- Pozor!** Ta priročnik vsebuje osnovne informacije, potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka, vzdrževanje in čiščenje.
- Pozor!** Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik. Po Navodila v priročniku bodo zagotovila varnost izdelka in učinkovitost. Če imate kakršna koli vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Pozor!** Uporaba izdelka, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči resne posledice zapletov.
- Pozor!** Prosimo, hranite priročnik za prihodnost
- Pozor!** Preverite stanje izdelka. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabite in se obrnite na proizvajalca. Samo nepoškodovan izdelek in pravilna uporaba zagotavljajo njegovo pravilno in varno uporabo.
- Pozor!** Proizvajalec je odgovoren samo za skrite napake na izdelku oz mehanske poškodbe ki so nastale pri naravnem načinu uporabe.
- Pozor!** Proizvajalec je odgovoren za učinkovitost in varnost izdelka samo v primeru nakupa izdelka pri pooblaščenem prodajalcu.
- Pozor!** Bolečina je vedno znak opozorila. Če bolečina ostane ali se poveča, je priporočljivo, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.
- Pozor!** Uporaba samo za enega bolnika.
- Pozor!** Izdelek je treba uporabljati v skladu s priporočili zdravnika ali fizioterapevta.
- Pred prvo uporabo preverite velikost izdelka. Le dobra velikost zagotavlja varnost in učinkovitost. Napačna velikost izdelka zmanjša učinek zdravljenja, poveča nelagodje in napačen položaj uporabnika. Pravilna uporaba pripomočka naj bo priporočena s strani zdravnika ali zdravnika terapevta.
- Izdelka naj ne uporabljajo ljudje in otroci z duševnimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Koža na območju nanosa izdelka mora biti čista. Nadzirajte kožo da ne pride do kožnih lezij, Če, se je potrebno obrniti na zdravnika.
- V primeru krčnih žil, globoke venske tromboze (DVT), edema z uporabo ortoze je dovoljeno le po posvetu z zdravnikom.
- Pred uporabo odstranite embalažo in dodatke, kot so papirji, kartice ali nalepke.
- Izdelka ne uporabljajte v nasprotju z namenom uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte v napačni velikosti.
- Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih s površinskimi in globokimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru poškodb ali deformacije oblike.
- Izdelka ne poskušajte servisirati sami.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.



V primeru resnih zapletov, ki vključujejo ta izdelek, je treba sporočiti [proizvajalcu] in pristojnemu organu v vaši državi.

Upoštevajte navodila za PRAVILNO NASTAVITEV, ki je priložena izdelku.

Seznam vseh razpoložljivih nadomestnih delov je na voljo na spletnem mestu www.reh4mat.com za izbrani izdelek.

 	Izjava, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve
	Proizvajalec
	Datum izdelave
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo
	Pozor!
	Zaščitite pred sončno svetlobo
	Shranjevanje relativne vlažnosti
	Omejitev temperature skladiščenja
	Shranjujte v suhem prostoru
	Embalažo je mogoče reciklirati
	Medicinski pripomoček
	Številka serije
	Kataloška številka
	Embalažo je treba vreči v smeti
	Znak "Polish Capital" poudarja izvor izdelka.
	Izdelek brez kemikalij
	Izdelek priporočajo strokovnjaki
	Koži prijazen izdelek
	Inovativen izdelek
	Minimalna naprava, maksimalni učinek
	Okolju prijazen izdelek
	Hipoalergeni izdelek
	Trajen izdelek
	ER izdelek

Reh4Mats produkter är moderna och innovativa, de tillverkas med hög noggrannhet av högkvalitativa material. Vår huvudmål är att tillfredsställa våra patienter. Om du har frågor kontakta din försäljare eller Reh4Mats personal direkt via e-post: export@reh4mat.com.

PRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING:

Vadskydd ger kompression och stabiliserar vadens muskler. Det minskar smärtbesvär, förbättrar absorbering av utgjutningar och påskyndar läkningsprocessen.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Produkten ska hållas ren och användas enligt tillverkarens anvisningar som anges i denna bruksanvisning.
- Rengör produkten regelbundet, minst en gång i månaden eller oftare vid behov, enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa dess bra skick.
- Om produkten har skenor (skensystem) som kan demonteras låt demontera dem före tvätt.
- Tvättas för hand i ljummet tvålatten i en temperatur på 30 °C.
- Använd överdraget när det har torkat helt.
- Stryk inte, använd inte klor, kemtvätta inte, torktumla inte.
- Produkten ska förvaras på en ren och torr plats.
- Skydda mot fukt, utsätt inte för extrema temperaturer, torka bort från värmekällor.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte produkten utan att rådfråga din läkare eller terapeut.
- Använd inte produkten i fel storlek. Effektivitet och säkerhet kan endast garanteras om storleken har valts korrekt enligt storlekstabellen som finns på produktens förpackning och tillverkarens informationsmaterial.
- Produkten ska inte användas av barn, personer med minnesstörningar, begränsad medvetenhet och psykiska problem utan vårdarens tillsyn.
- Produkten ska inte användas av personer med känselstörningar och nedsatt proprioception utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten på huden som inte har rengjorts. Det är nödvändigt att kontrollera hudens skick regelbundet under användning av produkten.
- Produkten ska inte användas av personer med hudskador, problem med blodkoagulationen, ödem och åderbräck på den plats där produkten ska sitta utan att först rådfråga sin läkare eller terapeut.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.
- Använd inte produkten om den är deformerad eller skadad.
- Försök varken reparera produkten själv eller ändra dess konstruktion på egen hand. Ett självständigt ingrepp i produktens konstruktion kan leda till en permanent skada på användarens hälsa.
- Använd endast de tillbehör eller lösningar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte produkten i närheten av öppen låga eller en het yta. Det kan leda till användarens skadas allvarligt och till en allvarlig händelskada.
- Du kan ta på ortsen endast om din läkare har rekommenderat detta.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Obs! Denna bruksanvisning innehåller grundläggande information som är nödvändig för att använda, underhålla och rengöra produkten på ett lämpligt och säkert sätt.
- Obs! Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten. Om du följer anvisningarna i denna bruksanvisning kan du använda produkten på ett säkert sätt och förlänga dess livslängd. Om du är tveksam rådfråga din läkare eller fysioterapeut.
- Obs! Om produkten används i strid med anvisningarna i bruksanvisningen finns det risk för allvarliga komplikationer.
- Obs! Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats.
- Obs! Före varje användning kontrollera produkten för synliga skador, sprickor, lösa sömmar, deformationer eller andra fel som kan utgöra en risk för användaren under användning. Om en skada på produkten konstateras sluta använda den och kontakta tillverkaren. Produktens korrekta funktion garanteras endast om den inte är skadad och används på avsett sätt.
- Obs! Tillverkaren är endast ansvarig för dolda fel eller skador som uppstår även om produkten användes på avsett sätt till följd av ett tillverkningsfel.
- Obs! Tillverkaren är ansvarig för produktens korrekta funktion endast om den har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller en speciell butik.
- Obs! Smärta är alltid en varning. Om smärta håller i sig eller blir större är det nödvändigt att kontakta sin läkare eller sjukgymnast.
- Obs! Produkten ska endast användas av en patient.
- Obs! Produkten ska användas enligt läkarens eller sjukgymnastens anvisningar.
- Före första användning kontrollera att produktens storlek är korrekt vald, enligt storlekstabellen. Behandlingens effektivitet och säkerhet kan endast garanteras om storleken har valts korrekt. Om storleken har valts fel blir behandlingen mindre effektiv, kan det leda till obehag och fel kroppsställning under användning. Produkten ska väljas av din läkare, en professionell återförsäljare eller sjukgymnast.
- Produkten ska inte användas av personer med känselstörningar och nedsatt proprioception utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten på huden som inte har rengjorts. Det är nödvändigt att kontrollera hudens skick regelbundet under användning av produkten.
- Produkten ska inte användas av personer med hudskador, problem med blodkoagulationen, ödem och åderbräck på den plats där produkten ska sitta utan att först rådfråga sin läkare eller terapeut.
- Före användning ta bort allt förpackningsmaterial (i papper och plast), lappar som ska klippas bort och kartongetiketter.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.
- Använd inte produkten i fel storlek.
- Produkten ska inte användas av barn, personer med minnesstörningar, begränsad medvetenhet och psykiska problem utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten om den är deformerad eller skadad.
- Försök varken reparera produkten själv eller ändra dess konstruktion på egen hand.
- Använd endast de tillbehör eller lösningar som rekommenderas av tillverkaren

Varje allvarliga tillbud med produkten ska anmälas till tillverkaren och en lämplig myndighet i den medlemsstat, där användaren eller patienten har sin hemvist.

TA PÅ PRODUKTEN enligt de medföljande anvisningarna.

En fullständig reservdelsförteckning kan laddas ner från webbplatsen www.reh4mat.com, vid den aktuella produkten.



Intyg om bedömning av överensstämmelse med EU:s väsentliga krav

Tillverkare

Produktionsdatum

Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten

OBS

Skydda mot solljus

Relativ luftfuktighet för förvaring

Begränsning av förvaringstemperatur

Förvaras torrt

Förpackningen är återvinningsbar

Medicinteknisk produkt

Partinummer

Katalognummer

Förpackningen ska slängas i en vanlig soptunna

Symbolen "Polski Kapital" [Polens kapital] betyder att det är en lokal produkt.

Fri från kemikalier

Rekommenderas av specialister

Hudvänlig

Innovativ produkt

Maximal effekt i minimumprodukt

Miljövänlig produkt

Allergivänlig produkt

Hållbar produkt

Snabb medicinsk försörjning

A Reh4Mat termékek modernék és innovatívak, nagy gondossággal, a legjobb minőségű anyagokból készülnek. Legfontosabb célunk a páciensek elégedettségének elérése. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a Reh4Mat alkalmazotti@reh4mat.com e-mailben: export@reh4mat.com.

A TERMÉK RENDELTEJÉSE

A sípcsontmerevítő összennyomja és stabilizálja a vádlimuszkokat. Zmniejsza ona dolegliwości bólowe oraz poprawia wchłanianie wysięków i przyspiesza proces gojenia.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A terméket tisztán kell tartani és a gyártó e kézikönyvben található ajánlásainak megfelelően kell használni.
- A termék tisztítását rendszeresen, legalább havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban kell elvégezni a gyártó ajánlásainak megfelelően, biztosítva a termék megfelelő állapotban tartását.
- Ročno pranje v topli vodi z milom pri temperaturi 30 °C.
- Csak a takaró teljes száradda után használható.
- Ne likajte, ne klorirajte, ne sušite kemično, ne sušite v sušilnem stroju.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyiségben.
- Védje a nedveségtől, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, hőforrástól távol szárítsa.

ELEENJAVALLATOK

- Ne használja a terméket anélkül, hogy konzultálna kezelőorvosával vagy terapeutájával.
- Ne használjon nem megfelelő méretű terméket. Csak a termék csomagolásán és a gyártó tájékoztató anyagaiban található méret táblázat szerint megfelelő kiválasztott méret garantálja a hatékonyságot és a biztonságot.
- Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Ne használja a terméket olyan személyeken, akiknek károsodott a felszíni vagy mélyszennyezés rendszere, górdozó felügyelete nélkül.
- Ne alakmazzza a terméket szennyezett bőrön. A termék használata során rendszeresen ellenőrizni kell a bőr állapotát.
- Ne használja a terméket bőrelváltozásokkal, vérárvadási zavarokkal, duzzanattal és visszérrel küzdő személyeknél a tapadás területén a kezelőorvossal vagy terapeutával való előzetes konzultáció nélkül.
- Ne használja a terméket a rendeltetészerű használatától eltérő módon.
- Ne használja a terméket, ha az deformálódott vagy sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, és ne végezzen semmilyen változtatást a termék kialakításán. A termék konstrukciójába való önálló beavatkozás maradandó egészségkárosodást okozhat a felhasználónak.
- Ne használjon nem a gyártó által ajánlott tartozékokat vagy megoldásokat.
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében vagy forró felületen. Ez súlyosan megsebesítheti a felhasználót, és súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
- Ortozo ponczi uporabljajte le, če vam je tako predpisal zdravnik.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Figyelem! Jelen utasítás a termék helyes és biztonságos használatához, karbantartásához és tisztításához szükséges alapvető információkat tartalmazza.
- Figyelem! A termék használata előtt a felhasználó köteles jelen utasítást megismerni. A jelen utasításban található útmutatások betartása lehetővé teszi a termék biztonságos használatát és élettartamának meghosszabbítását. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához vagy gyógytornászához.
- Figyelem! Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Figyelem! Ezt az utasítást tárolja könnyen hozzáférhető helyen.
- Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizni kell a termékkel a látható sérülések, repedések, laza varratok, deformációk vagy egyéb olyan hibák tekintetében, amelyek használat közben veszélyeztethetik a felhasználót. Ha a termék sérültnek bizonyul, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval. Csak a sérülésmentes termék és annak helyes használata garantálja a megfelelő működést.
- Figyelem! A gyártó csak a termék gyártási hibájából eredő rejtett hibáért vagy a rendeltetészerű működés közben bekövetkező sérülésekért vállal felelősséget.
- Figyelem! A gyártó csak akkor vállal felelősséget a termék megfelelő működéséért, ha azt hivatalos forgalmazóval vagy szaküzlettel vásárolta.
- Figyelem! A fájdalom mindig figyelmeztetés. Ha a fájdalom továbbra is fennáll vagy súlyosodik, feltétlenül keresse fel a kezelőorvosát vagy gyógytornászát.
- Figyelem! A terméket csak egy páciens használhatja.
- Figyelem! A terméket a kezelőorvos, vagy rehabilitációvezető utasításai szerint használja!
- Első használatba vétel előtt győződjön meg, hogy a méretválasztás megfelelő-e, a mellékelt méret táblázat alapján. Csak a megfelelően megválasztott méret garantálja a terápia biztonságosságát és hatékonyságát. A helytelenül megválasztott méret csökkenti a terápia hatását, diszkomfort érzést okozhat és használat közben rossz testtartást okozhat. A kiválasztást a kezelőorvos, szakeladó, vagy a rehabilitáció-vezető kell, hogy végezze.
- Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Ne alakmazzza a terméket szennyezett bőrön. A termék használata során rendszeresen ellenőrizni kell a bőr állapotát.
- Ne használja a terméket bőrelváltozásokkal, vérárvadási zavarokkal, duzzanattal és visszérrel küzdő személyeknél a tapadás területén a kezelőorvossal vagy terapeutával való előzetes konzultáció nélkül.
- A használat megkezdése előtt minden csomagolóanyagot (papír, műanyag), levágandó rögzítőelemet, kartoncímkéket el kell távolítani a termékről.
- Ne használja a terméket a rendeltetészerű használatától eltérő módon.
- Ne használjon nem megfelelő méretű terméket.
- Ne használja a terméket, ha az deformálódott vagy sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, és ne végezzen semmilyen változtatást a termék kialakításán.
- Ne használjon nem a gyártó által ajánlott tartozékokat vagy megoldásokat.

Minden, a termékkel kapcsolatos komoly incidenst jelenteni kell a Gyártónak és azon tagország illetékes szervének, amelyben a termék felhasználója lakik.

Követni kell a termékhez csatolt FELHELYEZÉSI MÓD-ot.

Valamennyi hozzáférhető alkatrész és kiegészítő megtalálható a www.reh4mat.pl oldalon a kiválasztott termék mellett.



Igazolás arról, hogy a termék megfelel az EU-s rendeletek alapvető követelményeinek.

Gyártó

Gyártási dátum

Használat előtt ismerkedjen meg a kezelési utasítással

Figyelem

Óvja a nap sugárzástól

Relatív páratartalom tároláskor

Tárolási hőmérséklet korlátozás

Száraz helyen tárolni

A csomagolás újrahasznosítható

Egészségügyi termék

Tételszám

Katalógusszám

A csomagolást dobja a szemetesbe

A „Polski Kapital” jelzés a termék származását igazolja

A termék vegyszermentes

A terméki szakértők által ajánlott

A termék bőrbarát

Innovatív termék

maximális hatás minimális termékkel

Környezetbarát termék

Hipoallergén termék

Tartós termék

Gyors orvosi ellátás terméke

I prodotti innovativi Reh4Mat sono realizzati con la massima cura con materiali di altissima qualità. Il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del paziente. In caso di domande, contattare il venditore oppure direttamente un rappresentante di Reh4Mat all'indirizzo e-mail: export@reh4mat.com.

USO PREVISTO

Il tutore per polpaccio comprime e stabilizza i muscoli del polpaccio. Riduce il dolore, migliora l'assorbimento dei versamenti e accelera il processo di guarigione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Il prodotto deve essere mantenuto pulito e utilizzato secondo le raccomandazioni del produttore specificate nel presente manuale.
- Deve essere pulito regolarmente, almeno una volta al mese o più spesso se necessario, secondo le raccomandazioni del produttore, che assicurano il mantenimento del prodotto in buone condizioni.
- Se sono presenti stecche nel prodotto ed è possibile rimuoverle facilmente, devono essere rimosse prima del lavaggio.
- Lavare a mano in acque tiepida e sapone a 30 °C.
- Utilizzare dopo l'asciugatura completa della copertura.
- Non stritare, non clorare, non lavare a secco, non asciugare con l'asciugatrice.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.
- Proteggere dall'umidità, non esporre a temperature estreme, asciugare il prodotto lontano da fonti di calore.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto senza consultare il proprio medico o terapeuta.
- Non utilizzare la misura sbagliata del prodotto.
- Solo la taglia corretta, selezionata secondo la tabella delle taglie disponibile sulla confezione del prodotto e negli opuscoli informativi del produttore, garantisce l'efficacia e la sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con bambini, pazienti con problemi di memoria, con coscienza ridotta e malati mentali senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto con persone con sensibilità superficiale o profonda compromessa senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto sulla pelle sporca. È necessario controllare sistematicamente le condizioni della pelle mentre si usa il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con lesioni cutanee, disturbi della coagulazione del sangue, gonfiori e vene varicose nelle zone di contatto con il prodotto senza aver prima consultato il medico curante o il terapeuta.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato o danneggiato.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli o di apportare modifiche alla struttura del prodotto. Qualsiasi interferenza con il design del prodotto può causare danni permanenti alla salute dell'utente.
- Non utilizzare accessori o soluzioni non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o su una superficie calda. In caso contrario, l'utente può riportare lesioni gravi e possono risultare gravi danni alla salute.
- Il tutore può essere indossato di notte solo se raccomandato dal medico curante.

REGOLE DI SICUREZZA

- Attenzione! Il presente manuale fornisce le informazioni di base necessarie per l'uso corretto e sicuro del prodotto, la manutenzione e la pulizia.**
- Attenzione! Leggere il presente manuale prima di usare il prodotto. Seguendo le istruzioni del manuale, sarà possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro e prolungare il suo ciclo di vita. In caso di dubbi, consultare il medico o il fisioterapista.**
- Attenzione! L'uso del prodotto in contrasto con le istruzioni incluse nel presente manuale può provocare gravi complicazioni.**
- Attenzione! Conservare il manuale in un luogo accessibile.**
- Attenzione! Prima di ogni utilizzo, il prodotto deve essere controllato per danni visibili, crepe, cuciture allentate, deformazioni o altri difetti che potrebbero mettere in pericolo l'utente durante l'uso. Se il prodotto viene trovato danneggiato, interrompere l'utilizzo e contattare il produttore. Solo un prodotto non danneggiato e il suo uso corretto garantiscono il corretto funzionamento.**
- Attenzione! Il produttore è responsabile solo dei difetti latenti o dei danni che si verificano durante il funzionamento corretto a causa di un difetto di fabbricazione del prodotto.**
- Attenzione! Il produttore è responsabile del corretto funzionamento del prodotto solo se questo viene acquistato da un distributore autorizzato o da un negozio specializzato.**
- Attenzione! Il dolore è sempre un segnale d'allarme. Se il dolore persiste o peggiora, consultare il medico di base o il fisioterapista.**
- Attenzione! Il prodotto deve essere usato da un solo paziente.**
- Attenzione! Il prodotto deve essere usato come raccomandato dal medico o dal fisioterapista.**
- Prima del primo utilizzo, controllare che la misura del prodotto sia corretta secondo la tabella delle taglie. Solo la misura corretta garantisce la sicurezza e l'efficacia del trattamento. Una taglia errata riduce l'efficacia del trattamento, può causare disagio e portare a una cattiva posizione del corpo durante l'uso. Il dispositivo deve essere scelto dal medico curante, da un rivenditore specializzato o da un fisioterapista.
- Non utilizzare il prodotto con bambini, pazienti con problemi di memoria, con coscienza ridotta e malati mentali senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto sulla pelle sporca. È necessario controllare sistematicamente le condizioni della pelle mentre si usa il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con lesioni cutanee, disturbi della coagulazione del sangue, gonfiori e vene varicose nelle zone di contatto con il prodotto senza aver prima consultato il medico curante o il terapeuta.
- Rimuovere tutti gli imballaggi (carta, plastica), le etichette da tagliare e quelle di cartone prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non utilizzare la misura sbagliata del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con sensibilità superficiale o profonda compromessa senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato o danneggiato.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli o di apportare modifiche alla struttura del prodotto.
- Non utilizzare accessori o soluzioni non consigliati dal produttore.

Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere comunicato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente.

Seguire le ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO incluse nel prodotto.

Un elenco di tutte le parti di ricambio disponibili è disponibile su www.reh4mat.com accanto al prodotto selezionato.



Attestazione di conformità del prodotto con i requisiti essenziali dei regolamenti UE

Produttore

Data di produzione

Leggere il manuale utente prima dell'uso.

ATTENZIONE

Proteggere dalla luce del sole

Limiti della temperatura di stoccaggio

Begränsning av förvaringstemperatur

Conservare in un luogo asciutto

Imballaggio riciclabile

Prodotto medico

Numero di lotto

Numero di catalogo

L'imballaggio deve essere gettato nella spazzatura

Il marchio "Polish Capital" sottolinea la natura locale del prodotto.

Prodotto senza sostanze chimiche

Prodotto raccomandato da specialisti

Prodotto delicato sulla pelle

Prodotto innovativo

Grande effetto in dispositivo piccolo

Prodotto ecologico

Prodotto ipoallergenico

Prodotto durevole

Prodotto di fornitura medica rapida

Orteza este o soluție excelentă pentru o terapie eficientă în caz de rănire sau alte afecțiuni. Produsele Reh4Mat sunt apreciate și recomandate de specialiști (medici, kinetoterapeuți) și de pacienți. Produsele noastre sunt produse în Polonia și fabricate din materiale de înaltă calitate. În cazul oricăror întrebări, nu ezitați să ne contactați: export@reh4mat.com.

INDICAȚII

Orteza gambei comprimă și stabilizează mușchii picioarelor. Această orteză reduce sindromul dureros și absoarbe vântățile și îmbunătățește vindecarea.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Produsul trebuie să fie menținut curat și utilizat conform recomandărilor producătorului.
- Curățați produsul în mod sistematic, cel puțin o dată pe lună sau mai mult de zece zile, dacă este necesar, în conformitate cu recomandările producătorului.
- Dacă produsul deține atele sau inserții laterale și este posibil să le demontați fără orice unelte, scoateți-le înainte de spălare.
- Se spală de mână în apă caldă cu săpun la temperatura de 30 ° C.
- Ase utiliza când este complet uscat.
- Nu călcați, nu folosiți clor, nu curățați chimic, nu uscați în rufe.
- Păstrați-l într-o zonă uscată și curată.
- Protejați de umiditate, temperaturi extreme, lumina soarelui, uscați fara sursele de căldură

CONTRAINDICAȚII

- Produsul trebuie utilizat în conformitate cu recomandările unui medic sau kinetoterapeut.
- Nu utilizați produsul într-o mărime greșită.
- Doar o mărime corect montată, în conformitate cu tabelul de dimensiuni, disponibilă pe ambalajul produsului și pe materialele informative ale producătorului, garantează eficacitatea și siguranța.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără controlul unui tutore.
- Nu utilizați produsul la pacienții cu tulburări de superficiale sau accentuate fără supravegherea unui tutore.
- Pielea din zona în care se aplică produsul trebuie să fie curată. Controlează starea pielii și în cazul apariției leziunilor cutanate, este necesar să contactați un medic.
- În cazul varicelor, tromboza venoasă profundă (TVP), edem utilizarea ortezei este permisă numai după contactul cu medicul.
- Nu utilizați produsul decât pentru scopul său de utilizare.
- Nu utilizați produsul în caz de deteriorare sau deformare a formei.
- Nu încercați să întrețineți singur acest produs. Interferența independentă cu proiectarea produsului poate duce la deteriorarea permanentă a sănătății utilizatorului.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producător.
- Nu utilizați produsul în apropierea unei flăcări deschise sau pe o suprafață fierbinte. Acest lucru poate răni grav utilizatorul și poate duce la deteriorarea gravă a sănătății.
- Utilizarea ortezelor în timpul nopții trebuie să se facă numai dacă acest lucru a fost prescris de medicul dumneavoastră.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Atenție! Acest manual conține informații de bază necesare pentru utilizarea corectă și sigură a produsului, întreținere și curățare.**
- Atenție! Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual. Urmărind instrucțiunile incluse în manual se ofera siguranța produsului și eficacitate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați profesionistului dvs.**
- Atenție! Utilizarea produsului neconform manualului poate cauza probleme grave complicate.**
- Atenție! Vă rugăm să păstrați manualul pentru viitor.**
- Atenție! Verificați starea produsului. Dacă produsul este deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați producătorul. Doar un produs nedeteriorat și o utilizare adecvată garantează funcționarea corectă și sigură a acestuia.**
- Atenție! Producătorul este responsabil numai pentru defectele ascunse ale produsului sau daune mecanice survenite în modul natural de utilizare.**
- Atenție! Producătorul este responsabil pentru eficacitatea și siguranța produsului numai în cazul achiziționării produsului de la vânzătorul autorizat.**
- Atenție! Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea se menține sau crește, este recomandat să vă consultați medicul sau kinetoterapeutul.**
- Atenție! Se folosește de un singur pacient.**
- Atenție! Produsul trebuie utilizat în conformitate cu recomandările unui medic sau fizioterapeut.**
- Înainte de prima utilizare, verificați mărimea produsului. Doar mărimea corectă garantează siguranță și eficacitate. O mărime greșită a produsului scade efectul tratamentului, crește disconfortul și poziția greșită a utilizatorului. Utilizarea corectă a corsetului în funcție de diagnosticul pus de către medic sau terapeut.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără tutore Control.
- Pielea din zona în care se aplică produsul trebuie să fie curată. Controlează starea pielii și în cazul apariției leziunilor cutanate, este necesar să contactați un medic.
- În cazul varicelor, tromboza venoasă profundă (TVP), edem utilizarea ortezii este permisă numai după contactul cu medicul.
- Înainte de utilizare, scoateți ambalajul și accesoriile, cum ar fi hârta, cardurile sau etichetele.
- Nu utilizați produsul decât pentru scopul său de utilizare.
- Nu utilizați produsul într-o dimensiune greșită.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără tutore Control.
- Nu utilizați produsul în caz de deteriorare sau deformare a formei.
- Nu încercați să întrețineți singur acest produs.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producător.

Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât [producătorului], cât și către autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

Vă rugăm să urmați CONFIGURĂRILE incluse cu produsul.

O listă cu toate piesele de schimb disponibile este disponibilă la www.reh4mat.com, pentru produsul selectat.



Declarația că produsul îndeplinește cerințele esențiale

Producator

Data fabricatiei

Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

ATENȚIE!

Protejați de lumina soarelui

Depozitare la umiditate indicata

Depozitare la temperature indicata

A se păstra într-un loc uscat

Ambalajul este reciclabil

Dispozitiv medical

Numar lot

Număr de catalog

Ambalajul trebuie aruncat la gunoi

Semnul „Capitală poloneză” subliniază localitatea produsului.

Produs fără substanțe chimice

Produs recomandat de specialiști

Produs prietenos cu pielea

Produs inovator

Dispozitiv minim, efect maxim

Produs ecologic

Produs hipoaergenico

Produs durabil

Produs ER

Inovatievi **Reh4Mat** izstrādājumi ir īpaši rūpīgi izgatavoti no augstākās kvalitātes materiāliem. Mūsu galvenais mērķis ir pacientu labasajai. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdz,azinieties ar savu izplatītāju vai tieši ar **Reh4Mat** pārstāvi, rakstot uz e-pastu: export@reh4mat.com.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Kāju ikru ortoze spasiēz un stabilizē kāju ikrus muskuļus. Tas mazina sāpes un uzlabo izsvīdumu uzsūkšanos, kā arī paātrina dzīšanas procesu.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Izstrādājums jāuztur tīrs un jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.
- Izstrādājums jāīrina regulāri, vismaz reizi mēnesī vai biežāk, ja nepieciešams, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, tādējādi nodrošinot, ka izstrādājuma tiek uzturēts labā stāvoklī.
- Ja izstrādājumā ir šinas un tās ir iespējams viegli noņemt, pirms mazgāšanas tās jāizņem.
- Mazgājiet ar rokām remdenā ziepjūdenī 30°C temperatūrā.
- Rūpīgi izskalojiet, lietojiet, kad tas ir pilnīgi sauss.
- To nedrīkst mazgāt, gludināt, hlorēt, tīrīt ķīmiskajā tīrītavā, žāvēt centrifūgā.
- Uzglabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā.
- Aizsargājiet no mitruma, nepakļaujiet pārmērīgi augstām temperatūrām, žāvējiet izstrādājumu tālu no karstuma avotiem.

KONTRINDIKĀCIJAS

- Nelietojiet izstrādājumu, ja neesat konsultējies ar savu veselības aprūpes speciālistu vai terapeitu.
- Neizmantojiet nepareiza izmēra izstrādājumu. Tikai piemērots izmērs, kas izvēlēts saskaņā ar izmēru tabulu, kura ir pieejama uz izstrādājuma iepakojuma un ražotāja informatīvajos bukletos, garantē izstrādājuma efektivitāti un drošību.
- Produktu nedrīkst lietot bērniem, pacientiem ar atmiņas traucējumiem, ar pazeminātu apziņas līmeni un psihiski slimiem pacientiem bez aprūpētāja uzraudzības.
- Produktu nedrīkst lietot personām ar virspusējas vai dziļas jušanas traucējumiem bez aprūpētāja uzraudzības.
- Nelietojiet izstrādājumu uz netīras ādas. Produkta lietošanas laikā sistemātiski jāpārbauda ādas stāvoklis.
- Nelietot produktu cilvēkiem ar ādas bojājumiem, asins recēšanas traucējumiem, pietūkumu un paplašinātām vēnām vietās, kas saskaras ar produktu, bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstējošo ārstu vai terapeitu.
- Neizmantojiet izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā paredzēts.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir deformēts vai bojāts.
- Nemēģiniet labot izstrādājumu paši vai veikt jebkādas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā. Jebkāda iejaukšanās izstrādājuma konstrukcijā var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu tā lietotāja veselībai.
- Neizmantojiet piederumus vai līdzekļus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Nelietojiet izstrādājumu nakī, iepriekš nekonsultējoties ar veselības aprūpes speciālistu vai terapeitu.
- Nelietojiet izstrādājumu atklātas liesmas tuvumā vai uz karstas virsmas. Tas var smagi savainot lietotāju un radīt nopietnas veselības traumas.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Bridinājums!** Šajā rokasgrāmatā ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama pareizai un drošai izstrādājuma lietošanai, apkopei un tīrīšanai.
- Bridinājums!** Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu ievērošana ļaus droši lietot izstrādājumu un pagarināt tā kalpošanas laiku. Ja rodas neskaidrības, konsultējieties ar ārstu vai fizioterapeitu.
- Bridinājums!** Produkta lietošana neatbilstoši šajā rokasgrāmatā iekļautajiem norādījumiem var izraisīt nopietnus sarežģījumus.
- Bridinājums!** Glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā.
- Bridinājums!** Pirms katras lietošanas ir jāpārbauda, vai izstrādājumā nav redzami bojājumi, plaisas, vaļiņas šuves, deformācijas vai citi defekti, kas varētu apdraudēt lietotāju lietošanas laikā. Ja tiek konstatētas, ka izstrādājums ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar ražotāju. Tikai nebojāts izstrādājums un tā pareiza lietošana garantē tā pareizu darbību.
- Bridinājums!** Ražotājs ir atbildīgs tikai par slēptajiem defektiem vai bojājumiem, kas radušies pareizas ekspluatācijas laikā ražošanas defekta dēļ.
- Bridinājums!** Ražotājs ir atbildīgs par izstrādājuma pareizu darbību tikai tad, ja tas ir iegādāts no pilnvarota izplatītāja vai specializētā veikalā.
- Bridinājums!** Sāpes vienmēr ir brīdinājuma zīme. Ja sāpes saglabājas vai pastiprinās, jāvērsas pie primārās aprūpes ārstā vai fizioterapeita.
- Bridinājums!** Produktu atļauts lietot tikai vienam pacientam.
- Bridinājums!** Produkts jālieto atbilstoši ārstā vai fizioterapeita ieteikumiem.
- Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdz,uz, pārbaudiet, vai izstrādājuma izmērs ir pareizs saskaņā ar izmēru tabulu. Tikai pareizs izmērs garantē ārstēšanas drošību un efektivitāti. Nepareiza izmēra noteikšana samazina ārstēšanas efektivitāti, var radīt diskomfortu un izraisīt nepareizu ķermeņa stāvokļa ierobežošanas laikā. Ierīce ir jāizvēlas lietošanai saskaņā ar speciālistam mazumtirgotājam vai fizioterapeitam.
- Ilgstoša izstrādājuma lietošana var izraisīt locītavu aktīvo un pasīvo kustību ierobežojumus. Ja nav kontrindikāciju, pasīvos vingrinājumus ieteicams veikt vairākas reizes dienā. Vingrinājumus individuāli izvēlas fizioterapeits pēc ārstējošā ārsta rekomendācijām.
- Ādai, kas atrodas saskarē ar izstrādājumu, jābūt tīrai. Nepieciešams sistemātiski pārbaudīt ādas stāvokli. Ja rodas ādas bojājumi vai pietūkums vietās, kas saskaras ar izstrādājumu (piemēram, epidermas nobrāzumi, brūces, izsitumi, ekzēma, pietūkums), sazinieties ar ārstējošo ārstu.
- Ortoze var nēsāt nakī tikai pēc ārstējošā ārsta ieteikuma. Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu (papīra, plastmasas), nogriežamās etiķetes un kartona birkas.

Ta kainotoma priodina Reh4Mat katasekouidzontai me apoluti prosoxhi apo ta uphloterhs potihitas ulaki. Priatarkhoks mas stoxos einai h ikanopihsh twn asqhwn. Ean exete opoiodeothte erwhtishs, parakaloume epikoinwnhsh me ton pwlhthi sas h epikoinwnhste apewthias me enan ekpistrousto ths **Reh4Mat** sto email: export@reh4mat.com.

PROBLEIOMENH XRHSH

O nārthkas gāmpos symptēzi kai statheropoiē tous mōs ths gāmpos. Mēiwnei ton pōno kai belōiwnei tnh aporōrophōrh twn exhmōswn, epitaxōnwntas th diadikasia epōulōshs.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- To priodn prētai me diatprēthi kaqhōr kai na xrhsmatopoiētai sūfwona me ths susstāsēs peribalhōshs pou kaqhōrōntai sto parōn exchiridhō.
- To priodn prētai na kaqhōrētai taktiki, tolōghōntwn mīa forā to mēna h synkōtēra enō einai aparaithō, sūfwona me ths susstāsēs tou katasekousathē, gēgonōs pou exasphalēzi ōti to priodn diatprētai se kalē katāstasē.
- Eān upārchoun akidēs sto priodn kai einai dynatōn na afairethōūn ēukōla, tha prētai me asfairethōūn prhn apō to plōsimo.
- Plēnēte sto xēri me xliarō saptonōnēro stous 30°C.
- Explūnēte kalō, xrhsmatopoiēsite to ōtan stegnōwntēs entelōws.
- Mhn sidērōwntē, mhn xlwriōwntē, mhn upōblāte se stegnokathārima, mhn stegnōwntē sto stegnōwtērio.
- Apothēkēste to priodn se kaqhōrō kai xhriō mēros.
- Prostatēpste to priodn apō tnh ugrasia, mhn to ekthēte se akraies thermokrasies, stegnōwntē to priodn makri apō tnhēs thermōtētas.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn xwhrs na symbolēuteitē ton pārocho ugeionomikhēs peribalhōshs h tōn therapeutikhēs sas.
- Mhn xrhsmatopoiēte to lābōs mēgehos tou priodntōs. Mōno to katālhllo mēgehos, epilēmēno sūfwona me ton pīnaka meghōn pou upārchi sth suskeuasā sto priodntōs kai sta enhmēriwta fyllōdīa tou katasekousathē, egghnati tnh apoteleamatikōtēta kai tnh asphāleia tou priodntōs.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn se paidiā, asqhneis me diatarachēs mnēmhs, me mēiwmnē sunēidshh kai psychikā asqhneis xwhrs tnh epiblēsh enōs fronotithē.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn se ātoma me mēiwmnē epitfanēsiakē h badiā sunaiσthsh xwhrs tnh epiblēsh enōs fronotithē.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn se akātharo dhēma. Prētai me elēgchete sushtmatikā tnh katāstasē tou dhēmatos katā th xrhsh tou priodntōs.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn se ātoma me dhmatikhēs allōiōsēs, diatarachēs ths pēshs tou ālmtos, oīdhmōs kai krosōs stis perakhēs epafhēs h me to priodn xwhrs proghōwmenē sunēidshh me ton therapeutikhē priodn h tōn bēthōn.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn gia āllo skopō ekts apō ton problētmēno.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn enō einai paramorfwōmēno h katēstramēno.
- Mhn epixēirhste na episkeuāste to priodn mōni sas h na kānete allagēs sth dohē tou priodntōs. Opoiōdēpote parēmباسh ston sxēdiasmō tou priodntōs mporei na prokalēsei mōnmh blāsh stnh ugeia tou xrhsth.
- Mhn xrhsmatopoiēte exarthēmata h dialēmata pou den sunistōntai apō ton katasekousathē.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn th nūcta xwhrs na symbolēuteitē prōta ton pārocho ugeionomikhēs peribalhōshs h tōn therapeutikhēs sas.
- Mhn xrhsmatopoiēte to priodn konatē se anoxithēs fōlōgēs h se kaupē epitfanēia. Autō mporei na trauumatisei sofarā ton xrhsth kai na oīghnise se sofarēs blābēs stnh ugeia.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Prosoxhi!** To parōn exchiridhō parēchi basikēs plhrophorēs pou einai aparaithēs gia th swsth kai asphali xrhsh tou priodntōs, th suntērhsh kai ton kaqhōrismō tou.
- Prosoxhi!** Diabāste to parōn exchiridhō prhn xrhsmatopoiēsite to priodn. H tprsh twn oghwnōn kai tōn parōntōs exchiridhō tha sas epitlēnei na xrhsmatopoiēsite to priodn me asphāleia kai na paratēriente ton kōklo (wēs tou). Se prēptwsh amfiboliās, symbolēuteitē ton iatrō h tōn fusiokherapeutikhēs sas.
- Prosoxhi!** H xrhsh tou priodntōs se antībhsh me ths oīghnēs pou perilambānontai sto parōn exchiridhō mporei na prokalēsi sofarēs epitlokēs.
- Prosoxhi!** Fulāzēte to parōn exchiridhō se prosbāsimo mēros.
- Prosoxhi!** Prhn apō kādē xrhsh, to priodn prētai me elēgchēta gia oratēs zhmiēs, rowmēh, kalārēs rafēs, paramorfwōsēs h ālla elattōmata pou tha mpotōrōsan na thsōoun thn xrhsth se kīnduno katā th xrhsh. Eān diapistwēth ōti to priodn exei upostēi zhmiā, stamatēsite na to xrhsmatopoiēte kai epikoinwnhste me ton katasekousathē. Mōno ēna oīhiko priodn kai h swsth xrhsh tou egghwnati tnh orhē leitourgia th.
- Prosoxhi!** O katasekousathēs eūthēnetai mōno gia lanthānonta elattōmata h zhmiēs pou prokūptoun katā tnh orhē xrhsh ws apotēλεσμα katasekousatikō elattōmatos tou priodntōs.
- Prosoxhi!** O katasekousathēs eūthēnetai gia tnh orhē leitourgia tou priodntōs mōno enō autō exei agorastēi apō ēxousiodosthmēno dianomēa th ēξειδικευμένο κατστήμα.
- Prosoxhi!** O pōnos einai pānta ēna proēidopoihtikō shmēdi. Eān o pōnos epitmēni h epitēnwntetai, prētai na episkephēite ton giatrō prwtobāthmās peribalhōshs h tōn fusiokherapeutikhēs sas.
- Prosoxhi!** To priodn prētai na xrhsmatopoiētai mōno apō ēnan asqhni.
- Prosoxhi!** To priodn prētai na xrhsmatopoiētai ōpws suniatāti apō ton iatrō h tōn fusiokherapeutikhēs sas.
- Prhn apō tnh prōtē xrhsh, parakaloume elēgchēte ōti to mēgehos tou priodntōs einai swstō, sūfwona me ton pīnaka meghōn. Mōno to swstō mēgehos egghnati tnh asphāleia kai tnh apoteleamatikōtēta ths therapeutēs. Ένα λανθασμένο μέγεθος μειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να οδηγήσει σε κακή θέση του σώματος κατά τη χρήση. Η συσκευή πρέπει να επιλεγεί από τον θεράποντα ιατρό, έναν εξειδικευμένο έμπορο λιανικής πώλησης ή έναν φυσικοθεραπευτή.
- To dhēma stnh periochi pou ērchetai se epafhē me to priodn prētai me einai kaqhōrō. Prētai me elēgchēte sushtmatikā tnh katāstasē tou dhēmatos. Se prēptwsh dhmatikhēs allōiōswn h oīdhmōswn stis perakhēs epafhēs me to priodn (t.t.x. epitērmēkēs ekdōrēs, plhghs, eānthēma, ekzēma, oīdhma), epikoinwnhste me ton thsōnto iatrō.
- Aparēsite ōlēs ths suskeuasēs (chārtines, plastikhēs), ths etikētēs pros atokotē kai ths etikētēs apō chārtōni prhn apō th xrhsh.

Kāde sofarō peristatikō pou sxetizētai me th suskeuē prētai na koinopoiētai ston katasekousathē kai stnh armhōdia arkhē tou Krātous-Mēlous sto opoio diāmēni o xrhsthēs h o asqhniēs.

Ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ που περιλαμβάνονται στο προϊόν.

Ένας κατάλογος όλων των διαθέσιμων ανταλλακτικών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: www.reh4mat.com για το επιλεγμένο προϊόν.

Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ

Κατασκευαστής

Ημερομηνία παραγωγής

Vā rugām sā citīti manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προστατέψτε από το ηλιακό φως

Σχετική υγρασία αποθήκευσης

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

Αποθήκευση σε ξηρό μέρος

Ανακυκλώσιμη συσκευασία

Ιατρικό προϊόν

Αριθμός παρτίδας

Αριθμος καταλογου

Η συσκευασία πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια

Το σήμα “Polish Capital” τονίζει τον τοπικό χαρακτήρα του προϊόντος

Προϊόν χωρίς χημικά

Προϊόν που συνιστάται από ειδικούς

Προϊόν φιλικό προς το δέρμα

Καινοτόμο προϊόν

Μέγιστο αποτέλεσμα σε ελάχιστη συσκευή

Οικολογικό προϊόν

Υποαλλεργικό προϊόν

Ανθεκτικό προϊόν

Προϊόν ταχείας ιατρικής προμήθειας

مقاييم Reh4Mat هي عبارة عن جهائز متقدمة ومبتكرة يتم تصنيعها بفاائق الدقة من المواد الأعلى جودة. هدفنا النهائي إرضاء المرضى.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال مع البائع أو مباشرة مع عميل Reh4Mat عن طريق البريد الإلكتروني: export@reh4mat.com.

دلالة

مقوام أسفل الساق يضغظ ويثبت عضلات الساق. يقلل الألم ويزيد امتصاصية الإفرازات ويسرع عملية الشفاء.

الصيانة والتخزين

- يجب حفظ المنتج في حالة نظيفة واستخدامه وفقا لتوصيات المصنع. قم بتنظيف المنتج بطريقة ملائمة للجهاز مرة واحدة على الأقل كل شهر أو أكثر من عشرة عند الضرورة وفقا لتوصيات المصنع وضمان حفظه في حالة جيدة. - ينبغي تنظيف المنتج بطريقة منتظمة وضمانه للحفاظ عليه بحالة جيدة.
- إن كانت الحبيزة تتضمن جهاز جانبية أو علاقات ومن الممكن فكها بسهولة دون استخدام أية أدوات فينبغي فكها قبل الغسيل.
- غسل يدويا في الماء الدافئ مع الصابون بحرارة ٣٠ درجة مئوية ي -.
- يمنع التجفيف باسطوانات الهواء الساخن،يمنع الغسل كيميائيا ،يمنع الكوي ،يمنع التطهير بالكلور.
- يجب تخزين المنتج في غرفة نظيفة وجافة.
- يُحفظ المقوام بعيداً عن مصدر الحرارة يُحفظ من الحرارة المرتفعة يُحفظ من الرطوبة

موانع

- يجب استخدام المنتج وفقا لتوصيات الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.
- لا تستخدم المنتج في الحجم الخطأ.
- فقط الحجم الماركب بشكل صحيح، وفقا لجدول الحجم المتاح على عبوة المنتج ووثائق معلومات المصنع وتقبل الضمانات والسلامة
- يمنع الآتي استخدام المنتج لدى الأطفال والأشخاص ذوي الوعي المحدود دون إشراف مقدم الرعاية.
- ينبغي بصفة خاصة ضبط صحة استخدام المقوام عند الأطفال والأشخاص ذوي - اضطرابات الذاكرة والمرضى النفسيين والأشخاص ذوي اضطرابات الحس.
- لا بد من الرصد المنتظم لحالة البشرة. وإن ظهرت تغيرات جلدية في أماكن تلامس المقوام مع البشرة ينبغي استشارة الطبيب المسؤول.
- في حالة تزامن استخدام المقوام مع وجود الدوالي أو المرور في السابق بحالات - التهاب الخثار الوريدي العميق أو وجود مرض استسقاء الأطراف السفلية أو العلوية لا يمكن استخدام المقوام إلا بعد استشارة الطبيب المسؤول.
- يمنع الآتي استخدام المنتج بطريقة مخالفة لوظيفته
- يمنع الآتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه.
- يمنع الآتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه
- يمنع الآتي إجراء أية تغييرات في هيكل المنتج بنفسك.
- يمنع الآتي استخدام الملحقات التي لا توصى بها الشركة المصنعة
- لا تستخدم المنتج بالقرب من مصادر الإشعاع المكشوفة أو وضعه على سطح ساخن، قد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة للمستخدم وقد يؤدي إلى الإضرار بالصحة.
- ارتداء المقوام لوقت الليل ممكن فقط في حالة توصيف ذلك من الطبيب المسؤول.

هام

- ملاحظة! يحتوي هذا الدليل على المعلومات الأساسية اللازمة للاستخدام الصحيح والأمن للمنتج وطريقة صيانتته وتنظيفه الصحيحة.
- ملاحظة! قبل استخدام هذا المنتج ينبغي الاطلاع التفصيلي على التعليمات الواردة في هذه الوريويمكن اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل من استخدام المنتج بأمان وتمديد صلاحيته.
- وفي حالة شكوك، يرجى استشارة طبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.
- ملاحظة! قد يؤدي تطبيق المنتج بما يخالف التعليمات الإرشادية إلى مضاعفات جسيمة.
- ملاحظة! ينبغي الحفاظ على هذه التعليمات الخاصة بالمنتج لإعادة استخدامها في وقت لاحق.
- تحذيرا! قبل كل استخدام للمنتج ، تحقق من عدم وجود تلف واضح أو تشققات أو طبقات فضفاضة أو تشوه أو عيوب أخرى قد تعرض المستخدم للخطر أثناء التشغيل.
- عدم - في حالة حدوث تلف للمنتج، يجب التوقف عن استخدامه وإعادته إلى عنوان الشركة المصنعة.
- إتلاف المنتج واستخدامه الصحيح هما الضمان الوحيد لعمله السليم.
- ملاحظة! الشركة المصنعة مسؤولة فقط عن العيوب الخفية أو الأضرار التي تنشأ أثناء الاستخدام السليم للمنتج نتيجة لعيوب التصنيع.
- ملاحظة! يحتوي هذا الدليل على المعلومات الأساسية اللازمة للاستخدام الصحيح والأمن للمنتج وطريقة صيانتته وتنظيفه الصحيحة. يرجى الحفاظ على هذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه
- ملاحظة! وجود الألم يُعتبر دائما تحذيرا. في حالة استمرار علامات الألم أو زيادة شدتها ينبغي دائما استشارة الطبيب المسؤول أو معالج إعادة التأهيل
- تم استخدام المنتج من قبل مريض واحد فقط
- ينبغي استخدام المقوام تبعاً لتعليمات الطبيب أو أخصائسي إعادة التأهيل.
- لا يتم التوصل إلى النتيجة المرجوة من استخدام المقوام إلا عند اختيار القياس المناسب للمريض ويقوم بذلك الطبيب المسؤول عنه أو البائع المتخصص أو أخصائسي إعادة التأهيل.
- إن اختيار القياس غير الصحيح يقلل من فعالية العلاج وقد يسبب عدم الراحة ويؤدي إلى إضعاف وضع الجسم أثناء الاستخدام. -.
- فينبغي اختيار حجم المنتج من قبل الطبيب المعالج أو البائع المتخصص أو أخصائي إعادة التأهيل.
- ينبغي بصفة خاصة ضبط صحة استخدام المقوام عند الأطفال والأشخاص ذوي اضطرابات الذاكرة والمرضى النفسيين والأشخاص ذوي اضطرابات الحس.
- ينبغي أن تكون البشرة نظيفة في مكان تطبيق المقوام (لا يجب استخدام مراهم أو كريمات أو رفادات طيبة قبل ارتداء المقوام).
- لا بد من الرصد المنتظم لحالة البشرة. وإن ظهرت تغيرات جلدية في أماكن تلامس المقوام مع البشرة ينبغي استشارة الطبيب المسؤول.
- في حالة تزامن استخدام المقوام مع وجود الدوالي أو المرور في السابق بحالات التهاب الخثار الوريدي العميق أو وجود مرض استسقاء الأطراف السفلية أو العلوية لا يمكن استخدام المقوام إلا بعد استشارة الطبيب المسؤول.
- قبل الاستخدام ، قم بإزالة جميع العيوب (الورق والبلاستيك) وعلامات التئوبب المراد قطعها وعلامات الكرتون.
- يُمنع الآتي استخدام المنتج بطريقة مخالفة لوظيفته.
- يُمنع الآتي استخدام المنتج في قياس غير مناسب.
- يُمنع الآتي استخدام المنتج لدى الأطفال والأشخاص ذوي الوعي المحدود دون إشراف مقدم الرعاية.
- يُمنع الآتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه.
- يُمنع الآتي محاولة تصليح المنتج بنفسك.
- يمنع الآتي إجراء أية تغييرات في هيكل المنتج بنفسك.
- يمنع الآتي استخدام الملحقات التي لا توصى بها الشركة المصنعة.



يجب تسجيل الأحداث الخطيرة المتعلقة بهذا الجهاز وتقديمه إلى كل من (المصنع) وإلى الجهة المختصة في بلدك.

يرجى إتباع الإعدادات المرفقة مع هذا الجهاز.

www.reh4mat.comقائمة بكافة قطع الغيار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمنتج المحدد.

	إقرار بأن المنتج يتوافق مع الشروط والمتطلبات الأساسية
	المصنع
	تاريخ الإنتاج
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل المنتج قبل الاستخدام
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل
	حماية من أشعة الشمس
	حفظ المنتج في الرطوبة المناسبة
	تحديد درجة حرارة حفظ المنتج
	يحفظ في مكان جاف
	هذه العبوة قابلة لإعادة التدوير
	جهاز طبي
	رقم الدفعة
	رقم الكتالوج
	يجب إلقاء هذه العبوة في القمامة
	علامة "العاصمة البولندية" تؤكد على الصنع المحلي للمنتج
	منتج خالي من المواد الكيميائية
	منتج موصى به من قبل المتخصصين
	منتج صديق للجلد
	منتج ابتكاري
	منتج صغير وطاقمة عمل كبيرة
	منتج صديق للبيئة
	منتج ضعيف التأريخ
	منتج صلب
	(ER) منتج إطلاق مستمر