




Ontario 2

FOTEL WYPOCZYNKOWY

Ontario 2 z 2 silnikami zapewnia niezależną regulację kąta nachylenia oparcia oraz podnóżka. Dzięki łatwemu w obsłudze pilotowi fotel można odchylić do pozycji całkowicie leżącej. To jest funkcja, która wyróżnia Ontario 2 od innych tego typu foteli.

Pozycja pochylenia do przodu ułatwia osobie starszej wstawanie.



Całkowita szerokość	845 mm
Całkowita długość	960 mm
Całkowita wysokość	1145 mm
Wysokość siedziska	500 mm
Szerokość siedziska	480 mm
Wysokość podłokietnika	140 mm

Głębokość siedziska	530 mm
Wysokość oparcia	670 mm
Waga	53,34 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Typ zasilania	230V
Dodatkowe informacje	CE

378

brąz

OBRACANY STOLIK

Ten drewniany stolik może być używany razem z innymi produktami VERMEIREN, takimi jak fotele geriatryczne, wózki geriatryczne czy fotele wypoczynkowe. Stolik można ustawić w różnych pozycjach, w zależności od potrzeb. Posiada indywidualne hamulce i jest regulowany na wysokość.



Całkowita szerokość	600 - 850 mm
Całkowita długość	950 mm
Całkowita wysokość	640 - 820 mm
Wysokość blatu	620 - 800 mm
Blat stolika (L x W)	950 x 500 mm
Kąt nachylenia stolika	0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°

Wysokość dolnej ramy	215 mm
Odległość od podłogi do dolnej ramy	60 mm
Średnica kółek	50 mm
Waga	11,3 kg
Maksymalne obciążenie stolika	10 kg
Dodatkowe informacje	CE

* Uwaga : Dopuszczalne odchylenia rozmiarów(± 15 mm, 1,5 kg). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska Łączna 1 55-100 Trzebnica Tel.: +48(71)3874200 Fax: +48(71)3870574 Email : info@vermeiren.pl

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.